



INTRODUZIONE

La gabbia svedese è un'ortesi per il ginocchio non articolata. Il suo sistema di pressione a tre punti offre un metodo semplice ma efficace per il controllo del genu recurvatum.

INDICAZIONI

Iperestensione del ginocchio (genu recurvatum).

Numero di parte	Descrizione	Dimensione	Circonferenza *
0866802	Gabbia per ginocchio svedese Lenox Hill	Piccolo	25 - 30 cm - 10 -12 in
0866803	Gabbia per ginocchio svedese Lenox Hill	Media	33 - 35 cm - 13 - 14 in
0866804	Gabbia per ginocchio svedese Lenox Hill	Grande	38 - 41 cm - 15 -16 in
0866805	Gabbia per ginocchio svedese Lenox Hill	X-Large	42 - 46 cm - 17 -18 in

***10 cm (4") sopra il centro del ginocchio**

Accessori	Descrizione del prodotto	Dimensioni
0266802	Cinghie di ricambio F/8668-Ginocchio svedese SM	Piccolo
0266803	Cinghie di ricambio F/8668-Ginocchio svedese MD	Medio
0266804	Cinghie di ricambio F/8668-Ginocchio svedese LG	Grande
0266805	Cinghie di ricambio F/8668-Ginocchio svedese XL	X-Large



I rivetti a scatto sono placcati in nichel. Se il paziente è allergico al nichel, adottare le misure appropriate.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

1. Sganciare un lato delle cinghie prossimali e distali dai bottoni automatici e sfilare i montanti.
2. Il paziente deve essere seduto con il ginocchio in flessione.
3. Applicare il tutore dalla parte posteriore, centrando la pelotta posteriore centrale sul ginocchio.
4. Regolare il tutore in base al comfort del ginocchio.
5. Portare le cinghie prossimali e distali attraverso la parte anteriore della gamba e ricollegarle ai montanti. La parte elastica delle cinghie deve essere appoggiata alla gamba.
6. Mettere in piedi il paziente e osservare il grado di estensione del ginocchio.
7. Regolare se necessario.

Nota: la posizione di fissaggio della pelotta posteriore determina la quantità di blocco dell'estensione. Un fissaggio più anteriore riduce il blocco, consentendo una maggiore estensione del ginocchio.



CONSERVAZIONE E UTILIZZO

Non sono state identificate restrizioni sulla temperatura di conservazione e di utilizzo.

SMALTIMENTO

Il dispositivo non contiene materiali pericolosi. Rispettare le leggi e le normative locali e nazionali.

INFORMAZIONI LEGALI

MD L'uso di questo dispositivo medico di classe 1 è soggetto alle leggi nazionali del Paese di utilizzo e può variare di conseguenza. L'utilizzatore di questo dispositivo deve segnalare qualsiasi incidente grave a Trulife e alle autorità competenti del paese di utilizzo.



Trulife

3225 Woburn St. Suite 160
Bellingham, WA 98226
STATI UNITI D'AMERICA

Telefono (+1) 360 697 5656

Invia un'e-mail a supportop@trulife.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover

Germania

GARANZIA LIMITATA

Trulife garantisce che il PRODOTTO è esente da difetti di materiale e di fabbricazione dalla data di installazione per il periodo di garanzia indicato sulla scheda di garanzia del PRODOTTO.

La presente garanzia non si applica se il PRODOTTO è stato danneggiato da uso improprio, abuso, negligenza, cura impropria, mancata osservanza delle istruzioni, usura anomala o nel caso in cui il PRODOTTO sia stato modificato/riparato da persone non autorizzate da Trulife.

Se durante il periodo di garanzia si riscontra un difetto di materiale o di lavorazione, Trulife provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Se non è possibile riparare o sostituire il prodotto, Trulife si limiterà a rimborsare il prezzo di acquisto.

Trulife non sarà responsabile, in base ad alcuna teoria legale, di danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dall'impossibilità di usare questo prodotto.

Le linee guida per l'applicazione di questo prodotto Trulife sono destinate esclusivamente all'uso e all'intervento di un medico certificato e qualificato. I pazienti non devono tentare di applicare o regolare l'articolo se non espressamente istruiti dal medico responsabile della prescrizione e/o dell'applicazione iniziale del dispositivo. Tutte le domande dei pazienti devono essere rivolte al medico e non al produttore. Il produttore garantisce solo che il prodotto allegato è stato ispezionato per la qualità e può essere efficace per determinate indicazioni, ma le decisioni finali e il monitoraggio continuo devono essere presi dal professionista medico che prescrive e/o applica il dispositivo per determinarne l'efficacia per il singolo paziente. La compliance del paziente è parte integrante dell'intero protocollo e deve essere rispettata per evitare potenziali problemi e massimizzare l'efficacia del prodotto prescritto.



Come condizione per la vendita di qualsiasi prodotto Trulife, questo prodotto è limitato all'"uso da parte di un solo paziente" da parte del paziente originariamente montato, al fine di proteggere il fornitore di cure e il paziente da conseguenze potenzialmente negative di trasmissione di malattie infettive, instabilità del materiale nell'adattarsi alla configurazione dell'utente originale e/o diminuzione dell'efficacia. Qualsiasi garanzia espressa o implicita decade se il prodotto viene riutilizzato o applicato a un altro paziente. Inoltre, la licenza del diritto d'uso ai sensi di qualsiasi brevetto pertinente al prodotto si estingue con la cessazione dell'uso da parte del paziente originale. Come per tutti i prodotti Trulife, questo prodotto deve essere prescritto e applicato da un medico qualificato per determinare se soddisfa le esigenze del paziente specifico e se ottiene i risultati desiderati.