

# linealastik PLUS



ORTHO  
SERVICE

RO+TEN

Take care feel better

REF.90132F - Epilastik Plus	REF.90132 - Epilastik32	Elastisk fabric elbow support
REF.90119FR - REF.90119FL   REF.90119R - REF.90119L	REF.90119FR - REF.90119FL   REF.90119R - REF.90119L	Manulastik Plus
REF.90104F   REF.90104	REF.90104F   REF.90104	Genulastik Plus
REF.90137F   REF.90137	REF.90137F   REF.90137	Genulastik04
REF.90104F - Genulastik Plus	REF.90104 - Genulastik04	



REF.90137F - Malleolastik Plus	REF.90137 - Malleolastik37	Silikon kniebrace
REF.90104F - Genulastik Plus	REF.90104 - Genulastik04	
REF.90104F - Genulastik Plus	REF.90104 - Genulastik04	
REF.90104F - Genulastik Plus	REF.90104 - Genulastik04	
REF.90104F - Genulastik Plus	REF.90104 - Genulastik04	

## LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE

**Epilelast Plus / Epilastik32:** Elastisch stoffen elleboogbrace  
**Manulastik Plus / Manulastik19:** Elastisch stoffen polsbrace  
**Genulastik Plus / Genulastik04:** Elastisch stoffen kniebrace  
**Malleolastik Plus / Malleolastik37:** Elastisch stoffen enkelbrace

### CONFORMITEITSVERKLARING

Aan fabrikant verkoopende ORTHOSERVICE AG, onder haars uitsluitende verantwoordelijkheid dat het medisch hulpmiddel van klasse I is dat vervaardigd en beoordeeld, conform de EU-reglement 2017/745 (MDR). Deze product is zijn opgesteld in toepassing van het voorname reglement. Ze zijn bedoeld om te worden voor een aantal en veel gebruik van het medisch hulpmiddel.

### HANDELSMERKEN VAN MATERIALEN

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V.

### VEILIGHEIDSMAASTREGEN

De door het product uitgevoerde druk werkt niet op lichaamsdelen met wonden, zwellingen of striemen. Het is raadzaam dat het hulpmiddel niet te strak aan te trekken om te voorkomen dat er zones ontstaan met een te grote plaatsscherpe druk of die de onderliggende zenuwen en/of bloedvaten beknijpt raken. Bij twijfel over hoe het product aan te brengen contacteer dan een dokter, fysiotherapeut of een orthopedisch technicus. Lees zorgvuldig de handleiding op het etiket aan de binneplaat. GEbruik het product NIET in geval van intolerante of allergie voor een of meer van de bestanddelen. WIJ raden aan het product niet te dragen in de nabijheid van open wond (REF.90104F) of een elektronische velt. Niet aanbrengen in direct contact met open wond.

### WAARSCHUWING

He is raadzaam dat het hulpmiddel dat is ontworpen voor de hieronder vermelde specificatie indicaties, wordt voorgeschreven door een dokter, fysiotherapeut en aangeboden door een orthopedisch technicus volgens de specifieke behoeften van de patiënt. Om te verzekeren van effectiviteit, verdraagbaarheid en goede werking, moet de toepassing met de juiste zorg en voorzichtigheid worden uitgevoerd. Verander nooit de aanspanning die door de dokter/ fysiotherapeut of orthopedisch technicus is voorgeschreven. De orthese is verantwoord en mag slechts door een arts/therapeut gebruikt worden. Indien de orthese ongepast gebruikt wordt, wiegt de fabricant en verantwoordelijkheid af zoals beschreven in de verordening voor medicinale hulpmiddelen. Bij overgevoelige personen kan direct contact met de huid voorbind en irritatie veroorzaken. Neem in het geval van pijn, zwelling, striemen of andere bijwerkingen contact op met uw arts, en in het geval van een ernstig ongevoel voorwiel, meld het incident bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw land. De effectiviteit van het orthopedische product is alleen gegarandeerd wanneer alle onderdelen correct in gebruik zijn.

### KIEZE/AFMETINGEN

Code		REF.90132F   REF.90132						
Maat		0	1	2	3	4	5	6
Onderarm omtrek 13cm van de epicondylus cm		17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Stofkleur		fluor geel / blauw						
ambidextrous								
Code		REF.90119FR - REF.90119FL   REF.90119R - REF.90119L						
Maat		0	1	2	3	4	5	6
Pols omtrek cm		13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stofkleur		fluor geel / blauw						
rechts of links								
Code		REF.90104F   REF.90104						
Maat		0	1	2	3	4	5	6
Dij omtrek 14cm boven het midden van de knieschijf cm.		35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Kuit omtrek 12cm onder het midden van de knieschijf cm.		25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46
Stofkleur		fluor geel / blauw						
ambidextrous								
Code		REF.90137F   REF.90137						
Maat		0	1	2	3	4	5	6
Enkel omtrek cm		15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Stofkleur		fluor geel / blauw						
ambidextrous								

### ONDERHOUD

Niet bleken  Niet schoonmaken met chemische producten  
 Niet strijken  Niet in de droogtrommel  
 Wasvoorschriften: handwas op max. 30° met neutrale zeep. Drogen uit de buurt van warmtebronnen. Reinigen met de handen of in een handdoek in warm water.

### INDICATIES

Epilelast Plus/Epitlastik32 - Latere epicondylitis (tenniselleboog) en mediale epicondylitis (golfelleboog) - Chronische pijn van bursitis of tendinitis. **Manulastik Plus/Manulastik19** - Pols en carpale verstijvingen - Tendinitis van de pols - Artrose en artritis van polsfracturen - Behandeling van de pols voor de operatie. **Genulastik Plus/Genulastik04** - Gelenk van blauwe polsband - Vroeg stadium artrose - Flessing en strekking in de pols en schouder. **Malleolastik Plus/Malleolastik37** - Problemen van de knieschijf - Verplooiing van de knieschijf tijdens sportbeoefening. **Malleolastik Plus/Malleolastik37** - Geïnfecteerd enkelverletning - Tendinopathie van de wreef en peroneuspezen.

### CONTRA-INDICATIES

Niet voor gebruik bij mensen met een kardiaal probleem.

### KARAKTER & MATERIAAL

- Elastisch stickeert stof met områden voor riktad kompression - Anatomisk design  
**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Siliconen inzetstukken gevormd voor herverleiding van de compressie op de epicondylus, epitrochlear en drenkussens op de onderarmen - De zijkanten zijn versterkt met siliconen en zodat de steun achterhaal aan zijn vorm behoudt wanneer het aangegetrokken wordt.

### INDIKATIES

**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Lateral epicondylitis (tenniselleboog) en medial epicondylitis (golfelleboog) - Chronische pijn van bursitis of tendinitis. **Manulastik Plus/Manulastik19** - Händelsschusterverletzung - Handelsschusterprobleme - Muskulär problemen in de handel - Efter stöd vid handel - Muskelproblem i händledet - Sledigt eller qigt i händledet - Efter stöd vid handelssbrud - Post-operativ behandling **Genulastik Plus/Genulastik04** - Boilecence i knäleden - Knäsmärt - Tidigt skejd av artros - Knäskälrelaterade problem - Mild instabilitet av knäskäl - Stabilisera knäskäl under idrott och motion. **Malleolastik Plus/Malleolastik37** - Tenditstukning i ankelgrad 1 - Muskulärproblem i ankel. **Malleolastik Plus/Malleolastik37** - Forstoring af ankel grad 1 - Muskulær problem i ankel.

### KONTRAINDIKATIES

Praktiskt ikke relevante til den, der ikke kan benytte.

### KARAKTER & MATERIAAL

- Elastisk stickeert stof med områder för märetet kompression - Anatomisk design  
**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Formade silikoninlegg för att omfölja kompression över armbågen och tyckputter på underarmen. - Den översta kanten är förstärkt med silikon så att stödet känns mjukare och håller formen vid applicering.  
**Manulastik Plus/Manulastik19** - Hult till tommelellen - Plastskinn - Festes med borrelåsbånd - Formade silikoninlegg i handen för att förlänga handens förmåga att böja. - Den övre kanten är förstärkt med silikon så att stödet hålls fast vid handen.

### KARAKTER & MATERIAAL

- Elastiskt stickeert stof med områder för märetet kompression - Anatomisk design  
**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Formade silikoninlegg för att omfölja kompression över armbågen och tyckputter på underarmen. - Den översta kanten är förstärkt med silikon så att stödet hålls fast vid handen.

### INDIKATIES

**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Latere epicondylitis (tenniselleboog) en medial epicondylitis (golfelleboog) - Chronische pijn van bursitis of tendinitis. **Manulastik Plus/Manulastik19** - Händelsschusterverletzung - Handelsschusterprobleme - Muskulär problemen i de handel - Efter stöd vid handelssbrud - Post-operativ behandling **Genulastik Plus/Genulastik04** - Boilecence i knäleden - Knäsmärt - Tidigt skejd av artros - Knäskälrelaterade problem - Mild instabilitet vid knäskäl - Stabilisera knäskäl under idrott och motion. **Malleolastik Plus/Malleolastik37** - Tenditstukning i ankelgrad 1 - Muskulær problem i ankel.

### KONTRAINDIKATIES

Niet voor gebruik bij mensen met een kardiaal probleem.

### KARAKTER & MATERIAAL

- Elastiskt stickeert stof med områder för märetet kompression - Anatomisk design  
**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Formade silikoninlegg för att omfölja kompression över armbågen och tyckputter på underarmen. - Den översta kanten är förstärkt med silikon så att stödet hålls fast vid handen.

### INDIKATIES

**Epilelast Plus/Epitlastik32** - Latere epicondylitis (tenniselleboog) en medial epicondylitis (golfelleboog) - Chronische pijn van bursitis of tendinitis. **Manul**

