

CITIIŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRĂŢI-LE

Corset ortopedic elastic pentru stabilizarea şi reliefaarea coloanei lombare şi a spatelui, cu suporturi rigide termofomabile.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

In calitate de producător, ORTHOSERVICE AG declară pe propria sa răspundere că acest dispozitiv medical este de clasă I şi a fost fabricat conform cerinţelor Regulamentului UE2017/745 (MDR). Aceste instrucţiuni au fost întocmite în aplicarea Regulamentului de mai sus menţionat. Acestea sunt menite să asigure utilizarea adecvată şi în siguranţa a dispozitivilor medicali.

MARCI ALE MATERIALELOR

Velcro® este o marcă înregistrată a Velcro Industries B.V.

PRECAUŢII DE UTILIZARE

Se recomandă ca presiunile exercitate de aparat să nu acţioneze asupra partilor corpului care prezintă rănă, umflături sau tumefacţi. Este indicat să nu strângeţi excesiv produsul pentru a nu genera zona de presiune locală excesivă sau compresie a nervilor şi/sau a vaselor de sange subiacente. Este recomandabil purtari o îmbrăcăminte, evitând contactul direct cu negrele faţă de medicale aplicabile la obiectului, consultaţi un medic, kinoterapeut sau tehnician ortoped. Clăteşte cu atenţie zona corpului produsului pe eticheta interioară. Se recomandă să nu purtaţi dispozitivul în apropierea fiarelor deşchise sau câmpuri electromagnetice puternice. Nu aplicaţi în contact direct cu rănă deschise

AVERTIZĂRI

Este indicat ca produsul, conceput pentru indicaţiile specifice enumerate mai jos, să fie prescris de un medic sau kinoterapeut şi aplicat de un tehnician ortoped, în conformitate cu nevoile individuale. Pentru a asigura eficacitatea, tolerabilitatea şi funcţionarea corectă, este necesar ca aplicaţia să fie efectuată cu cea mai mare grijă. Nu modificaţi directivă cu negrele faţă de medicale aplicabile la obiectului, consultaţi un medic, kinoterapeut sau tehnician ortoped. Nu utilizaţi produsul pentru scopuri neprevăzute. Ortoza este realizată pentru a fi utilizată de un singur pacient; altfel, producătorul îsi declina orice responsabilitate, în baza prevederilor regulamentului pentru dispozitive medicale. La persoanele hipersensibile, poate reacţiona direct de pielea poate provoca roşeală sau iritaţie. În caz de apariţie a durerii, umflării,tumefacţii sau orice altă reacţie anormală, contactaţi imediat medicul dumneavoastră şi, în cazuri deosebit de grave, raportaţi acest fapt producătorului şi autorităţii competente a propriului tău stat. Eficacitatea ortopedică a produsului este garantată numai cu utilizarea tuturor componentelor.

SORTIMENT/DIMENSIUNI

Cod	REF. 1090	REF. 1091*	REF. 1093**						
Marimea	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL		
Circumf. bazin cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140		
Înălţimea faţă cm	19	19	19	19	19	19	19		
Înălţimea faţă cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Înălţimea faţă cm**	14	14	14	14	14	14	14		
Înălţimea spatelui cm	28	28	28	28	28	28	28		
Înălţimea spatelui cm*	33	33	33	33	33	33	33		
Înălţimea spatelui cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Culoare	C=crem (1090,1091,1093) / S=negru (1090,1091,1093) /XXXL: numai negru								

OPŢIUNEA SŢOŢI2L suporturi rigide opţionale 22 cm (REF.1090) - 26 cm (REF.1091) - 16 cm (REF.1093)

ÎNŢERŢINERE

Nu înalbiti Curăţarea chimică nu este permisă

Nu călcaţi Nu usaţi cu maşina

Instrucţiuni de spalare:

BUST

- înainte de a spăla îmbrăcăminte, asiguraţi-vă că închideţi ferm elementele de fixare cu velcro

- spălaţi obiectul individual

- se spăla manual sau în maşina de spălat cu o spatula ultra-delicată la o temperatura de max 30°C cu detergent neutru

- lăsaţi-l să se usuce departe de sursa de căldură

PEDŢI

- Handvätt med mild tvålmedel vid högst 30°C (vi rekommenderar att du använder en svamp).

- Låt torka från direkt värmekälla.

- lăsaţi să se usuce departe de sursa de căldură

La sfârşitul perioadei de utilizare va rugăm să eliminati produsul in conformitate cu reglementarile locale.

INDICATII

- Lombagio
- Lombosciatica şi lombouralgie
- Spondilofartroză şi discopatia lombara
- Traume usoare ale coloanei vertebrale lombosacrale şi contracturi paravertebrale lombare
- Durs postoperator
- REF. 1091: rezultate ale lăşării vertebrolor lombare
- REF. 1091: tratamentul fracturii procesului transversal

CONTRAINDICATII

Momentan nu se stie nicuina

CARACTERISTICI ŞI MATERIALE

- Structura din material Sensitive®, elastic, respirabil, rezistent la uzură şi antistatic

- Benzii elastice pentru suport variabil şi personalizat

- Inchidere frontală cu Velcro®

- 2 atele rigide, termofomabile faţă şi spate, pe prescripţie medicală

- Atele rigide opţionale, care pot fi modificate după indicaţii medicale; pentru a fi introduse în cele 4 ghidaje din spate.

- Partea abdominală întărită cu atele spirale în poziţie oblică

- Adaptabil individual la patologia pacientului

APLICARE

1 Deschideţi bustul şi fixaţi temporar benzile Velcro® pe laterale corsetii (fig. A).

2 Poziţionaţi bustul astfel încât partile de prindere ale corsetii să fie orientate în sus.

3 Puneţi corsetul introducând degetul mare în fanta pentru a insera închiderea şi fixaţi bine cu închiderea central Velcro® (fig. B).

4 Asiguraţi-vă că închiderea după indicaţii medicale; pentru a fi introduse în cele 4 ghidaje din spate.

5 Strângeţi bustul prin aplicarea benzilor de velcro din faţă (fig. C).

NUMAI modele REF. 1091: strângeţi mai întâi benzile josse şi apoi pe cele înalte.

NOTA:

Pentru a aplica suportul rigid din spate (modelabil la căldură):

- aplicaţi den sâmbăţand stoppinea pe plastidelen (konkav sida-utan skrift, fig.L)
- aplicaţi căptuşeala adezivă pe partea din plastic (partea concavă - fără scris, fig.L)
- aplicaţi adezivul Velcro® central, pe partea opusă căptuşei (fig.M)
- fixaţi pletola folosind Velcro® de partea dorsală internă a bustului
- aplicaţi den sâmbăţand stoppinea pe partea din plastic (partea concavă - fără scris)
- aplicaţi căptuşeala adezivă pe partea din plastic (partea concavă - fără scris)
- fixaţi pletola cu Velcro® de inchiderea frontală a trunchiului

- Descrierile şi imaginile din acest document au doar scop ilustrativ comercial. Compania Orthoservice isi rezerva dreptul de a le modifica in functie de necesitate sau

VÄNLIGT LES INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH SPARA DEM

Elastisk ortos mot stva och formlbara dynor för att stabilisera ländryggen och avlasta trycket

DECLARAŢIION DE ÖVERSTÄMMELSE

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt er et medicinteknisk klass 1-produkt som har tillverkats i linje med kravene av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksionerna har utformats i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniske produkt.

VARUMÄRKE AV MATERIAL

Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V. Sensitive® er ett registrerat varumärke som tillhör EUROJERSEY

SÄKERHETSFORESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdæl som har sår, svullnad eller bölder. Det rekommenderas att inte späanna produkten för hårdt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl.

Ytterligare vi anbefaler tillägga å bruke underlag for å undgå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvil om, hvordan du skal bruke produktet, så kontakt en lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker.

Vit veksamheter om hur produktet skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Läs materiaalkompositionen på innsidan av produktens etikett noggant. Vi rekommenderar att inte använda produkten i närhet av öppen eld eller starka elektromagnetiska fält. Applicera inte vid direktkontakt med öppna sår.

VARNING

Det rekommenderas att denna produkt, som er designet for spesifikke indikasjonjer som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller sjukgymnast og appliceras av ortopedtekniker, i linje med brukernes behov. For å sikre effektivitet, tolerans og riktig funksjon skal produktet brukes med ytterste omsorg. Andra inte inställningene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar bortfaller vid oömsäpplig användning eller anpassning. Ortozen skall endast användas av en användare. Om ortosen används opassande, ansvarar produktet inte tillverkaren allt ansvar for reglerna av medicintekniske produkter. For hyperkänsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rödhet og iritation. Om det oppstår smerte, hevelse, kuler eller någon annan reaktion kontakta omgånde din läkare och vid speciella allvariga problem eller tvivel rapportera dem till oss og rapporter forholdet til produsenten og til den relevante myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert när alle komponentene brukes riktig.

STÖRELSE

Kod	REF. 1090	REF. 1091*	REF. 1093**						
Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL		
Omkremsmått midja cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140		
Höjdf oran cm	19	19	19	19	19	19	19		
Höjdf front cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Höjdf front cm**	14	14	14	14	14	14	14		
Höjdf bak cm	28	28	28	28	28	28	28		
Höjdf bak cm*	33	33	33	33	33	33	33		
Höjdf bak cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Färg	C=beige (1090,1091,1093) / S=svart (1090,1091,1093) /XXXL: endast svart								

OPŢIION SŢOŢI2L valfri stva stag cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091) - cm 16 (REF.1093)

UNDERHÅLL

Får inte blekas Ingen kemtvätt

Får inte strykas Ingen torktumling

Följ instruktionerna:

KORSETT

- Säkerstätt att Velcro®-fästeelement är ordentligt stängda innan du tvättar korsett.

- Tvätta korsettet separat.

- Tvätta för hand eller i tvättmaskinen med ett mildt rengöringsmedel med en extremt skånsam tvättcykel vid högst 30°C

- Låt torka från direkt värme.

PAD

- Handvätt med mild tvålmedel vid högst 30°C (vi rekommenderar att du använder en svamp).

- Låt torka från direkt värmekälla.

Kasta inte enheten eller någon av dess komponenter i miljön

INDIKATIONER

- Lumbago
- Ischias lumbagi og lumbal cruralgi
- Spondylartros og lændryggsdiskopati
- Lätt trauma med lumbosacrala kolumnen og paravertebrale lændryggen
- Postoperator rehabilitering
- REF. Endast 1091: Efterveivkninger av stabile kompresjonsfrakturer i korsryggen
- REF. Endast 1091: Behandling av frakturer til tværgående prosesser

KONTAINDIKATIONER

Inga kända för tillfällt

EGENSKAPER OCH MATERIAL

- Strukturen i Sensitive®-tyg, elastisk, andningsbar, stegrigt og antistatisk
- Elastiske bånd for variabel og personlig stötte
- Velcro® Kardborreknäppning framtilt
- 2 formbara dynor fram og bak, efter rekommendation av medicinsk personal
- Valfrje stva stag, formbare på rescept; å sette inn i de 4 lineære baklommer
- Magseksjonen forsterket av spiralkötner, der er liskeredet i en skrå stilling
- Individuelt tilpasset etter pasientens patologi

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

1 Öppna korsettten og fäst borrelåstroppene midteridtyll på siden (fig. A).

2 Sett korsettten på plats med hjalp på ovansidan.

3 För in tummen i öglan og fäst väl den centralla kardborrebandstängningen (fig. B).

4 Sett att stängningen er centered.

5 Dra ill korsettten genom å fästa remmene på de främre kardborrestroppen (fig. C).

KUNJ på modeller REF. 1091: tekk først i de nedre stroppene, deretter de övre.

OBSI

For å påføre den bakre stive puten (varmeforbar):

- påfør den selvklebende polstringen på plastidelen (konkav side-uten skrift, fig. L)
- påfør de selvklebende borelåstestene sentralt på motsatt side av polstringen (fig. M)
- fest puten med borelåst til den indre ryggraden av ortosen

For å påføre den fremre stive puten (varmeforbar):

- påfør den selvklebende polstringen på plastidelen (konkav side-uten skrift)
- fest puten med borelåst på den fremre lükingen av ortosen

- Beskrivelsene og bildene i dette dokument er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål.

Orthoservice forbeholder sig retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel eller behov.

VENNLIGST LES INSTRUKSJONERNA NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Elastisk ortose med stive og termoformbare puder for å stabilisere lænden og avlaste trykket

SAMSVARSERKLÆRING

Som produsent erklærer Orthoservice AG sitt fulde ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forordning. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet.

MERKING AV MATERIALE

Velcro® er e registrert varemärke for Velcro Industries B.V. Sensitive® er et registrert varemärke som tilhører EUROJERSEY

SIKKERHETSFORESKRIFTER

Vi anbefaler at trykket som produktet ikke påføres på noen kroppsdæl som er rammet av sår, hevelser eller kuler, på grunn av trykket produktet skapar.

Det anbefales å ikke stramme produktet for hardt for å unngå overdrevent lokalt trykk og kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Vi anbefaler å tillegga å bruke underlag for å unngå direkte hudkontakt. Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les materialets sammensetning på innsiden av produktetets nøye. Vi anbefaler å ikke anvende produktet i nærheten av åpen ild eller sterke elektromagnetiske felter. Må ikke påføres ved direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSEL

Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjonjer som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker i tråd med brukernes behov. For å sikre effektivitet, tolerans og riktig funksjon skal produktet brukes med ytterste forsiktighet. Du må ikke endre de inställningene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortozen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg allt ansvar for reglene for medisintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og iritasjon. Hvis det oppstår smerte, hevelse, kuler eller någon annen reaksjon, må du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer må du også rapportere forholdet til produsenten og til den relevante myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert när alle komponentene brukes riktig.

STÖRELSE

Kode	REF. 1090	REF. 1091*	REF. 1093**						
Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL		
Omkremsmått rundt midjen cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140		
Höjdf foran cm	19	19	19	19	19	19	19		
Höjdf foran cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Höjdf foran cm**	14	14	14	14	14	14	14		
Höjdf bak cm	28	28	28	28	28	28	28		
Höjdf bak cm*	33	33	33	33	33	33	33		
Höjdf bak cm**	23	23	23	23	23	23	23		
Färg	C=beige (1090,1091,1093) / S=svart (1090,1091,1093) /XXXL: kun svart								

OPŢIION SŢOŢI2L valfri stive stag cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091) - cm 16 (REF.1093)

VEDLIEHOLDSELSE

Skal ikke blekes Tåler ikke kjemisk rens

Skal ikke strykes Skal ikke tørketromles

Vaskemåtsvisning:

KORSETT

- Sørg for, at Velcro®-fæstene er ordentlig lukkede, før du vasker korsettet.

- Vask korsettet separat.

- Vask for hånd eller i vaskemaskinen med et mildt vaskemiddel og et ekstremt skånsomt vaskeprogram ved maks 30°C

- Lad tørre borte fra direkte varme.

PAD

- Handvask med mildt vaskemiddel ved maks 30°C (vi anbefaler, at du bruger en svamp).

- Lad tørre borte fra direkte værmekilder.

Kke kast enheten eller noen av dens komponenter i miljøet

INDIKASJONER

- Lumbago
- Lumbago ischias og lumbal cruralgi
- Spondylartrose og lændryggsdiskopati
- Lett trauma med lumbosacrale hvirvel og paravertebrale lænderyg
- Postoperator rehabilitering
- REF. Kun 1091: Efterveivkninger av stabile kompresjonsfrakturer i lænderyggen
- REF. Kun 1091: Behandling av frakturer på tværgående prosesser

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kendte i øjeblikket

EGENSKAPER OG MATERIALE

- Strukturen i Sensitive®-stoff, elastisk, lindbart, tørt og antistatisk
- Elastiske bånd for variabel og personlig støtte
- Velcro® Borelåstknäppning foran
- 2 termoformbare puder foran og bak, på rescept
- Valfrje stive stag, formbare på rescept; å sette inn i de 4 lineære baglommer
- Magseksjonen forsterket av spiralkötner, der er liskeredet i en skrå position
- Individuelt tilpasset etter pasientens patologi

BRUKSANVISNING

1 Öppna korsettten og fäst borrelåstroppene midteridtyll på siden (fig. A).

