

LÜZDU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAĢLABĀJIET INSTRUKCIJAS

Rokas un pleca imobilizātors ar noņemamu elkoņa kabatu

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šis lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbilstošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

MATERIĀLU PREČU ZĪMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iesakām izvietot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējam nepievilkāt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanās, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu saspiešanas. Ieteicams valkāt izstrādājumu virs apģērba, izvairīoties no tiešas saskares ar ādu. Ja rodas šaubas par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu – tehniķi. Uzmanīgi izlasiet produkta sastāvu uz iekšējās etiķetes; NELIETOJET produktu, ja ir nepanesība vai alerģija pret kādu no tā sastāvdaļām. Ierīci nedrīkst lietot atklātas līmesnas. Nelietot tiešā saskarē ar atvērtām brūcēm.

BRĪDINĀJUMI

Izstrādājumu iesakām lietot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektīvāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veiktos iestatījumus. Ražotājs nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbilstoši, ražotājs neuzņemas atbildību un saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar praugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu neapstrastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu ražotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā daļas.

IZVĒLE/IZMĒRS

Artikuls	REF. 8412
Izmērs	universāls
Krāsa: melna	
Piemērots labajai un kreisajai kājai	

KOPŠANA

☒ Nebalināt ☒ Ķīmiskā netīrīt
☒ Negludināt ☒ Nežāvēt žāvētājā
☒ Mazgāšanas instrukcijas: mazgāt ar rokām līdz max.30°C, pielietojot maigas ziepes.
☒ Žāvēt prom no siltuma avotiem.

Izstrādājumu un tā daļas izmest tikai īpaši paredzētājās vietās.

INDIKĀCIJAS

- Vienkārši augšdelma kaula lūzumi
- Pleca locītavas izmežģijums
- Pleca distorsijas
- Augšdelma kaula lūzumu pēcoperācijas aprūpe un ievajaušanās pleca dislokāciju dēļ
- Pēcoperācijas aprūpe bicepsa muskuļa garas galvas cīpslu sūvēm

KONTRINDIKĀCIJAS

Pašlaik nav zināmas.

RAKSTŪRLIELUMU UN MATERIĀLI

- Rokas atbalsta kabata (soma) izgatavota no poliestēta Velcro® auduma, perfekti regulējama
- Mikstās plecu jostas ar Velcro® funkciju
- Ekskluzīva pleca atbalsta josta no tīkveida auduma
- Atbalsta josta izgatavota no poliestēta Velcro® auduma, perfekti regulējama

IZSTRĀDĀJUMA UZLIKŠANA

- Ievietojiet pleca roku , kuram jābūt imobilizētam, rokas kabatā.Nodrošiniet lai oranža etiķete būtu ārpusē un rādītu uz augšu (zīm.A)
- Novietojiet jostas pār pleciem (zīm.B), šķērsojiet tās aizmugurē (zīm.C), pēc tam vadiet uz priekšu pāri rokas kabatai un nostipriniet, aizverot Velcro® aizdāri (zīm.D).Apakšdelmam jāatrodas horizontālā stāvoklī, paralēli zemei.
- Piestipriniet fiksācijas jostu, izmantojot atbilstošu Velcro® aizdāri, pie rokas kabatas (zīm.E), vadiet ar krūtīm (pāri rokas, kas jāimobilizē un zem pretējās rokas) un vēlreiz aizveriet jostu ar Velcro® aizdāri (zīm.F).
- Piestipriniet elkoņa atbalsta jostu, nostiprinot to vienā pusē pie fiksācijas jostas un otrā pusē pie rokas kabatas (zīm.G).

-Šajā dokumentā ietvertie apraksti un attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un komerciāliem mērķiem. Orthoservice patur tiesības tos mainīt atbilstoši savām vajadzībām.

MOLIMO VAS DA PAŽĻIVO PROČITATE OVE UPUTE I SAČUVATE IH

Ortoza za imobilizaciju ruke i ramena s uklonjivim džepom za lakat

IZJAVA O SUKLADNOSTI

ORTHOSERVICE AG, kao proizvođač, pod punom odgovornošću izjavljuje da je ovo medicinski proizvod klase I koji je proizveden i procijenjen prema EU Uredbi 2017/745 (MDR). Ove upute su sastavljene sukladno spomenutoj Uredbi. Namjena ovih uputa je osigurati primjerenu i sigurnu uporabu medicinskog proizvoda.

ZAŠTITNI ZNACI MATERIJALA

Velcro® je registrirani zaštitni znak tvrtke Velcro Industries B.V.

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Preporučamo da ne primjenjujete pritisak koji stvara ovaj proizvod na dijelove tijela na kojima se nalazi rana, otok ili modrica. Preporučamo da proizvod ne stegnete preako kako bi se izbjeglo stvaranje pretjeranog lokalnog pritiska ili kompresije na žilce i/ili krvne žile u blizini mjesta primjene proizvoda. Nadalje, preporučamo nošenje rublja ispod proizvoda kako bi se izbjegao direktan kontakt s kožom. Ukoliko ste u nedoumici kako primijeniti proizvod, kontaktirajte liječnika, fizioterapeuta ili ortopedskog tehničara. Pažljivo pročitatje sastav proizvoda na unutarnjoj etiketi; NEMOJTE koristiti proizvod u slučaju netolerancije ili alergije na jedan ili više njegovih sastojaka.Preporučamo da ne koristite proizvod u blizini otvorenog plamena. Ne primjenjivati u izravnom kontaktu s otvorenim ranama.

UPOROZREJNA

Preporučujemo je da ovaj proizvod, namijenjen za specifične indikacije navedene na cijeni, propiše liječnik ili fizioterapeut, a postavi ortopedski tehničar sukladno specifičnim potrebama pacijenta. Kako bi se osigurala učinkovitost, podnošljivost i pravilno funkcioniranje, proizvod se mora postaviti s pažnjom. Nikada nemojte mijenjati prilagodbe proizvoda koje je napravio liječnik, fizioterapeut ili ortopedski tehničar. Odgovornost proizvođača se gubi u slučaju nepravilne uporabe ili prilagodbe proizvoda. Ortoza je namijenjena uporabi od strane samo jednog pacijenta. Ukoliko se ortozu nepravilno rabi, proizvođač ne snosi odgovornost sukladno Uredbi o medicinskim proizvodima. Kod pacijenata s osjetljivom kožom, upotrijebite kontakt proizvoda s kožom, može doći do crvenila i iritacije.

U slučaju pojave boli, otoka, modrica ili bilo koje druge neželjene reakcije, odmah se obratite liječniku. U slučaju štetnog događaja, prijavite štetni događaj proizvođaču i nadležnom tijelu u Vašoj zemlji. Učinkovitost proizvoda je moguća samo ako sve komponente proizvoda pravilno funkcioniraju.

ODABIR / VELIČINA

Šifra	REF. 8412
Veličina	univerzalna
Boja: crna	
Prilagodno za desnu i lijevu ruku	

ODRŽAVANJE

- ☒ Ne izbjeljivati ☒ Bez kemijskog čišćenja

☒ Ne glačati ☒ Ne sušiti u sušilici

☒ Upute za pranje: ručno pranje na maks. 30 °C uz uporabu neutralnog sapuna.

Sušiti dalje od izvora topline.

Ne odlažite proizvod niti jjeđan njegov dio u okoliš.

INDIKACIJE

- Stabilni prijelomi humerusa
- Glenohumeralna luksacija
- Distorzije ramena
- Postoperativno liječenje prijeloma humerusa i glenohumeralne luksacije
- Postoperativno nakon tenorafije duge glave bicepsa humerusa

KONTRINDIKACIJE

Trenutno nisu poznate

SVOJSTVA I MATERIJALI

- Ortoza izrađena od prozračnog materijala
- Podstavljena tkanina s Velcro® pričvršćivanjem, potpuno podesiva
- Meke Velcro® naramenice
- Ekskluzivna mrežasta traka za blokadu lakta
- Podesiva traka za fiksaciju izrađena od podstavljenog materijala

STAVLJANJE ORTOZE / POSTAVLJANJE PROIZVODA

- Umetnite ruku i rame koje treba imobilizirati u ortozu. Provjerite da je narancasta etiketa izvana i okrenuta prema gore (slika A).
- Postavite naramenice preko ramena (slika B), prekrižite ih na leđima (slika C), zatim ih dovedite prema naprijed preko ortoze i pričvrstite Velcro® zatvaranjem (slika D). Podlaktica mora biti vodoravna i paralelna s tlom.
- Pričvrstite traku za fiksaciju pomoću pripadajućeg Velcro® zatvarača na ortozu (slika E), zatim je provedite oko prsnog koša (preko imobilizirane ruke i ispod suprotne ruke) te ponovno zatvorite Velcro® zatvarač (slika F).
- Pričvrstite traku za potporu lakta tako da je s jedne strane pričvrstite na traku za fiksaciju, a s druge strane na džepnosiljku (slika G).

- Opisi i slike u ovom dokumentu su isključivo u ilustrativne i komercijalne svrhe. Orthoservice zadržava pravo izmjene prema svojim potrebama bez prethodne obavijesti.

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ

Фіксуючий ортез для руки і плеча

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД ВИРОБНИКА.

Виробник є особою компанії ORTHOSERVICE AG заявляє про свою виняткову відповідальність, що це медичний виріб класу I, та виготовлений відповідно до вимог Регламенту ЄС 2017/745 (EU MDR). Ця інструкція була підготовлена відповідно до основоположних принципів, згаданих вище. Вони призначені для забезпечення належного та безпечного використання медичного виробу.

ТОРГОВІ МАРКИ МАТЕРІАЛІВ

Velcro® – це зареєстрована торгова марка компанії Velcro Industries B.V.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Напруга, що створюється виробом, не повинна здавлювати пошкоджені ділянки шкіри або припухлості. Не рекомендується занадто перетягувати виріб, щоб уникнути небажаного тиску на нервові та судинні закінчення. Рекомендується одягати виріб на бавовняну майку, щоб уникнути прямого контакту зі шкірою. У разі виникнення сумнівів у застосуванні виробу зверніться до лікаря, фізіотерапевта, техника-ортпеда. Уважно прочитайте склад продукту на внутрішній етикетці, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ продукт у разі непереносимості або алергії на один чи кілька його компонентів. Не рекомендується одягати виріб поблизу відкритого вогню. Не застосовувати його прямому контакт з відкритими ранами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей медичний виріб повинен бути вилисаний лікарем або фізіотерапевтом і накладений техніком-ортоедом відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Правильне застосування виробу не вимагає для забезпечення його ефективності. Усі зміни конструкції мають бути призначені лікарем/фізіотерапевтом/техніком-ортпедом. Виробник не несе відповідальності у разі неналежного використання виробу. Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта, інакше виробник знімає з себе будь-яку відповідальність, ґрунтуючись на вимогах до медичних виробів. У гіперулітних пацієнтів при безпосередньому контакті зі шкірою можуть виникнути почервоніння або подразнення. У разі виникнення болювих відчуттів, набряків, припухлостей негайно зверніться до свого лікаря, і за наявності серйозних наслідків проінформувати виробника та компетентні органи у відповідній країні. Ефективність медичного виробу буде забезпечена лише у разі використання всіх його компонентів.

ПІДБІР/РОЗМІРИ

Код	REF. 8412
Розмір	універсальний
Колір: чорний	
Однаково для лівої та правої руки	

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

☒ Не відбілювати ☒ Не піддавати хімічному чищенню

☒ Не гладити ☒ Не сушити в сушильній машинці

☒ Інструкції за прання: Ручне прання водою при температурі до 30 ° C з нейтральним миючим засобом. Сушити слід подаль від прямих джерел тепла.

Не викидайте товар або будь-які його компоненти в навколишнє середовище.

ПОКАЗАННЯ

- Стабільні переломи плечової кістки
- Вивихи плеча
- Викривлення плеча
- Лікування післяопераційних переломів плечової кістки та вивиху плечової кістки
- Післяопераційне лікування тенорафії довогі головки двоглового м'яза плеча

ПРОТИПОКАЗАННЯ

На даний момент не виявлено

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МАТЕРІАЛИ

- Сумка для підтримки руки зі стьобаної тканини на липучці для максимального діапазону регулювання
- М'які бретелі із застілками на липучках, що регулюються
- Спеціальна стрічка для блокування ліктія зі сітчастої тканини.
- Фіксуюча стрічка, що стягує, зі стьобаної тканини на липучці для максимального діапазону регулювання

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Вставте руку, що відповідає плечу, яке має бути зафіксована, у сумку для підтримки руки, слідкуйте за тим, щоб помаранчева етикетка була звернена назовні та вгору (мал. А).
- Протягніть ремінь через плечі (мал. В), перекристіть їх задуу (мал. С), витягніть їх вперед, протягнувши їх через наручне кишеню для підтримки руки, і застібніть їх за допомогою липучок Velcro® (рис. D). Передліччя повинне утримуватися в горизонтальному положенні, паралельно підлозі.
- Прикріпіть фіксуючу стрічку до кишені для підтримки руки за допомогою спеціальної застібки на липучці Velcro® (рис. E), оберніть її навколо грудей (над рукою, яка повинна бути зафіксована, і під протилежною рукою) та застібніть її за допомогою застібки на липучці Velcro® (рис. F).
- Надягніть стрічку для підтримки лікта, зафіксувавши її з одного боку на фіксуючу смугу, а з іншого – до кишені для підтримки руки (рис. G).

- Opisi ta zobraženja, predstavljeni v цьому документі мають рекомендаційний та комерційний характер. Компанія Orthoservice залишає за собою право за необхідності вносити зміни.

LUETHAN OHJEET HUOLELLEISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

Tuki käsivarsen ja olkapään imobilisointiin irrotettava kyynärtasku

VAATIMUSTENMUKAISUUS VAKUUTUS

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Tämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

TUOTEMERKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V:n rekisteröity tavaramerkki.

VAROTOIMET

Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kyhmyjä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristeelta vältytään eikä tuotteen alaisiin hermoihin ja verisuoniin kohdistu liiallista puristusta. Lisäksi suosittelemme aluvaateen käyttämistä suoran ihokosketuksen välttämiseksi . Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimittaneen apuvalineammattilaisen puoleen. Lue tuotteen koostumus huolellisesti sisäisestä etiketistä; ÄLÄ käytä tuotetta, jos sinulla on intoleranssi tai allergia yhdelle tai useammalle sen sisältämälle ainesosalle. Tuotetta ei suositella käytettäväksi avotulen. Älä levitä kosketuksiin avoimien haavojen kanssa.

VAROITUKSET

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitetyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apuvalinealan ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tahokkuuden, käyttöomakuvuuden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkäriin, fysioterapeutin tai apuvalineiteknikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuut raukeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkäihoisilla henkivöllä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos kyseessä on erityisen vakava häaitä, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja käytetään oikein.

VAIHTOEHDOT/KOKO

Tuotenumero	REF. 8412
Koko	universaali
Väri: musta	
Sopii oikeaan ja vasempaan käteen	

TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO

☒ Ei valkaisua ☒ Ei kemiallista pesua

☒ Älä siilitä ☒ Ei numpuikuivausta

☒ Pesuohjeet: Käsinpesu haaleassa vedessä (max. 30°C) ja neutraalilla pesuaineella.

Kuivaa kaukana lämmönlähteistä.

Älä hävitä tuotetta tai mitään sen osia luontoon.

INDIKAATIOT

- Olkavarren murtumat
- Olkaniivelen luksaatiot
- Olkapään nivelsidevammat
- Postoperatiivinen kuntoutus olkavarren murtumien ja olkapään sijoitaaanmenon yhteydessä
- Postoperatiivinen kuntoutus hauiksen pitkään vammojen jälkeen

KONTRAINDIKAATIOT

Ei tunnettuja kontraindikatioita.

OMINAISUUDET JA MATERIAALI

- Käsitasku tehty pehmustetusta kankaasta, ulkopinnalle mahdollisuus kiinnittää tarta
- Pehmeät olkaremmit
- Erittään laadukas kyynänpääremmi
- Pehmustettu kääntöremmi, johon mahdollisuus kiinnittää tarranauhoja

PUKEMISOHJEET

- Aseta imobilisoitavan olkapään käsivarsi sille tarkoitettuun taskuun. Varmista, että oranssi merkki on ulkopuolella ja oikein päin (kuva A).
- Vie remmit olkapään yli (kuva B), vie ne ristiin selän puolella (kuva C), sitten tuo remmit eteen käsivarsen taskuun yli ja sulje ne Velcro® -tarraila (kuva D). Kyynärvaren tulee olla vaakatasossa.
- Kiinnitä fiksaatioremmi Velcro® -tarralla käsivarsen taskuun (kuva E), vie se rinnan ympärä (immobilisoitavan käden yli ja toisen käden alta) ja kiinnitä remmi myös toisesta päästään käsivartistaskuun Velcro® -tarralla
- Lisää kyynänpään tukiermi kiinnittämällä se toisesta päästä fiksaatioremmiin ja toisesta päästä käsivartistaskuun (kuva G).

-Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

ROSIMO DA, NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA TER JIH HRANITE ZA BODOČO UPORABO

Imobilizator za roko in ramo s snemljivim žepom za komolec

IZ JAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec ORTHOSERVICE AG izjavlja na svojo izključno odgovornost, da ta medicinski pripomoček spada v razred I in da je bil izdelan in ocenjen v skladu z Uredbo EU 2017/745 (MDR). Navodila so bila sestavljena po določilih zgoraj omenjene uredbe. Njihov namen je zagotoviti primerno in varno uporabo medicinskega pripomočala.

BLAGOVNE ZNAMKE MATERIALOV

Velcro® je registrirana blagovna znamka družbe Velcro® Industries B.V.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pripomoček ne sme pritisirati na ranjene, nabrekle ali otekle dele telesa. Svetujemo, da ne pretiravate z zategovanjem pripomočka, da ne povzročite nastanka preveč stisnjenih območij ali kompresije bližnjih žilev oziroma žil. Priporočljivo je imeti na sebi obleko, da se prepreči neposreden stik pripomočka s kožo. Če ste v dvomih glede uporabe pripomočka, se obrnite na zdravnika, fizioterapevta ali ortopedskega tehniika. Pažljivo preberite sestavo izdelka na notranji etiketi; Izdelka NE uporabljajte v primeru intolerance ali alergije na eno ali več sestavin, ki so v njem. Pripomočka ni priporočljivo uporabljati v bližini odprtega plamena. Ne nanašajte v neposrednem stiku z odprtimi ranami.

OPOZORILA

Priporočljivo je, da pripomoček, znanovan za spodaj navedene indikacije, predpiše zdravnik ali fizioterapevt, ortopedski tehnik pa ga uporabi glede na posebne potrebe pacienta. Pripomoček je treba namestiti z največjo skrbnostjo, da se zagotovijo učinkovitost, udobno nošenje s strani pacienta in pravilno delovanje. Nikoli ne spreminjajte nastavitev zdravnika / fizioterapevta / ortopedskega tehnika. Odgovornosti proizvajalca preneha, v primeru neustrezne uporabe ali prilagodbe. Ortoza je narejena tako da jo lahko uporablja samo en pacient. Če se ortozu neustrezno uporablja, proizvajalec zavrne vso odgovornost, ki jo določa uredba o medicinskih pripomočkih. Pri preobčutljivih osebah neposredni stik s kožo lahko povzroči rdečico in draženje. V primeru pojave bolečin, nabrekli, oteklin ali katere koli druge neobčajne reakcije se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom, v primeru posebej hudega neželenega dogodka, obvestite proizvajalca in pristojni organ vaše države o incidentu. Učinkovitost ortopedskega izdelka je zagotovljena le, če so vsi sestavni deli pravilno v uporabi.

IZBIRA/DIMENZIJE

Code	REF. 8412
Velikost	Univerzalna
Barva: črna	
Za desni ali za levi ud	

MAINTENANCE / VZDRŽEVANJE

☒ Beljenje ni dovoljeno ☒ Kemično čiščenje prepovedano

☒ Likanje ni dovoljeno ☒ Prepovedano sušenje v sušilnem stroju

☒ Navodila za pranje: Ročno pranje do 30 °C z nevtralnim milom, sušite stran od virov toplote.

Pripomočka oziroma njegovih delov ne odvrzite v okolje.

INDIKACIJE

- Nekomplicirani zlomi nadlahtnice
- Glenohumeralni izpahi
- Iz

