

ES LEES DEZ INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE

Eplastiķ32: Elastisch stoffen elleboogbrace
Manulastik19: Elastisch stoffen polsbrace
Genulastik04: Elastisch stoffe kniebrace
Malleoelastik37: Elastisch stoffen enkelbrace

CONFORMITEITSVERKLARING

Als fabrikant verklaart ORTHOSERVICE AG, onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid dat het een medisch hulpmiddel is van klasse I die is vervaardigd en beoordeeld, conform de EU-reglement 2017/745 (MDR). Deze instructies zijn opgesteld in toepassing van het voornoemde reglement. Ze zijn bedoeld om te zorgen voor een adequaat en veilig gebruik van het medisch hulpmiddel.

HANDELSMERKEN VAN MATERIALEN
Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V.

VEILIGHEIDSMATREGELINGEN

De door het product uitgeoefende druk werkt niet op lichaamsdelen met wonden, zwellingen of striemen. Het is raadzaam het hulpmiddel niet te strak aan te trekken om te voorkomen dat er zones ontstaan met een te grote druk. Het is raadzaam de onderliggende zenuwen en/of bloedvaten bekend raken. Bij twijfel over hoe het product aan te brengen contacteer dan een dokter, fysiotherapeut of orthopedisch technicus. Lees zorgvuldig de samenstelling van het product op het etiket aan de binnenzijde; GEBRUIK het product NIET in geval van intolerantie of allergie voor een of meer van de bestanddelen. Wij raden aan het product niet te dragen in de nabijheid van open vuur of (REF-90104F) sterke elektromagnetische velden. Niet aanbrengen in direct contact met open wonden.

WAARSCHUWINGEN

Het is raadzaam dat het hulpmiddel dat is ontworpen voor de hieronder vermelde specifieke indicaties, wordt voorgeschreven door een dokter, fysiotherapeut en aangebracht door een orthopedisch technicus volgens de specifieke behoeften van de patiënt. Om te verzekeren van efficiëntie, vervaardigbaarheid en een goede werking, wordt toepassing met zorg en aandacht uitgevoerd. Verander nooit de aanpassing die door de dokter/ fysiotherapeut/ of orthopedisch technicus is gemaakt. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt bij ongepast gebruik of aanpassing. De verandering is verantwoordig en mag slechts door één patiënt gebruikt worden. Indien de orthese ongepast gebruikt wordt, wijst de fabrikant elke verantwoordelijkheid af zoals bepaald in de verordening voor medische hulpmiddelen. Bij overmatig gebruik kan de patiënt schade aan de huid, roodheid en irritatie veroorzaken. Neem in het geval van pijn, zwelling, striemen of andere bijwerkingen contact op met uw arts, en in het geval van een ernstig ongeval van vooraf, meld het incident bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw land. De efficiëntie van het orthopedische product is alleen gegarandeerd wanneer alle onderdelen correct in gebruik zijn.

KEUZE/AFMETINGEN

Code	REF-90132
Maat	0 1 2 3 4 5 6
Storlek	17/19 19/21 21/23 23/25 25/27 27/29 29/31
Onderarm omkret 13cm van de epicondylus cm	
Kleur	blauw

ambidextrie

Code	REF-90119R - REF-90119L
Maat	0 1 2 3 4 5 6
Storlek	13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Pols omtrek cm	
Kleur	blauw

rechts of links

Code	REF-90104
Maat	0 1 2 3 4 5 6 7
Storlek	35/38 38/41 41/44 44/47 47/50 50/53 53/56 56/59
Mittelen omtrek 14cm boven het midden van knieskålen cm	
Kuit omtrek 12 cm onder het midden van de knieskål cm	25/28 28/31 31/34 34/37 37/40 40/43 43/46 46/49
Kleur	blauw

ambidextrie

Code	REF-90137
Maat	0 1 2 3 4 5 6
Storlek	15/17 17/19 19/21 21/23 23/25 25/27 27/29
Enkel omtrek cm	
Kleur	blauw

ambidextrie

ONDERHOUD
✗ Niet bleken ✗ Niet schoonmaken met chemische producten
✗ Niet in strijken ✗ Niet in de droogtrommel
✗ Wasvoorschriften: handwas op max. 30°C met neutrale zeep. Drogen uit de buurt van warmtebronnen. Niet het product of onderdelen ervan in het milieu ontdoen.

INDICATIES
Eplastiķ32 - Latere epicondylitis (tenniselleboog) en mediale epicondylitis (golffeleboog)
- Chronische pijn van bursitis of tendinitis.
Manulastik19 - Pols en carpalpe versteking - Tendinitis van de pols - Artrorse en artritis van de pols
- Nawerkingen van polsfracturen - Behandeling van de pols na de operatie.
Genulastik04 - Goniose - Goniose - Femoro-stadium artrose - Femoro-patellaire chondropathie en chondralomafie in de knie - Milde instabiliteit van de knieskål - Voorkomen van verplaatsing van de knieskål tijdens sportbeoefening.
Malleoelastik37 - Graad I enkelverstuikingen - Tendinopathie van de wreef en peroneuspeesen.

KONTRAINDICATIES
Momenteel niet bekend

KENMERKEN EN MATERIALEN

- stretch gebreide stof met gebieden van verschillende gerichte compressies • Anatomisch ontworpen
Eplastiķ32 - Siliconen inzetstukken gevormd voor herverdeling van de compressie op de epicondylus, epitrocheol en de drukkussen op de onderarm - De zijkanten zijn verstevigd met een siliconenrand zodat de steun zacht aanvoelt en de druk gelijkmatig wordt verdeeld.
Manulastik19 - Duimgat - Polymere palmpak - Versneld met een Velcro® polsband - Siliconen inzetstukken gevormd om het styloïde proces te passen - De randen van de onderarm zijn verstevigd met een siliconenrand zodat de brace zacht aanvoelt en zijn vorm behoudt wanneer het aangetrokken wordt.
Genulastik04 - Siliconen knieskål stabilisator - Zipskakken die de kniebrace stevig op zijn plaats - De bovenrand is verstevigd met een siliconenrand zodat de steun zacht aanvoelt en zijn vorm behoudt wanneer het aangetrokken wordt.
Malleoelastik37 - Siliconen inzetstuk - Siliconen rand zodat ze op de malleoli passen - De bovenrand is verstevigd met een siliconenrand zodat de steun zacht aanvoelt en zijn vorm behoudt wanneer het aangetrokken wordt.

PLAATSEN VAN HET PRODUCT

Eplastiķ32 1 Plaats de elleboogbrace met het label naar boven; het grootste deel van het siliconen inzetstuk moet op de onderarm rusten. 2 Positieer de elleboogbrace zo dat de openingen in de siliconenpelotte gecentreerd zijn rond de epicondylus en epitrocheol.
Manulastik19 1 Plaats de polsbrace met het label naar boven. 2 Positeer de polsbrace zodanig dat de duim door de daarvoor bestemde opening gaat en de stijve spalk tegen de palm van de hand rust. 3 Maak de Velcro® polsbrace vast. **Genulastik04** 1 Plaats de kniebrace met het label naar boven. 2 Plaats de kniebrace op de onderarm en de knie. 3 Positeer de speciale siliconen stabilisator. **Malleoelastik37** 1 Plaats de enkelbrace met het label naar boven. 2 Plaats de enkelbrace zo dat de malleoli correct gepositioneerd is met de speciale siliconen inzetstukken.

- De beschrijvingen en afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en voor commerciële doeleinden. Orthoservice behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op basis van hun behoeften.

SE VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRÄNT OCH SPARA DEM

Eplastiķ32: Elastisk stoffen ellebogstöd
Manulastik19: Elastisk handledsstötte
Genulastik04: Elastisk knäskyotte
Malleoelastik37: Elastisk ankelstötte

DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMELSE

Som tillverkare av ortoservice AG ställer vi fullt ansvar för att detta produkt är ett medicinteknisk klass 1 produkt som har tillverkats i linje med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionserna är utformade i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

VÄRDMÄRKE AV MATERIALE
Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

SAKERHETSFORESKRIFTER

Vi anbefalar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdell som har sår, sårblad eller bölder. Det anbefalles att inte späanna produkten för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver eller blodkärl. Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les nøye gjennom produktets sammensetning på den indvendige etiketten; IKKE bruk produktet ved intoleranse eller allergi mot en eller flere av dets ingredienser. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen lid eller (REF-90104F) (REF-90104F) sterke elektromagnetiske felt. Må ikke påføres i direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSLER

Det anbefales at dette produkt, som er designet for spesifikke indikationer i henhold til nedenstående, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukers behov. For å sikre effektivitet, toleranse og korrekt funksjon skal produktet anvendes med riktig bruk og oppstilling. Du må ikke gjøre de endringer i oppstillingen eller foreta justeringer. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortoesen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg all ansvar for reglene av medicintekniska produktet. För hyperaktiva individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation. Om det uppstår smärta, svullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella allvariga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

VALVALG/STØRRELESE

Kode	REF-90132
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Onderarm omkretsmått ca 13 cm från albuespispen	
Farge	blå

höger och vänster

Kode	REF-90119R - REF-90119L
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Omkretsmått handled cm	13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Farge	blå

höger eller vänster

Kode	REF-90104
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6 7
Omkretsmått lår, 14 cm over midten av knesålen cm	35/38 38/41 41/44 44/47 47/50 50/53 53/56 56/59
Omkretsmått Våd, 12 cm ned fra midten av knesålen cm	25/28 28/31 31/34 34/37 37/40 40/43 43/46 46/49
Farge	blå

höger och vänster

Kode	REF-90137
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Ankel, omkrets cm	15/17 17/19 19/21 21/23 23/25 25/27 27/29
Farge	blå

höger och vänster

SKØTSELRÅD
✗ Får ikke bleikes ✗ Ingen kemtvått ✗ Får ikke tørkes i torkemaskin
✗ Vaskeskriften: håndvas på max 30°C med neutralt tvåttmiddel. Lufttørk
Slång inte produkten eller någon komponent i naturen.

INDIKATIONER

Eplastiķ32 - Lateral epikondylitt (tennisalbue) og medial epikondylitt (golffalbue)
- Kroniske smerteproblemer fra slemmeleder eller sårproblemer
Manulastik19 - Håndledsstøtninger • Muskulære problemer i håndledet
- Artros eller artritt i håndledet - Etter støt ved håndledsbrudd - Post-operativ behandling.
Genulastik04 - Knesmerter • Tidlig stadium av artrose • Kneskålrelaterte problemer
- Milde instabilitet av knesålen • Stabiliserer knesålen under idrett og motion.
Malleoelastik37 - Forstuvning av ankel Grad 1 • Muskulære problemer i anklen.

KONTRAINDIKATIONER
Nuvarande inga kända

KARAKTER OG MATERIAL

- Elastisk strikket tekstil med områder for målrettet kompresjon • Anatomisk design
Eplastiķ32 - Formede silikonlinjlegg for å omfordle kompresjon over albuen og trykkrupper på underarmen. • Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved påclipping.
Manulastik19 - Hull til tommeren - Plastskinne • Fastes med borelåsband • Formede silikonlinjlegg som passer til håndleddets beinstruktur • Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved.
Genulastik04 - Patella stabiliserende silikon • Tunna sideskinner hjelper til å holde støtten på plass
• Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved påclipping.
Malleoelastik37 - Formede silikonlinjlegg til ankene. • Den øverste kant er forsterket med silikon, så støtten føles blødere og holder formen ved anvendelse.

ANVENDELSESI INSTRUKTIONER

Eplastiķ32 1 Dra opp armbøstøtten med etiketten oppåt, den større delen av silikonlinjlegget skall vila på underarmen.
2 Juster armbøstøtten så at åpningen i silikonlinjlegget er centreret rundt smertepunktet.
Manulastik19 1 Dra opp handledsstøttet med etiketten oppåt over hånden. 2 Placerer tummen i hålet mellom tommelen og pekefingeren. 3 Placerer midten av håndleddet. 4 Juster tommelen i hullet og juster støtten, så skinnen er plassert midt i håndflaten.
Genulastik04 1 Dra opp knæstøttet med etiketten oppåt. 2 Juster knæstøttet slik at knesålen er riktig plassert i den fremre silikoningren.
Malleoelastik37 1 Trekk håndledsstøtten over hånden med etiketten vendt opp over håndleddet. 2 Juster borelåsbandet rundt håndleddet.

- Beskrivelser og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål.

Orthoservice forbeholder sig retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

NO VENNLIIGT LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Eplastiķ32: Elastisk albuestøtte
Manulastik19: Elastisk håndledsstøtte
Genulastik04: Elastisk kneskytelse
Malleoelastik37: Elastisk ankelstøtte

SAMSVARSEKLARING

Som produsent av ortoservice AG steller vi fullt ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i og samlende av kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet.

MERKING AV MATERIALE
Velcro® er et registrert varumärke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler at trykket som produktet gir, ikke påføres på noen kroppsdell som har sår, hevelser eller kuler, på grunn av trykket produktet skaper. Det anbefales å ikke stramme produktet for hårt for å unngå trykkløst eller kompresjon av underliggende nerver og/eller blodårer. Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les nøye gjennom produktets sammensetning på den indvendige etiketten; IKKE bruk produktet ved intoleranse eller allergi over en eller flere av dets ingredienser. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen lid eller (REF-90104F) (REF-90104F) sterke elektromagnetiske felt. Må ikke påføres i direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSLER

Det anbefales at dette produkt, som er konstruert for spesifikke indikasjoner i henhold til nedenstående, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukers behov. For å sikre effektivitet, toleranse og korrekt funksjon skal produktet anvendes med riktig bruk og oppstilling. Du må ikke gjøre de endringer i oppstillingen eller foreta justeringer. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortoesen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg all ansvar for reglene av medicintekniska produktet. För överaktiva personer kan direkte hudkontakt förorsake rodnad och irritation. Om det uppstår smärta, hevelse, kuler eller andra reaktioner, må du kontakta legen din umiddelbart. Vid speciellt allvariga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av dette ortopedtekniska produktet er bare garantert när alla komponenter brukes riktig.

UTVALG/STØRRELESE

Kode	REF-90132
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Onderarm omkrets ca. 13 cm fra albuespisnen	
Farge	blå

ambidextrous

Kode	REF-90119R - REF-90119L
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Omkrets mått håndledd i cm	13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Farge	blå

høyre og venstre

Kode	REF-90104
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6 7
Mål omkrets lår, 14 cm over midten av knesålen cm	35/38 38/41 41/44 44/47 47/50 50/53 53/56 56/59
Mål omkrets legg, 12 cm under midten av knesålen cm	25/28 28/31 31/34 34/37 37/40 40/43 43/46 46/49
Farge	blå

ambidextrous

Kode	REF-90137
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Ankel, omkrets i cm	15/17 17/19 19/21 21/23 23/25 25/27 27/29
Farge	blå

ambidextrous

VEDLIGEHOLDELSE
✗ Ikke ikke bleikes ✗ Må ikke strykes
✗ Ingen rensing ✗ Må ikke tørkes i torkemaskin
✗ Vaskerinstruksjon: Håndvas på maks. 30°C med neutralt vaskemiddel. Skal lufttørke
Skaf dig ikke af med produktet eller nogle komponenter i naturen.

INDIKATIONER

Eplastiķ32 - Lateral epikondylitt (tennisalbue) og medial epikondylitt (golffalbue)
- Kroniske smerteproblemer fra slemmeleder eller sårproblemer
Manulastik19 - Forstuvning av håndleddet • Muskulære problemer i håndleddet
- Artrose eller artritt i håndleddet - Etter støt ved håndledsbrudd - Post-operativ behandling.
Genulastik04 - Knesmerter • Tidlig stadium av artrose • Kneskålrelaterte problemer
- Milde instabilitet av knesålen • Stabiliserer knesålen under idrett og motion.
Malleoelastik37 - Forstuvning av ankel Grad 1 • Muskulære problemer i anklen.

KONTRAINDIKATIONER
På nuverande tidspunkt er der ingen kendte

KARAKTER OG MATERIAL

- Elastisk strikket stof med områder målrettet kompresjon • Anatomisk design
Eplastiķ32 - Formede silikonlinjlegg for å omfordle kompresjon over albuen og trykkrupper på underarmen. • Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles blødere og holder formen ved.
Manulastik19 - Hull til tommeren - Plastskinne • Fastes med borelåsband • Formede silikonlinjlegg som passer til håndleddets beinstruktur • Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved.
Genulastik04 - Patella stabiliserende silikon • Tynde sideskinner hjelper med å holde støtten på plass
• Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved påclipping.
Malleoelastik37 - Formede silikonlinjlegg til ankene. • Den øverste kant er forsterket med silikon, så støtten føles blødere og holder formen ved anvendelse.

ANVENDELSESI INSTRUKTIONER

Eplastiķ32 1 Trekk albuestøtten opp med etiketten oppåt, den største del av silikonlinjlegget skal hvile på underarmen.
2 Juster albuestøtten så at åpningen i silikonlinjlegget er sentrert rundt smertepunktet.
Manulastik19 1 Trekk håndledsstøttet over hånden med etiketten vendt opp over håndleddet. 2 Plasser tommelen i hullet og juster støtten slik at skinnen er plassert midt i håndflaten.
3 Juster borelåsbandet rundt håndleddet.
Genulastik04 1 Hull til tommeren - Plastskinne • Påføres med borelåsband om håndleddet.
2 Formede silikonlinjlegg som passer til håndleddets beinstruktur • Den øverste kant er forsterket med silikon silk, så støtten føles blødere og holder formen ved.
Genulastik04 - Patella stabiliserende silikon • Tynde sideskinner hjelper med å holde støtten på plass
• Overkanten er forsterket med silikon silk at støtten føles mykere og holder formen ved påclipping.
Malleoelastik37 1 Trekk ankelstøtten opp med etiketten oppåt. 2 Juster ankelstøtten så at silikonlinjlegget er korrekt plassert bak ankene.

- Beskrivelser og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål.

Orthoservice forbeholder sig retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

DE LÆS VENLIGT INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

Eplastiķ32: Elastisk albuestøtte
Manulastik19: Elastisk håndledsstøtte
Genulastik04: Elastisk kneskytelse
Malleoelastik37: Elastisk ankelstøtte

OVERENSSTEMMELSESEKLARING

Som produsent av ortoservice AG steller vi fullt ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i og samlende av kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i overensstemmelse med ovennevnte bekendtgørelse. De er laget for å sikre tilstrekkelig og sikker anvendelse av dette medicintekniske produkt.

VAREMERKE AF MATERIALER
Velcro® er et registreret varumärke tilhørende Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke påføres på nogen kropsdell, som har sår, er hævet eller har bylder. Det anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende nerver og/eller blodårer. Hvis du er i tvil om, hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Les nøje gennem produktets sammensetning på den indvendige etikette; IKKE bruk produktet ved intoleranse eller allergi over en eller flere av dets ingredienser. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen lid eller (REF-90104F) (REF-90104F) sterke elektromagnetiske felter. Må ikke påføres i direkte kontakt med åbne sår.

ADVARSLER

Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af en læge eller fysioterapeut og anvendes af ortopedteknikere i overensstemmelse med brugerens behov. For at sikre effektivitet, toleranse og korrekt funktion skal produktet anvendes med rigtig bruk og oppstilling. Du må ikke gjøre de endringer i oppstillingen eller foreta justeringer. Produsentens ansvar bortfaller i tilfælde af uregnet brug eller tilpassing. Ortoesen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmessigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicintekniska produktet. För överaktiga personer kan direkte kontakt med huden orsaka irritation. Skulle det oppstå smerte, hevelse, bylder eller nogen annen form for reaktion, skal du omgående kontakte din læge, og ved spesielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producenten samt til den relevante myndighet. Effektiviteten av dette ortopedtekniske produktet er kun garantert, når alle komponenter anvendes korrekt.

UDVALG/STØRRELESE

Kode	REF-90132
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Onderarm omkrets ca. 13 cm fra albuespisnen	
Farge	blå

ambidextrous

Kode	REF-90119R - REF-90119L
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Omkrets mått håndledd i cm	13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Farge	blå

høyre og venstre

Kode	REF-90104
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6 7
Mål omkrets lår, 14 cm over midten av knesålen cm	35/38 38/41 41/44 44/47 47/50 50/53 53/56 56/59
Mål omkrets legg, 12 cm under midten av knesålen cm	25/28 28/31 31/34 34/37 37/40 40/43 43/46 46/49
Farge	blå

ambidextrous

Kode	REF-90137
Størrelse	0 1 2 3 4 5 6
Ankel, omkrets cm	15/17 17/19 19/21 21/23 23/25 25/27 27/29
Farge	blå

ambidextrous

VEDLIGEHOLDELSE
✗ Ikke ikke bleikes ✗ Må ikke strykes
✗ Ingen rensing ✗ Må ikke tørkes i torkemaskin
✗ Vaskerinstruksjon: Håndvas på maks. 30°C med neutralt vaskemiddel. Skal lufttørke
Skaf dig ikke af med produktet eller nogle komponenter i naturen.

INDIKATIONER

Eplastiķ32 - Lateral epikondylitt (tennisalbue) og medial epikondylitt (golffalbue)
- Kroniske smerteproblemer fra slemmeleder eller sårproblemer
Manulastik19 - Håndledsstøtninger • Muskulære problemer i håndleddet
- Artrose eller artritt i håndleddet - Etter støt ved håndledsbrudd - Post-operativ behandling.
Genulastik04 - Knesmerter •

