

   **BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFWEBAHREN**

REF.33108-33108A Kniebandage mit Spiralstäben
REF.33115-33115A Knieorthese mit Gelenkstäben

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinische Produkt verschrieben und unter den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgesehenen Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, das Medizinprodukt ausschließlich Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumescenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenklett mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinsfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumescenzen oder anderen anomalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GRÖßEN

Artikelnummer	REF.33108-33108A / REF.33115-33115A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte in cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	34	34	34	34	34	34
Farbe	grau					

Beidseitig anwendbar

ENTRETIEN

 Nicht bleichen  Keine chemische Reinigung
 Nicht bügeln  Nicht im Trockner trocknen
 Waschanweisung: (Nur REF. 33115 - 33115A: Nach Entfernen der Gelenkschienen), Handwäsche bei 30°C mit Neutralseife; nicht in der Nähe von Wärmelampen trocknen.
Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

INDIKATIONEN

- Nur GenusKILL 08 / 08A: Anfangsstadium der Kniearthrose oder Folgen von Stauchungstraumata mit leichtem verbleibendem Kniegelenk der Seitenbänder (inoperables Knie)
 - Nur GenusKILL 15/15A: Gonarthrose oder Folgebeschwerden von Distorsionen mit verbleibender Instabilität der Seitenbänder (inoperables Knie)
 - Nur GenusKILL 08 / 15: Leichte lateromediale Instabilität des Knies
 - Nur GenusKILL 08 / 15: Femoro-patellare Arthrose
- KONTRAINDIKATIONEN**
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

- Aufbau aus Gewebe BreathSkill:
 - weich und atmungsaktiv
 - 3D-Verarbeitung
 - Außenseite aus besonders widerstandsfähigem Spezialnetzgewebe
- Nur GenusKILL 08/15: Vorderseite aus FlexSkill (mit Funktionsgewebe verbunden) mit extraflachen Nähten
- Nur GenusKILL 08A/15A: Frontale Öffnung mit Klettband; neues Design für leichteres Verschließen
- Nur GenusKILL 08/15: Mit Knieeisen-Stabilisator
- Rückseite aus CompresSkill:
 - Elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
 - Extraflaches, superelastisches Profil (Kniebeuge)
 - Optimal anpassungsfähig
 - liegt perfekt am Bein an
- Nur GenusKILL 08/08A: Laterale und mediale Stäbchen für die media-laterale Grundstabilisation
- Nur GenusKILL 08/15: Polyzentrische Stäbe für die media-laterale Stabilisation (Begrenzung der Flexion auf 60° oder 90° möglich).
- Stabilisierungsurte oben und unten:
 - Symmetrischer Verschluss, damit sich die Bandage beim Verschließen nicht dreht
 - Gelenkschnalle in der Mitte, die sich von selbst an den konischen Verlauf des Beins anpasst
 - Gummibeschichtete Verschlusslasche für leichteres Öffnen des Klettbands

ZWECKBESTIMMUNG

Die GenusKILL Produkte sind ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen. Einsatzbereich ist das Kniegelenk.

MATERIAL

Polyester PL, Elastan EA, Polyamid PA.

ERSTMALIGES ANLEGEN DURCH DEN ARZT/ORTHOPÄDIETECHNIKER

- Alle Klettverschlüsse öffnen und provisorisch auf sich selbst verschließen.
 - GenusKILL08 - GenusKILL15**
Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb. A). Die Kniecheibe muss exakt mittig in der Öffnung liegen (Abb. B) und die Stäbe parallel zueinander.
 - GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Bandage um das Knie legen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss. Darauf achten, dass die Öffnung über der Kniecheibe liegt. Die Klettbänder über und unter dem Knie verschließen (Abb. C und D).
 - GenusKILL15 - GenusKILL15A**
Falls erforderlich, die Kniebandage abnehmen, die Stäbe aus den Hüllen ziehen und in Funktion zur Beinform modellieren (Abb. E). Dann die Stäbe wieder in die Hüllen einstecken und die Bandage erneut anlegen.
 - Die beiden Enden des oberen Gurts durch den entsprechenden Ring ziehen, mit den Händen symmetrisch spannen und das Klettband fixieren (Abb. F). Denselben Vorgang mit dem unteren Gurt wiederholen (Abb. G).
- ANLEGEN FÜR DEN PATIENTEN**
- Alle Klettverschlüsse öffnen und provisorisch auf sich selbst verschließen.
 - GenusKILL08 - GenusKILL15**
Den Schlauch um das Knie ziehen, wobei das orangefarbene Etikett nach oben zeigen muss (Abb. A). Die Kniecheibe muss exakt mittig in der Öffnung liegen (Abb. B) und die Stäbe parallel zueinander.
 - GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Bandage um das Knie legen, wobei das orangefarbene Etikett nach unten zeigen muss. Darauf achten, dass die Öffnung über der Kniecheibe liegt. Die Klettbänder über und unter dem Knie verschließen (Abb. C und D).
 - Die beiden Enden des oberen Gurts durch den entsprechenden Ring ziehen, mit den Händen symmetrisch spannen und das Klettband fixieren (Abb. F). Denselben Vorgang mit dem unteren Gurt wiederholen (Abb. G).

 **PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM**

REF.33108-33108A Knee brace with spiral stays
REF.33115-33115A Knee orthosis with hinges

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been designed and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

It is recommended that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong electromagneticfields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never after the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Code	REF.33108-33108A / REF.33115-33115A					
Size	XS	S	M	L	XL	XXL
Thigh circ. taken 15 cm above mid-patella cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Length cm	34	34	34	34	34	34
Colour	grey					

fits right and left

MAINTENANCE

 Do not bleach  No chemical cleaning
 Do not iron  Do not tumble-dry
 Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap, (REF. 33115 - 33115A only: after removing the hinged stays), do not dry in the vicinity of heat sources.
Do not dispose of the product or any of its components into the environmen.

INDICATIONS

- GenusKILL 08 / 08A only:Early stage knee pain or effects after sprain trauma with mild residual collateral ligament laxity (non-operative knee)
 - GenusKILL 15/15A only: Knee pain or effects after sprain trauma with mild residual collateral ligament laxity (non-operative knee)
 - GenusKILL 08/15 only: Mild mid-lateral patella instability
 - GenusKILL 08/15 only: Patellofemoral arthris
- CONTRAINDICATIONS**
Currently no known

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- Structure made of BreathSkill:
 - weich und breathable
 - 3D weave
 - high resistant mesh
- GenusKILL 08/15 only: FlexSkill front support (bi-layer technical fabric) with special low-profile anti-irritation welding seam
- GenusKILL 08A/15A only: New Velcro® fastening system for easier fastening
- GenusKILL 08/15 only: Patella stabilizer
- CompresSkill support:
 - Stretchy multi-fibre and compression material
 - Ultra-low-profile anti-irritation for better comfort (knee flexion)
 - Fully adaptable
 - Perfect adherence
- GenusKILL 08/08A only: Medial and lateral stays to keep brace correctly positioned.
- GenusKILL 15/15A only: Pair of polycentric hinges for mid-lateral stabilization (flexion limit to 60° or 90°).
- Upper and lower stabilizing straps:
 - Symmetrical fastening system to avoid brace rotation when fastening
 - Articulated central buckle for "automatic" adaptation to leg
 - Rubber tab for easy Velcro® fastening

ADAPTING FOR THE DOCTOR/TECHNICIAN

- Undo all the Velcro® fastenings and fasten them back on themselves for the time being.
- GenusKILL08 - GenusKILL15**
Slide the tubular support onto the knee with the orange label towards the top (fig. A), the kneecap positioned exactly in the middle of the opening, (fig. B) and the stays parallel to each other.
- GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Wrap the support around the knee with the orange label facing upwards, taking care to align the opening with the kneecap; fasten the Velcro® straps above and below the knee (fig. C and D).
- GenusKILL15 - GenusKILL15A**
If necessary, remove the knee support, remove the stays from their pockets and adapt them to fit the shape of the leg (fig. E). Next slide the stays back into their pockets and don the knee support once again.
- Pass the two ends of the upper strap through the ring provided, pull symmetrically with both hands, and fasten with the Velcro® (fig. F). Repeat this procedure with the lower strap (fig. G).

PUTTING ON THE APPLIANCE FOR THE PATIENT

- Undo all the Velcro® fastenings and fasten them back on themselves for the time being.
- GenusKILL08 - GenusKILL15**
Slide the tubular support onto the knee with the orange label towards the top (fig. A), the kneecap positioned exactly in the middle of the opening, (fig. B) and the stays parallel to each other.
- GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Wrap the support around the knee with the orange label facing up, taking care to align the opening with the kneecap; fasten the Velcro® straps above and below the knee (fig. C and D).
- Pass the two ends of the upper strap through the ring provided, pull symmetrically with both hands, and fasten with the Velcro® (fig. F). Repeat this procedure with the lower strap (fig. G).

 **LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER**

REF.33108-33108A Genouillère avec baleines spirales
REF.33115-33115A Orthèse de genou avec tiges articulées

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En qualité fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIEAUX

Velcro® est un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enfures ou tumeurs. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette située à l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues ou de champs électromagnétiques puissants. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/ kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenus responsable. L'utilisation de l'orthèse est prévue pour un seul patient à la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enfures, tumeurs/afions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement à son médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. L'efficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

Code	REF.33108-33108A / REF.33115-33115A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	34	34	34	34	34	34
Couleur	gris					

ambidextre

ENTRETIEN

 Ne pas blanchir  Pas de nettoyage chimique
 Ne pas essuyer  Ne pas assécher en séchoir
 Instructions de lavage: lavage à la main jusqu'à 30 °C avec un savon neutre, (seulement REF. 33115 - 33115A: après avoir enlevé les tiges articulées), faire sécher à l'écart des sources de chaleur.
L'orthèse et ses composants doivent être éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS

- Seulement GenusKILL 08 / 08A: Début de gonarthrose ou séquelles d'entorses avec légère laxité ligamentaire résiduelle des collatéraux (genou non opérable)
 - Seulement GenusKILL 15/15A: Gonarthrose ou séquelles d'entorses avec instabilité résiduelle des collatéraux (genou non opérable)
 - Seulement GenusKILL 08/15: Légère instabilité latéro-médiale de la rotule
 - Seulement GenusKILL 08/15: Arthrose femoro- rotulienne
- CONTRA-INDICATIONS**
Aucune connue à ce jour

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIEAUX

- Structure en tissu BreathSkill:
 - souple et respirante
 - texture in 3D
 - couverture extérieure avec texture spéciale à résille pour une meilleure résistance
- Seulement GenusKILL 08/15: Partie exterie face en FlexSkill (bi-couplé avec un tissu technique) avec soudure spéciale à profil bas
- Seulement GenusKILL 08A/15A Ouverture sur le devant avec Velcro®, forme revisitée pour une plus grande facilité de fermeture
- Seulement GenusKILL 08/15: Dotée d'un stabilisateur de rotule
- Partie postérieure en CompresSkill:
 - Fil multi-fibre élastique et compressif
 - Profil extrêmement bas anti-fatigue (flexion du genou)
 - Adaptabilité maximale
 - Parfaite adhérence au membre
- Seulement GenusKILL 08/08A: Paires d'attelles latérales et médianes pour une stabilisation « sur base » médio-latérale
- Seulement GenusKILL 15/15A: Paire de tiges polycentriques pour la stabilisation médio-latérale (avec possibilité de limitation de la flexion à 60° ou 90°).
- Sangles de stabilisation supérieure et inférieure:
 - Fermeture symétrique pour ne pas faire rouler la genouillère en phase de fermeture
 - Boucle auto-articulée centrale pour une adaptation « automatique » à la conicité de la jambe
 - Langnette de fermeture gommeuse pour faciliter l'ouverture du Velcro®

PREMIÈRE APPLICATION POUR LE MÉDECIN / LE TECHNICIEN

- Ouvrir tous les velcros en les refermant provisoirement sur eux-mêmes.
- GenusKILL08 - GenusKILL15**
Enfiler la tubulaire sur le genou, l'étiquette orange tournée vers le haut (illustration A), en la positionnant en plaçant la rotule exactement au centre de l'orifice (illustration B) et en faisant en sorte que les attelles/tiges se trouvent bien parallèles.
- GenusKILL15 - GenusKILL15A**
Enrouler le tuteur autour du genou, l'étiquette orange tournée vers le haut, en faisant bien attention que l'orifice s'ajuste avec la rotule ; fermer les velcros sur et dessous le genou (illustration C et D).
- GenusKILL15 - GenusKILL15A**
Si nécessaire, retirer la genouillère, défilér les tiges des poches et les positionner pour les adapter à la forme de la jambe (illustration E). Puis ré-enfiler les tiges dans les poches et appliquer à nouveau la genouillère.
- Enfiler les deux coses de la sangle supérieure dans l'anneau à cet effet, tier de façon symétrique avec les deux mains et fixer à l'aide du Velcro® (illustration F). Répéter l'opération avec la sangle inférieure (illustration G).

ENFILAGE POUR LE PATIENT

- Ouvrir tous les velcros en les refermant provisoirement sur eux-mêmes.
- GenusKILL08 - GenusKILL15**
Enfiler la tubulaire sur le genou, l'étiquette orange tournée vers le haut (illustration A), en la positionnant en plaçant la rotule exactement au centre de l'orifice (illustration B) et en faisant en sorte que les attelles/tiges se trouvent bien parallèles.
- GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Enrouler le tuteur autour du genou, l'étiquette orange tournée vers le haut, en faisant bien attention que l'orifice s'ajuste avec la rotule ; fermer les velcros sur et dessous le genou (illustrations C et D).
- Enfiler les deux coses de la sangle supérieure dans l'anneau à cet effet, tier de façon symétrique avec les deux mains et fixer à l'aide du Velcro® (illustration F). Répéter l'opération avec la sangle inférieure (illustration G).

 **LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE**

REF.33108-33108A Ginocchiera con stecche a spirale
REF.33115-33115A Ortesi per ginocchio con aste articolate

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

On le fabricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Iste istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile odevare l'etichetta del dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. I soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomaia, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti

ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF.33108-33108A / REF.33115-33115A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio					

ambidestro

MANUTENZIONE

 Non candeggiare  Pulizia chimica non consentita
 Non stirare  Non asciugare in asciugatrice
Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro (solo REF. 33115 - 33115A: dopo aver sfilato le aste), lasciare asciugare lontano da fonti di calore
Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

INDICAZIONI

- Solo GenusKILL 08/08A: iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
 - Solo GenusKILL 15/15A: Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
 - Solo GenusKILL 08/15: Lieve instabilità latero-mediale della rotula
 - Solo GenusKILL 08/15: Artrosi femoro-rotulea
- CONTROINDICAZIONI**
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in tessuto BreathSkill:
 - morbido e traspirante
 - tessitura in 3D
 - Copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Solo GenusKILL 08/15: Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso profilo
- Solo GenusKILL 08A/15A: Apertura frontale a velcro; disegno rinnovato per una maggior facilità di chiusura
- Solo GenusKILL 08/15: Dotata di stabilizzatore rotuleo
- Parte posteriore in CompresSkill:
 - Piatto multifibra elastico e compressivo
 - Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
 - Massima adattabilità
 - Perfetta aderenza all'arto
- Solo GenusKILL 08/08A: Coppie di stecche laterali e mediali per una stabilizzazione "base" medio-laterale
- Solo GenusKILL 15/15A: Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione medio-laterale (con possibilità di limitazione della flessione a 60° o 90°).
- Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
 - Chiusura simmetrica per non far ruotare la ginocchiera in fase di chiusura
 - Fibbia auto-snodata centrale per un adattamento "automatico" alla conicità della gamba
 - Linguetta di chiusura gommosa per facilitare l'apertura del velcro

PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO

- Aprire tutti i velcri richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.
- GenusKILL08 - GenusKILL15**
Infilare il tubolare sul ginocchio con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto (fig. A) posizionandolo con la rotula esattamente al centro del foro (fig. B) e le stecche/aste parallele fra loro.
- GenusKILL08A - GenusKILL15A**
Avvolgere il tutore attorno al ginocchio, con l'etichetta arancione rivolta verso l'alto, facendo attenzione che il foro combaci con la rotula; chiudere i velcros sopra e sotto il ginocchio (fig. C e D).
- GenusKILL15 - GenusKILL15A**
Se necessario, togliere la ginocchiera, sfilare le aste dalle tasche e modellarle per adatt