

ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ДАНУ ИНСТРУКЦИЈУ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ

Ортез на гомаілоподібний суглоб

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД ВИРОБНИКА.
Виробник в особі компанії ORTHOSERVICE AG заявляє про свою виняткову відповідальність, що це медичний виріб класу І, та виготовлений відповідно до вимог Регламенту ЄС 2017/745 (EU MDR). Ці інструкції були підготовлені відповідно до основоположних принципів, згаданих вище. Вони призначені для забезпечення належного та безпечного використання медичного виробу.

ТОРГОВІ МАРКИ МАТЕРІАЛІВ

Velcro® – це зареєстрована торгова марка компанії Velcro Industries B.V.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Напруга, що створюється виробом, не повинна здавлювати пошкоджені ділянки шкіри або припухлості. Не рекомендується занадто перетягувати виріб, щоб уникнути небажаного тиску на нервові та судинні закінчення. Рекомендується одягати виріб на бавовняну майку, щоб уникнути прямого контакту зі шкірою. У разі виникнення сумнівів у застосуванні виробу зверніться до лікаря, фізіотерапевта, техника-ортопеда. Уважно прочитайте склад продукту на внутрішній етикетці; НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ продукт у разі непереносимості або алергії на один чи кілька його компонентів. Не рекомендується одягати виріб поблизу відкритого вогню. Не застосовувати при прямому контакті з відкритими ранами.

Попередження

Цей медичний виріб повинен бути вписаний лікарем або фізіотерапевтом і накладений техніком-ортопедом відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Правильне застосування виробу необхідне для забезпечення його ефективності. Усі зміни конструкції мають бути призначені лікарем/фізіотерапевтом/техніком-ортопедом. Виробник не несе відповідальності у разі неналежного використання виробу. Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта, інакше виробник знімає з себе будь-яку відповідальність, ґрунтуючись на вимогах до медичних виробів. У гіперчутливих пацієнтів при безпосередньому контакті зі шкірою можуть виникнути почервоніння або подразнення. У разі виникнення болювих відчуттів, набряків, припухлостей негайно зверніться до свого лікаря, і за наявності серйозних наслідків проінформувати виробника та компетентні органи у відповідній країні. Ефективність медичного виробу буде забезпечена лише у разі використання всіх його компонентів.

ПІДБІР/РОЗМІРИ

Код	REF.A1028
Розмір	XS S M L XL
Розмір взуття	30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Колір	чорний

вказати праворуч або ліворуч

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

- ☒ Не відбілювати ☒ Не піддавати хімічному чистненню
- ☒ Не гладити ☒ Не сушити в сушильній машині
- ☒ Інструкції з прання: Ручне миття водою при температурі до 30 ° C з нейтральним мийним засобом (рекомендовано використовувати губку).
- Сушити слід подалі від прямих джерел тепла.

Не викидайте товар або будь-які його компоненти в навколишнє середовище.

ПОКАЗАННЯ

- Ушкодження зв'язок II та III ступеня.
- Післяопераційне функціональне відновлення.
- Функціональна реабілітація наслідків перелому кісточок.
- Хронічна нестабільність великогомілкової кістки та під час занять спортом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

На даний момент не виявлено

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МАТЕРІАЛИ

- Тонка структура тканини виконана за технологією Breath-o-prene®, що забезпечує необхідну повітропроникність виробу.
- Медіальні та латеральні вставки тютора покриті м'яким шаром матеріалу MTP padding.
- Додаткова задня підкладка для покращеного комфорту.
- Задній еластичний натяжний ремінь.
- Латерально – медіальна стрічка для фіксації та посилення (можна вкоротити при необхідності).

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Відкрийте всі липучки та вставте передній відділ стопи в ортез (мал. А).
- Поєднайте бічні шитки по обидва боки від кісточки та закріпіть нижній задній ремінь (мал. В).
- Затягніть діагональний ремінь спереду (мал. С), оберніть навколо ноги (мал. D), і закріпіть липучкою Velcro® так, щоб ортез щільно облягав щиколотку (мал. Е).

- Описи та зображення, представлені в цьому документі мають рекомендаційний та комерційний характер. Компанія Ортосервіс залишає за собою право за необхідності вносити зміни.

VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH SPARA DEM

Fotledsstöd med skenor, skumföer och extra stabiliserande bånd

DECLARATION AV ÖVERSTÄMMELSE

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt är en medicinteknisk klass 1-produkt som har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionserna har utformats i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

VARUMÄRKE AV MATERIAL

Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdel som har sår, snullnad eller bölder. Det rekommenderas att inte spänna produkten för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl. Vid tvksamheter om hur produkten skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Ytterligare så rekommenderar vi att använda ett underplagg för att undvika direkt hudkontakt. Läs noggrant produktens sammansättning på den inre etiketten; ANVÄND INTE produkten vid intolerans eller allergi mot en eller flera av dess ingredienser. Vi anbefalar att du ikke bruker produktet i nærheten av åppen ild. Ikke bruk direkte kontakt med åpne sår.

VARNING

Det rekommenderas att denna produkt, som är konstruerad för specifika indikationer enligt nedan förskrivs av en doktor eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med användarens behov. För att säkerställa effektivitet, tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utföras med yttersta omsorg. Andra inte inställningarna utförda av läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar bortfaller vid olämplig användning eller anpassning. Ortosen skall endast användas av en användare. Om ortosen används opassande, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter. För hyperkänsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation. Om det uppstår smärta, snullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella allvarliga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

STORLEK

Koda	REF.A1028
Storlek	XS S M L XL
Skostorlek	30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Färg	svart

höger eller vänster

SKÖTSELRÅD

- ☒ Får inte blekas ☒ Ingen kemtvätt
- ☒ Får inte strykas ☒ Får inte torktumlas
- ☒ Tvättinstruktioner: Håndtvätt max 30° med ett neutralt tvättmedel (en tvättsvamp anbefales), får inte torkas i nærheten av en varmekälla.

Kasta inte produkten eller någon av komponenterna i naturen.

INDICAZIONI

- 2:a och 3:e gradens fotledsstukning
- Post-operativ rehabilitering
- Funktionell rehabilitering efter frakturer på malleolerna
- Chronic instability of the tibia-tarsus joint and in sporting activity Kronisk instabilitet av tibia-tarsus leden och vid sportaktivitet.

KONTRAIKATIONER

Nuvarande inga kända

EGENSKAPER OG MATERIAL

- Tynn Breath-o-prene® material
- Mediala och laterala skenor polstade med ett mykt MTP foder
- Ytterligare foder baktil för förbättrad komfort
- Elastiska fixeringsband baktil
- Cirkulära stabiliserande band (kan anpassas individuellt)

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Öppna alla Velcro® band och placera framfoten i fotledsstödet (fig A)
- Applicera skenorna på var sida av fotleden och spänn det nedre bakre bandet (fig. B)
- Spänn det diagonala bandet framtil (fig.C), linda det runt stödet (fig. D), och fäst det med kardborrebandet så att fotledsstödet fixeras bra (fig. E).

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvut ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Ankelstøtte med skinner, skumfôr og ekstra stabiliserende bånd

SAMSVARSERKLÆRING

Som produsent erklærer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et mediceinteknisk klasse 1-produkt, produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette mediceintekniske produktet.

MERKINGE AV MATERIALER

Velcro® er e registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Vi anbefaler at dette produktet ikke påføres på noen kroppsdel som er rammet av sår, hevelse eller kuler, på grunn av trykket produktet skaper. Det anbefales å ikke stramme produktet for hardt for å unngå overkresjon av de underliggende nerver og/eller blodkar. Derudover anbefaler vi at bruke et underlag for at unngå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvil om hvordan du skal bruke produktet, så kontakt en lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Læs omhyggeligt produktets sammensætning på den indvendige etiket; BRUG IKKE produktet i tilfælde af intolerance eller allergi over for en eller flere af dets ingredienser. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i nærheden af åben ild. Ikke bruk direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSEL

Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikationer som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukerens behov. For at sikre effektivitet, toleranse og riktig funksjon må påføringen utføres med største forsiktighet. Ikke endre på innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortosen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg alt ansvar for reglene for medisintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og irritasjon. Skulle det oppstå smerte, hevelse, kuler eller andre reaksjoner, må du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer må du også rapportere forholdet til produsenten og til relevant myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert når alle komponentene brukes riktig.

SELECTION/SIZE

Kode	REF.A1028
Størrelse	XS S M L XL
Skostørrelse	30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Farge	svart

høyre eller venstre

VEDLIKEHOLDSRÅD

- ☒ Må ikke blekes ☒ Må ikke strykes
- ☒ Ingen renseri ☒ Må ikke tørtretumles
- ☒ Vaskeinstruksjoner: Håndvask på maks 30° med et nøytralt vaskemiddel (vaskesvamp anbefales). Må ikke tørkes i nærheten av en varmekilde.

Ikke kast produktet eller noen komponenter i naturen.

INDIKASJONER

- 2. og 3. grads ankelforstuvning
- Postoperativ rehabilitering
- Funktionell rehabilitering etter brudd på ankellekulene
- Kronisk instabilitet i tibia-tarsus-leddet og ved sportsaktviteter

KONTRAIKDIKASJONER

Ingen kjente på nærværende tidspunkt

EGENSKAPER OG MATERIALER

- Tynt Breath-o-prene®-materiale
- Mediale og laterale skinner polstret med et mykt MTP-fôr
- Ytterligere fôr bak for bedre komfort
- Elastiske festebånd bak
- Sirkulære stabiliseringsbånd (kan tilpasses individuelt)

PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

- Åpne alle Velcro®-båndene og plasser forfoten i ankelstøtten (fig. A)
- Påfør skinnerne på hver side af fodledet og spænd det nederste af de bagerste bånd (fig. B)
- Spenn det diagonale båndet foran (fig. C), før det rundt støtten (fig. D) og fest det med borrelåsbandet slik at ankelstøtten sitter godt (fig. E).

- Beskrivelsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

LÆS VENLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

Ankelstøtte med skinner, skumfôrning og ekstra stabiliserende bånd

OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Som producent erklærer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et mediceinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionserne er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse. De er lavet for at sikre tilstrækkelig og sikker anvendelse af dette mediceintekniske produkt.

VAREMERKE AF MATERIALER

Velcro® er et registreret varemerke tilhørende Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke påføres på nogen kropsdel, som har sår, er hævet eller har bylder. Det anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende nerver og/eller blodkar. Derudover anbefaler vi at bruge et underlag for at undgå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvil om, hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Læs omhyggeligt produktets sammensætning på den indvendige etiket; BRUG IKKE produktet i tilfælde af intolerance eller allergi over for en eller flere af dets ingredienser. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i nærheden af åben ild. Må ikke påføres i direkte kontakt med åbne sår.

ADVARSEL

Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af en læge eller fysioterapeut og anvendes af ortopædteknikere i overensstemmelse med brugerens behov. For at sikre effektivitet, tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du må ikke ændre de indstillinger, der er foretaget af en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af forkert brug eller tilpasning. Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmæssigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte kontakt med huden forårsage rødme og irritation. Hvis der opstår smerte, hævelse, bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgående kontakte din læge, og ved specielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af dette ortopædtekniske produkt er kun garanteret, når alle komponenter anvendes korrekt.

SÉLECTION/TAILLES

Kode	REF.A1028
Veličina	XS S M L XL
Broj obuće	30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Boja	sort

hojre eller venstre

VEDLIGEHOJDELSE

- ☒ Må ikke bleges ☒ Må ikke stryges
- ☒ Ingen renseri ☒ Må ikke tørtretumles
- ☒ Vaskeanvisning Håndvask maks. 30° med neutralt vaskemiddel. Skal lufttørre

Skaf dig ikke af med produktet eller nogle komponenter i naturen.

INDIKATIONER

- 2. og 3. grads ankelforstuvning
- Postoperativ rehabilitering
- Funktionel rehabilitering efter malleofraktur
- Kronisk instabilitet af tibia-tarsus-leddet og ved sportsaktiviteter

KONTRAIKDIKATIONER

På nuværende tidspunkt er der ingen, som er kendte

KARAKTERISTIKA OG MATERIALE

- Tyndt "Breath-o-prene"-materiale
- Mediale og laterale skinner, som er polstret med en blød MTP-foring
- Yderligere foring bagerst for forbedret komfort
- Elastiske fikseringsbånd bagpå
- Cirkulære stabiliseringsbånd (kan tilpasses individuelt)

ANVENDELSESINSTRUKTIONER

- Åbn alle Velcro®-bånd og placer den forreste del af foden i ankelstøtten (fig A)
- Påfør skinnerne på hver side af fodledet og spænd det nederste af de bagerste bånd (fig. B)
- Stram det diagonale bånd foran (fig. C), vikl det rundt om støtten (fig. D), og fastgør det med Velcrobåndet, så fodstøtten sidder godt fast (fig. E).

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formål. Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel efter behov.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE I SAČUVATE IH

Steznik za gležanj s bivalvama s oblogom od pjene i latero-medijalni remen

IZJAVA O SUKLADNOSTI

ORTHOSERVICE AG, kao proizvođač, pod punom odgovornošću izjavljuje da je ovo medicinski proizvod klase I koji je proizveden i procijenjen prema EU Uredbi 2017/745 (MDR). Ove upute su sastavljene sukladno spomenutoj Uredbi. Namjena ovih uputa je osigurati primjerenu i sigurnu uporabu medicinskog proizvoda.

ZAŠTITNI ZNACI MATERIJALA

Velcro® je zaštićeni znak marke Velcro Industries B.V.

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Preporučamo da ne primijenjete pritisk koji stvara ovaj proizvod na dijelove tijela na kojima se nalazi rana, otok ili modrica. Preporučamo da proizvod ne stegnete prejako kako bi se izbjeglo stvaranje pretjeranog lokalnog pritiska ili kompresije na živce i/ili krvne žile u blizini mjesta primjene proizvoda. Ukoliko ste u nedoumici kako primijeniti proizvod, kontaktirajte liječnika, fizioterapeuta ili ortopedskog tehničara. Nadalje, preporučamo nošenje rublja ispod proizvoda kako bi se izbjegao direktan kontakt s kožom. Pažljivo pročitatje sastav proizvoda na unutarnjoj etiketi; NEMOJTE koristiti proizvod u slučaju netolerancije ili alergije na jedan ili više njegovih sastojaka. Preporučamo da ne koristite proizvod u blizini otvorenog plamena. Ne nanositi u izravnom kontaktu s otvorenim ranama.

UPOZORENJA

Preporučljivo je da ovaj proizvod, namijenjen za specifične indikacije navedene niže, propiše liječnik ili fizioterapeut, a postavi ortopedski tehničar sukladno specifičnim potrebama pacijenta. Kako bi se osigurala učinkovitost, podnošljivost i pravilno funkcioniranje, proizvod se mora postaviti i pažljivo. Nikada nemojte mijenjati prilagodbe proizvoda koje je napravio liječnik, fizioterapeut ili ortopedski tehničar. Odgovornost proizvođača se gubi u slučaju nepravilne uporabe ili prilagodbe proizvoda. Ortoza je namijenjena uporabi od strane samo jednog pacijenta. Ukoliko se ortoza nepravilno radi, proizvođač ne snosi odgovornost sukladno Uredbi o medicinskim proizvodima. Kod pacijenta s osjetljivom kožom, uslijed direktnog kontakta proizvoda s kožom, može doći do crvenila i iritacije. U slučaju pojave boli, otoka, modrica ili bilo koje druge neželjene reakcije, odmah se obratite liječniku. U slučaju štetnog događaja, prijavite štetni događaj proizvođaču i nadležnom tijelu u Vašoj zemlji. Učinkovitost proizvoda je moguća samo ako sve komponente proizvoda pravilno funkcioniraju.

IZBOR/VELIČINA

Kode	REF.A1028
Veličina	XS S M L XL
Broj obuće	30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Boja	crna

potrebno odabrati za lijevu ili desnu stranu

ODRŽAVANJE

- ☒ Ne izbjeljivati ☒ Ne čistiti kemijski
- ☒ Ne glačati ☒ Ne sušiti u sušilici
- ☒ Upute za pranje: Ručno prati na temperaturi od 30°C neutralnim sapunom (preporuka koristiti spužvu), sušiti dalje od izvora topline

Nemojte bacati ovaj proizvod niti njegove komponente u okoliš.

INDIKACIJE

- Drugi i treći stupanj distorzije
- Postoperativna funkcionalna rehabilitacija
- Rehabilitacije uslijed posljedica frakture maleola
- Kronična nestabilnost zgloba u sportskim aktivnostima

KONTRAIKDIKACIJE

Trenutno nema poznatih

KARAKTERISTIKE I MATERIJALI

- Tanka Breath-o-prene® struktura
- Medijana i lateralna pojačanja umetnuta u ortoza s mekim MTP jastučićem
- Dodatna stražnja podstava radi veće ugrade nošenja
- Stranica elastična traka za vezanje
- Kružni stabilizirajući remen (može se skratiti radi bolje prilagodbe)

PRIMJENA POMAGALA

- Otvorite Velcro® čičak traku i umetnite stopalo u ortoza (slika A).
- Poravnajte bočna pojačanja uz gležanj i zakopčajte stražnji remen (slika B).
- Zategnite dijagonalni remen sprijeda (slika C), omotajte ga oko ortoza (slika D), i zakopčajte pomoći Velcro® čičak trake tako da ortoza dobro prijanja (slika E).

– Opisi i slike u ovom dokumentu su isključivo u ilustrativne i komercijalne svrhe. Orthoservice zadržava pravo izmjene prema svojim potrebama bez prethodne obavijesti.

LÖZÜZ, UZMANIĞI İZLASIET UN SAGLABAJIET İNSTRUKCIJAS

Potİtes bandaż na diwim apwłkmi ar putu plasta polsterėjumu u laterali-medialo spriegojuma siksnu

TBILSTİBAS DEKLARACİA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šis lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbilstošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

MATERIĀLU PREČU ZĪMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iesākām izvietot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējam nepievīkt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanās, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu spāšēšanas. Ieteicams valkāt izstrādājumu virs apģērba, izvairīties no tiešas saskares ar ādu. Ja rodas sāpības par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu – tehniķi. Uzmanīgi izlasiet produkta sastāvu uz iekšējās etiķetes; NELIETOJĒT produktu, ja ir nepanesība vai alerģija pret kādu no tā sastāvdaļām. Ierīci nedrīkst lietot atklātās liesmas. Nelietot tiešā saskārē ar atklātiem brūcēm.

BRĪDINĀJUMI

Izstrādājumu iesakām izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veiktos iestatījumus Ražotājs neenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbilstoši, ražotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacienti ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apstārumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu ražotājam un kompetentam iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā dalas.

IZVĒLE/IZMĒRS

