

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS

Soporte de pie colgante

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Como fabricante, ORTHOSERVICE AG declara, como único responsable, que este producto es un producto médico clase I y que ha sido fabricado y evaluado de conformidad con la Regulación 2017/745 de la Unión Europea (MDR). Estas instrucciones han sido redactadas aplicando dicha Regulación y están planeadas para garantizar un uso seguro y adecuado del producto médico.

MARCAS DE LOS MATERIALES

Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Recomendamos que la presión ejercida por el producto no actúe sobre partes del cuerpo que tengan heridas, hinchazón o abultamiento. Se aconseja no apretar mucho el producto para evitar generar áreas de presión local excesiva o la compresión de los nervios y/o vasos sanguíneos subyacentes. También recomendamos usar ropa para evitar el contacto directo con la piel. Si tiene dudas sobre cómo aplicar el producto, consulte a un médico, un fisioterapeuta o un técnico ortopédico. Lea cuidadosamente la composición del producto en la etiqueta interior; NO utilice el producto en caso de intolerancias o alergias a uno o más de sus componentes. Recomendamos no usar el producto cerca del fuego. No aplicar en contacto directo con heridas abiertas.

ADVERTENCIAS

Se aconseja que el producto, que está diseñado para las indicaciones específicas que se exponen a continuación, sea utilizado por un médico o un fisioterapeuta y que sea aplicado por un técnico ortopédico, conforme a las necesidades específicas del paciente. Para garantizar la efectividad, tolerabilidad y funcionamiento apropiado, la aplicación se debe hacer con el mayor cuidado. Nunca altere el ajuste hecho por el médico/fisioterapeuta o el técnico ortopédico. Las responsabilidades del fabricante expirarán en caso de que haya un uso o adaptación inapropiados. La órtesis se hace para ser usada solamente por un paciente. Si se llega a usar la órtesis de manera inapropiada, cesará toda la responsabilidad del fabricante, como lo dispone la regulación de dispositivos médicos. En individuos hipersensibles, el contacto directo con la piel puede causar enrojecimiento e irritación. En caso de dolor, hinchazón o abultamiento o cualquier otra reacción adversa, contacte a su médico inmediatamente y en caso de un hecho adverso particularmente severo, informe el incidente al fabricante y a la autoridad competente en su país. La efectividad del producto ortopédico tiene garantía solamente cuando todos los componentes se usan de manera apropiada.

SURTIDO/TALLAS

Código	REF.20050	XS	S	M	L
Talla					
Circunferencia del tobillo cm		13/17	17/21	21/25	25/29

Color: negro · Ambidiestro

SURTIDO/TALLAS ACCESORIO

Código	REF.20051	S	M	L
Talla				
Circunferencia del tobillo cm		17/21	21/25	25/29

Color: negro · Ambidiestro

MANTENIMIENTO

- ☐ No usar lejía.
- ☐ Limpieza química no permitida
- ☐ No planchar
- ☐ No secar en secadora
- ☒ Instrucciones de lavado: Lavado a mano hasta 30°C con jabón neutro;dejar secar lejos de fuentes de calor. No desheche el dispositivo ni ninguno de sus componentes en el medio ambiente.

INDICACIONES

- Parálisis flácida del pie
- Pie equino espástico de leve a moderado

CONTRAINDICACIONES

Por el momento ninguna conocida

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Para usar ÚNICAMENTE con zapatos con cordones
- Perfil bajo
- Estructura en tejido transpirable perforado
- Almohadilla suave para sujetar zapatos
- Elastico tensor para ajustar los grados de flexión
- Acolchado de gel en el tendón de Aquiles
- Cierre con tirantes de Velcro®
- Banda accesorio del mediopie, para pies descalzos (opcional)

SOLICITUD

- Separar los tres componentes de la órtesis (almohadilla, elastico tensor y cavidad tibial) y abra completamente la cavidad tibial.
- Apoye la cavidad tibial posterior abierta sobre el tobillo, con la almohadilla de gel sobre el tendón de Aquiles y la curva hacia arriba (fig.1a), y envuélvalo alrededor del tobillo usando las dos correas a Velcro® (fig.1b). Deje el anillo en D bien expuesto
- Inserte la almohadilla de enganche en el zapato entre los cordones y la lengüeta (fig.2).
- Colóquese el zapato y cierre los cordones (fig.3).
- Inserte el elastico tensor doblado por la mitad en el anillo en D, de arriba hacia abajo (fig.4).
- Enganche el extremo doblado del elastico a la almohadilla de enganche (fig.5).
- Finalmente, fije el elastico a la abrazadera, en el grado de tensión deseado, haciendo que los dos extremos se adhieran velcro a la altura de los maléolos (fig.6).

OPCIÓN DE COLOCACIÓN: BANDA DEL MEDIO PIE

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Para usar descalzo o con zapatos abiertos, junto con Affix
- Estructura en suave tejido transpirable perforado
- Diseño anatómico para pie derecho o izquierdo
- Cierre de Velcro®

SOLICITUD

- Apoye la cavidad tibial posterior abierta sobre el tobillo, con la almohadilla de gel sobre el tendón de Aquiles y la curva hacia arriba (fig.10a), y envuélvelo alrededor del tobillo usando las dos correas Velcro® (fig.10b). Deje el anillo en D bien expuesto
- Coloque la banda a la altura del mediopie, con el gancho hacia arriba (fig.11).
- Inserte el elastico tensor doblado en dos en el anillo en D, de arriba hacia abajo (fig.12).
- Enganche el extremo doblado del elastico al elastico a la banda del mediopie (fig.13).
- Finalmente, fije el elastico a la abrazadera, en el grado de tensión deseado, haciendo que los dos extremos se adhieran velcro a la altura de los maléolos (fig.14)

- Las descripciones e imágenes de este documento se dan sólo con propósitos ilustrativos y comerciales. Orthoservice se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, con base en sus necesidades

LUETHAN OHJEEET JUKUHELLESIESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

Tuki riippunilkalle

VAATIMUSTENMUKAISUUS VAKUUTUS

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Tämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

TUOTEMERKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V:n rekisteröity tavaramerkki.

VAROITUKSET

Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kymmyä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristelta vältytään eikä tuotteen alaisiin hermoihin ja verisuoniin kohdistu liiallista puristusta. Lisäksi suosittelemme aluaatteen käyttämistä suoran ihokohotuksen välttämiseksi. Jos sinulla on recommendations usar ropa para evitar el contacto directo con la piel. Si tiene dudas sobre cómo aplicar el producto, consulte a un médico, un fisioterapeuta o un técnico ortopédico. Lea cuidadosamente la composición del producto en la etiqueta interior; NO utilice el producto en caso de intolerancias o alergias a uno o más de sus componentes. Recomendamos no usar el producto cerca del fuego. No aplicar en contacto directo con heridas abiertas.

VAROITUKSET

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunnittellu alla esitettyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apuvälinealan ammattilainen asentaa potilaskohdaksi. Käyttäjien tulee varmistaa, että laitteen käyttöön liittyvät ohjeet ja toimitteen varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkäriin, fysioterapeutin tai apuvälinealan tekemää säätöä. Valmistajan vastuuta raukavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuuta raukava, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkähoitoilla henkilöillä suora ihokohotus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita hättäväuikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Jos kyseessä on erityisen vakava haitta, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisien tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikki komponentteja käytetään oikein.

MALLI/KOKO

Koodi	REF.20050	XS	S	M	L
Koko					
Nilkkan ympärysmitta cm		13/17	17/21	21/25	25/29

Väri: musta · Molempikätinen

MALLI/KOKO / LISÄVARUSTEET

Koodi	REF.20051	S	M	L
Koko				
Nilkkan keesimittaus cm		17/21	21/25	25/29

Väri: musta · Oikea vai vasen

TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO

- ☒ Ei saa käyttää valkaisuainetta.
- ☒ Ei saa käyttää pesua.
- ☒ Ei saa siivittää.
- ☒ Pesu-ohjeet: käsipesu maks. 30°C neutraalilla saippualla.
- ☒ Kuivaa kaukana lämmönlähteistä.

Älä hävitä tuotetta tai sen osia luontoon.

INDIKAATIOIT

- Riippunilkka
- Lievä tai kohtalainen jalan spastisuus

KONTRAINDIKAATIOIT

Tällä hetkellä ei tiedossa

OMINAISUUDET JA MATERIAALIT

- Mahdollistaa käyttää ainoastaan nauhakangin kanssa
- Matalaprofiilinen tuki
- Hengittävä materiaali
- Pehmeä kiinnitys kenkään
- Elastinen remmi flexions säätöön
- Geelipehmuste akillesjänteen ympärillä
- Velcro® -tarranauhat
- Lisäosana jalkaterämsenetti, joka mahdollistaa käytön ilman kenkää

PUKEMISOHJEET

- Erotele tuen kolme osaa (kenkäosa, elastinen remmi ja nilkkamansetti) ja avaa nilkkamansetti kokonaan
- Aseta nilkkamansetti nilkalle niin, että geelipehmuste on akillesjänteen kohdalla (kuva 1a) ja kieraä mansetti nilkan ympärille Velcro® -tarranauhojen avulla (kuva 1b). Jätä D-lenkki vapaaksi.
- Aseta kenkäosa nauhojen ja iitin väliin (kuva 2)
- D tae kenkä jalkaasi ja kiristä nauhat (kuva 3)
- Puta elastinen remmi puoliiksi ja vie se D-lenkin läpi ylhäältä alas (kuva 4)
- Kiinnitä remmin taitettu pä tuotteen kenkäosaan (kuva 5)
- Lopuksi kiinnitä elastinen remmi nilkkaosaan ja aseta sopiva kireys kiinnittämällä kaksi Velcro® -tarraa malleolien tasolle (kuva 6)

AFFIX-LISÄOSA: JALKATERÄMSANSETTI

OMINAISUUDET JA MATERIAALIT

- Mahdollistaa Affixin käytön ilman kenkää tai avoimen kengän kanssa
- Matala profiili
- Mjukt, andningsbart mikroporöst tyg.
- Pehmeä, hengittävä materiaali
- Anatominen muotoilu, erikseen vasempan ja oikeaan jalkaan
- Kiinnitetään Velcro® -tarrilla

PUKEMISOHJEET

- Aseta nilkkamansetti nilkalle niin, että geelipehmuste on akillesjänteen kohdalla (kuva 10a) ja kieraä mansetti nilkan ympärille Velcro® -tarranauhojen avulla (kuva 10b). Jätä D-lenkki vapaaksi.
- Aseta jalkaterämsansetti siten, että lenkki on ylöspäin (kuva 11)
- C Taita elastinen remmi puoliiksi ja vie se D-lenkin läpi ylhäältä alas (kuva 12)
- Kiinnitä remmin taitettu pä jalkaterämsansetin lenkkiin (kuva 13)
- Lopuksi kiinnitä elastinen remmi nilkkaosaan ja aseta sopiva kireys kiinnittämällä kaksi Velcro® -tarraa malleolien tasolle (kuva 14)

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRGRANT OG SPARA DEM

Dropptofsortos

DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMELSE

Som tillverkare, deklarerar Orthoservice AG sitt fulla ansvar att denna produkt klassas som en medicinteknisk klass I produkt som har tillverkats i linje med kraven i EU förordningen 2017/745 (MDR). Instruktioneerna har utformats i linje med ovan nämnda förordning, för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

VARUMÄRKE AV MATERIAL

Velcro® er e registreret varumärke för Velcro Industries B.V.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att produkten inte appliceras över sår, snullnad eller bölder. Det rekommenderas att produkten inte spänns för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl. Vidare rekommenderar vi användning av underlagg för att undvika direkt hudkontakt. Vid tvvetsfall, använd produkten om hur produkten skall användas kontakta läkare, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Läs materialkompositionen på insidan av produktetiketten näye. IKKE BRUK produktet hvis pasienten produkten om patienten har kända intoleranser eller allergier mot en eller flera komponenter i produkten. Använd inte produkten i nærheten av åpen eld.

VARNING

Det rekommenderas att denna produkt, som er utviket for spesifikke indikasjoner som listet opp nedenfor, forskrives av leikere eller fysioterapeut og brukes av en ortopedisk tekniker i henhold til brukerens instruksjoner. For at sikker effektivitet, toleranse og korrekt funksjon skal anvendelsen utføres med ytterste omsorg. Ändra inte inställningarna utförda av läkare, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Tillverkaren ansvarar ej för olämplig användning eller anpassning. Ortoosen skall endast användas av en enskild användare. Om ortosen används opassande, avvisar sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter. För hyperkänsliga individer kan direkt hudkontakt skapa rodnad och irritation. Hvis det oppstår smärte, snullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare. Vid speciellt alvorlige problemer, rapportera ert til tilverkaren samt til behøig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

VALG/STØRRELSE

Artikkel	REF.20050	XS	S	M	L
Størrelse					
Omkrets ankel cm		13/17	17/21	21/25	25/29

Farge: svart · passer høyre og vänster

VALG/STØRRELSE TILBEHØR

Artikkel	REF.20051	S	M	L
Størrelse				
Omkrets mellantall cm		17/21	21/25	25/29

Farge: svart · ange høyre eller vänster

UNDERHÅLL

- ☒ Använd inte blekmedel
- ☒ Ej kemtvätt
- ☒ Stryk ej
- ☒ Torktumlia ej
- ☒ Vätträd: Håndtvätt i max 30 °C med neutralt tvättmedel. Låt torka på avstånd från värmekällor.
- ☒ Kasta inte produkten eller någon av dess komponenter i naturen.

La tørke borte fra varmekilder.

Ikke kast produktet eller noen av dets komponenter i naturen.

INDIKATIONER

- Peroneuspares, dropptot
- Lätt til måttig spastisk equinusfoot, spetsfot

KONTRAINDIKATIONER

För närvarande inga kända.

EGENSKAPER OG MATERIAL

- Ska ENDAST bäras med snöskor.
- Låg profil.
- Ändningsbart mikroporöst tyg.
- En mjuk, vadderad platt med krok, fäster stödet vid skon.
- Flexionsgraden justeras med det elastiska bandet.
- Gelkudde över hälsenan.
- Fästs med kardborreband.
- Tilbehör; mellantotsband för användning barfota (beställs separat).

APPLICERING

- Separera de tre delarna av ortosen (platta med krok, elastiskt band och tibiamanschett) och öppna tibiamanschetten helt.
- Med tibiamanschetten öppen, applicera den ovanför fotledens baksida, med gelkudden över hälsenan och den svängda formen uppåt (bild 1a). Linda den runt fotleden med de två kardborrebanden (bild 1b) och se till att inte täcka över D-ringen. D-ringen ska vara helt fri.
- C För in plattan med krok mellan skon snöre och plös (bild 2).
- D Ta på dig skon och snör den fast (bild 3).
- E Med det elastiska bandet vikt på mitten, för det genom D-ringen uppifrån och ner (bild 4).
- F Håkta på det elastiska bandet på plattan med krok (bild 5).
- G Fäst det elastiska bandet på ortosen med de två kardborrebandsändarna. Fäst i höjd med ankeln för att uppnå önskad flexionsgrad (bild 6).

AFFIX-ALTERNATIV: MELLANTOTSAND

EGENSKAPER OG MATERIAL

- Kan bäras barfota eller med öppna skor tillsammans med Affix.
- Låg profil.
- Mjukt, andningsbart mikroporöst tyg.
- Anatomisk utformat för att passa vänster eller högre fot.
- Fästs med kardborreband.

APPLICERING

- Med tibiamanschetten öppen, applicera den ovanför fotledens baksida, med gelkudden över hälsenan och den svängda formen uppåt (bild 10a). Linda den runt fotleden med de två kardborrebanden (bild 10b) och se till att inte täcka över D-ringen. D-ringen ska vara helt fri.
- Applicera mellantotsbandet på mellantotsen med ringen uppåt (bild 11).
- C Med det elastiska bandet vikt på mitten, för det genom D-ringen uppifrån och ner (bild 12).
- D Håkta på det elastiska bandet på ringen på mellantotsbandet (bild 13).
- E Fäst det elastiska bandet på ortosen med de två kardborrebandsändarna. Fäst i höjd med ankeln för att uppnå önskad flexionsgrad (bild 14).

- Beskrivelserne og bildene i dette dokument är endast illustrative og för kommersiellt syfte. Orthoservice forbeholder sig retten att ändra utan föregående meddelande baserat på behov.

VENNLIIGT LÆS INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Dropptofsortos

SAMSVARSERKLÆRING

Som produsent erklærer Orthoservice AG under fullt ansvar at dette produktet er klassifisert som et medisinsk utstyr i klasse I og er produsert i samsvar med kravene i EU-forordning 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i samsvar med ovennevnte forskrift for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisinske utstyr.

MERKING AV MATERIALER

Velcro® er e registreret varermerke tilhørende Velcro Industries B.V.

SIKKERHETSFORESKRIFTER

Vi anbefaler at produktet ikke brukes på åpne sår, hevelser eller abscesser. Det anbefales at produktet ikke strammes for hårdt for å unngå for høyt lokalt trykk eller kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Vidare anbefaler oss bruk av undertøy for å unngå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvil om hvordan du bruker produktet, bør du kontakte en lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Les materialsammensetningen på innsiden av produktetiketten nøye. IKKE BRUK produktet hvis pasienten har kjent intoleranse eller allergier mot en eller flere av produktets komponenter. Ikke bruk produktet i nærheten av åpen ild.

ADVARSEL

Det anbefales at dette produktet, som er utviklet for spesifikke indikasjoner som listet opp nedenfor, forskrives av en lege eller fysioterapeut og brukes av en ortopedisk tekniker i henhold til brukerens instruksjoner. For at sikker effektivitet, toleranse og korrekt funksjon skal anvendelsen utføres med ytterste omsorg. Ändra inte inställningar gjort av en lege, fysioterapeut eller ortopedisk tekniker. Producenten er ikke ansvarlig for feil bruk eller justering. Ortoosen skal kun brukes av en enkelt bruker. Hvis ortosen brukes feil, fraskriver produsenten seg alt ansvar for forskriftene for medisinsk utstyr. For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og irritasjon. Hvis smerte, hevelse, abscesser eller andre reaksjoner oppstår, kontakt legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer, rapporter saken til produsenten og kompetent myndighet. Effektiviteten til denne ortopediske enheten er kun garantert når alle komponenter brukes riktig.

VALG/STØRRELSE

Artikkel	REF.20050	XS	S	M	L
Størrelse					
Ankelomkrets cm		13/17	17/21	21/25	25/29

Farge: svart · passer til høyre og venstre

VALG/STØRRELSE TILBEHØR

Artikkel	REF.20051	S	M	L
Størrelse				
Metatarsal omkrets cm		17/21	21/25	25/29

Farge: svart · angiv høyre eller venstre

VEDLIKEHOLD

- ☒ Ikke bruk blekmedler
- ☒ Ikke rens
- ☒ Skal ikke strykes
- ☒ Ikke torketromles
- ☒ Vaskeanvisning: Håndvask på maks. 30 °C med neutralt rengøringsmiddel.
- ☒ La tørke borte fra varmekilder.

Ikke kast produktet eller noen av dets komponenter i miljøet.

INDIKASJONER

- Personel paresse, dropfod
- Mild til moderat spastisk equinus, klumpfod

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente.

EGENSKAPER OG MATERIAL

- KUN for bruk med snøresko.
- Lav profil.
- Ändbart mikroporöst stof.
- En bløt, polstret plade med krok fastgjort støtten til skoen.
- Flexibilitetsgraden justeres med elastiskbåndet.
- Gelpute over akillesenen.
- Festes med borrelås.
- Tilbehør; metatarsalstropp for bruk barfot (bestilles separat).

APPLICASJON

- Skil de tre delene av ortosen (platen med krok, strikken og tibiamansjetten) og åpne tibiamansjetten helt.
- Med tibiamanschetten åpen, plasser den over baksiden av ankelen, med gelputen over akillesenen og den buede formen vendt oppover (fig. 1a). Surr den rundt ankelen med de to borrelåstroppene (fig. 1b), og pass på at du ikke dekker D-ringen. D-ringen skal være helt eksponert.
- C Sett platten med krok mellom lissene og tungen (fig. 2).
- D Ta på deg skoen og snør den fast (fig. 3).
- E Med strikken brettet i to, før den gjennom D-ringen ovenfra og ned (fig. 4).
- F Hekt strikken fast på platen med krok (fig. 5).
- G Fastgjør elastikken til ortosen med de to velcrostroppene. Fastgjør i ankelhøyde for å oppnå ønsket fleksjonsgrad (bilde 6).

MONTERINGSALTERNATIV: METATARSALSTROPP

EGENSKAPER OG MATERIALER

- Kan bæres barfodet eller med åpne sko, når den brukes med Affix.
- Lav profil.
- Bløtt, ändbart mikroporöst stof.
- Anatomisk designet til å passe til venstre eller høyre fod.
- Fastes med borrelås.

APPLIKASJON

- Med tibiamansjetten åpen, plasser den over baksiden av ankelen, med gelputen over akillesenen og den buede form vendt opp (fig. 10a). Surr den rundt ankelen med de to velcrostroppene (fig. 10b), og pass på at du ikke dekker D-ringen. D-ringen skal være helt eksponert.
- B Plasser metatarsalstroppen på metatarsalbenet med ringen vendt opp (fig. 11).
- C Med det elastiske stroppen brettet i to, før den gjennom D-ringen ovenfra og ned (fig. 12).
- D Hekt det elastiske stroppen fast på ringen på metatarsalstroppen (fig. 13).
- E Fastgjør elastikken til ortosen med de to borrelåstroppene. Fastgjør i ankelhøyde for å oppnå ønsket fleksjonsgrad (fig. 14).

- Beskrivelserne og bildene i dette dokument er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

LÆS VENLIGT INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

Dropptofsortos

ÖVERENSSTÄMMELSESRKLÄRING

Som producent erklærer Orthoservice AG under fullt ansvar, at dette produkt er klassificeret som et medisinsk udstyr i klasse I og er fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-forordning 2017/745 (MDR). Instruksionerne er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte forordning for at sikre tilstrækkelig og sikker brug af dette medicinske udstyr.

