

**FI** LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

#### Iskua vaimentavat kantapehmusteet

**VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinnällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

**MATERIAALIEN TUOTEMERKIT**

Velcro® on Velcro Industries B.V.'n rekisteröity tavaramerkki.

**TURVALLISUUSVAROTOIMET**

Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kyhmyjä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristeelta välttyäisiin eitä tuotteen alustoin hermoihin ja verisuoniin kohdistu liiallista puristetta. Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimittaneen apuvälineammattilaisen puoleen. Lue tuoteseloste huolellisesti tuote-etiketistä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi avotulen tai voimakkaiden magneettienttien läheisyydessä. Älä käytä suorassa kosketuksessa avoimien haavojen kanssa.

**VAROITUKSET**

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitettyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apuvälinealan ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttömukavuuden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkäriin, fysioterapeutin tai apuvälineteknikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuut raukeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinällisissä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkäihoisilla henkilöillä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita häirittava vaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos kyseessä on erityisen vakava tilanne, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakoitaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja käytetään oikein.

**VAIHTOEHDOT/KOKO**

Koodi	REF. F1350 Talufit 50			
Koko	2	3		
Käyttäjän paino	< 80 kg	> 80 kg		
<b>Väri:</b> läpinäkkyvä / sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan				

Koodi	REF. F1352 Talufit 52			
Koko	1	2	3	
Käyttäjän paino	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg	
<b>Väri:</b> antrasiitti / sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan				

**TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO**

☒ Ei valkaisu-a. ☒ Ei kemiallista pesua.

☒ Älä siilitä.

☒ Pesuohjeet: käsinpesu maks. 30° C neutraalilla saippualla; huuhtele huolellisesti. Kuivaa kaukana lämmönlähteistä.

Älä hävitä tuotetta tai mitään sen osia ympäristöön.

**INDIKAATIOT**

- Kantapään kiputilat
- Severin tauti
- Akillesjänteen tendinopatia
- Kantapään luupiikki
- Kantaluun bursiitti

**KONTRAINDIKAATIOT**

Tällä hetkellä ei tiedossa

**OMINAISUUDET JA MATERIAALIT**

- Valmistettu elastisesta kaksosiv verkkomateriaalista
- Anatomisesti muotoiltu
- Helppo asettaa minkäläiseen kenkään tahansa
- Vain F1350:** Ihanteellinen niille, jotka ovat jalkeilla useita tunteja päivässä
- Vain F1352:** Ihanteellinen urheilukäyttöön

**PUKEMISOHJEET**

Helppo pukea. Aseta ne kenkiisi kantapään kohdalle. Ne voidaan laittaa mihin tahansa kenkiin juhlihengistä urheilukäyttöön.

**MIKÄ ON NIIDEN KÄYTTÖTARKOITUS?**

Kantapehmusteet vaimentavat jalkoihin kohdistuvia iskuja. Ne ennaltaehkävivät myös kipua ja iskuista aiheuttuvia haittoja kantapäässä ja jalan nivelissä. Kantapääkipu voi vaikuttaa ryhtiin ja kävelytyyliin ja nämä muutokset voivat aiheuttaa ongelmia koko kehoon.

Tuote on ideaalinen tilanteisiin, joissa seistäjän tai liikutaan pitkään jalkojen päällä.

**KENELLE TUOTETTA SUOSITELLAAN**

Kaikki voivat käyttää kantakuppeja. Kantakupit ovat ideaalit kantapääkipujen ennaltaehkäisyyn henkilöille, jotka seisovat useita tunteja päivässä, kävelevät paljon ja/tai harrastavat urheilua.

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidittää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

**FI** VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM

#### Stötdämpare hälkappar

**DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMEELSE**

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt är en medicinteknisk klass 1 produkt som har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna har utformats i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

**VARUMÄRKE AV MATERIAL**

Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdel som har sår, svullnad eller bölder. Det rekommenderas att inte spänna produkten för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl. Vid tveksamheter om hur produkten skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Läs materialkompositionen på insidan av produktens etikett noggrant. Vi rekommenderar att inte använda produkten i närheten av öppen eld. Applicera inte på öppna sår.

**WARNING**

Det rekommenderas att denna produkt, som är konstruerad för specifika indikationer enligt nedan förskrivs av en doktor eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med användarens behov. För att säkerställa effektivitet, tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utföras med yttersta omsorg. Ändra inte inställningarna utförda av läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar förfaller vid olämplig användning eller anpassning. Ortoosen skall endast användas av en användare. Om ortoosen används opassande, avsåger sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter. För hyperkänsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation. Om det uppstår smärta, svullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella allvariga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

**VAL / MÅTT**

Kod	REF. F1350 Talufit 50			
Storlek	2	3		
Kroppsvikt	< 80 kg	> 80 kg		
<b>Färg:</b> Transparent / Passar höger och vänster				

Kod	REF. F1352 Talufit 52			
Storlek	1	2	3	
Kroppsvikt	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg	
<b>Färg:</b> antracit / Passar höger och vänster				

**SKÖTSELRÅD**

☒ Får inte blekas ☒ Ingen kemtvätt

☒ Får inte strykas ☒ Får inte torktumlas

☒ Tvätttråd: Handtvätt i ljummet vatten max 30°C med ett mild tvättmedel, Låt torka bortom direkta varmekällor.

Återvinn produkten och dess delar ansvarsfullt.

**INDIKATIONER**

- Hälsmärta / Plantar Fasciit
- Severs skada / Haglunds hål
- Hälseneinflammation
- Hälsporre
- Slemsäcksinflammation

**KONTRAINDIKATIONER**

Inga kända för tillfälle

**EGENSKAPER OCH MATERIAL**

- Tillverkad av elastisk polymer tillverkad i en dubbel Grid struktur
- Anatomisk passform
- Enkel applicering i alla skor
- Endast REF.F1350:** Idealisk för den som står eller promenerar flera timmar dagligen
- Endast REF.F1352:** Idealisk för sport och motion.

**APPLICERINGSNSTRUKTION**

Väldigt enkelt applicering. Placera produkten inuti sko över hälen. De passar i alla skor från eleganta skor till idrottsskor.

**VAD ANVÄNDS DE FÖR?**

De absorberar stöten mot fotens vid isättning mot marken, förhindrar smärta och konsekvenserna av dessa milda men ständiga stötar kan ha både på hälen och på benet. Ont i hälen kan vara skadlig för hällning och hur vi går och detta kan i sin tur skapa problem för hela skelettstrukturen. Perfekt hvis man står under längre perioder med stående under längre tid eller promenader.

**Vi rekommenderas att använda dem?**

De kan användas av vem som helst. De är också idealiska för de som står upp under längre perioder under dagen, de som går mycket och de som utövar sport samt som förebyggande för hälsbesvär.

- Beskrivningar och bilder i detta dokument är endast illustrativa och för kommersiellt syfte. Orthoservice förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande baserat på behov.

**FI** VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

#### Støtdemper hælkopper

**SAMSVARSERKLÆRING**

Som produsent erklærer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisintekniske produktet.

**MERKING AV MATERIALER**

Velcro® er e registreret varemærke for Velcro Industries B.V.

**SIKKERHETSFORESKRIFTER**

Vi anbefaler at dette produktet ikke påføres på noen kroppsdel som er rammet av sår, hevelse eller kuler, på grunn av trykket produktet skaper. Det anbefales å ikke stramme produktet for hardt for å unngå overdrevet lokalt trykk og kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les materialets sammensetning på insiden av produktetiketten nøye. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen ild. Ikke påfør på åpne sår

**ADVARSEL**

Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukernes behov. For å sikre effektivitet, toleranse og riktig funksjon må påføringen utføres med største forsiktighet. Ikke endre på innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortoosen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortoosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg alt ansvar for reglene for medisintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og irritasjon. Skulle det oppstå smerte, hevelse, kuler eller andre reaksjoner, må du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer må du også rapportere forholdet til produsenten og til relevant myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert når alle komponentene brukes riktig.

**VALG / DIMENSJONER**

Kode	REF. F1350 Talufit 50			
Størrelse	2	3		
Kroppsvækt	< 80 kg	> 80 kg		
<b>Farge:</b> gjennomsiktig / Passer til høyre og venstre				

Kode	REF. F1352 Talufit 52			
Størrelse	1	2	3	
Kroppsvækt	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg	
<b>Farge:</b> antrasiitt / Passer til høyre og venstre				

**PLEIEINSTRUKSJONER**

☒ Ikke blek ☒ Ikke rens

☒ Ikke stryk ☒ Ikke tork i tørketrommel

☒ Vaskeanvisning. Håndvaskes i lunket vann max 30 °C med et mildt vaskemiddel. La det tørke langt unna direkte varmekilder. Resirkuler produktet og dets deler ansvarlig

**INDIKASJONER**

- Hælsmerter / plantar fasciitt
- Severs sykdom / Haglunds hæl
- Akillesenebetennelse
- Hælsespore
- Slimsæketbetennelse

**KONTRAINDIKASJONER**

Føreløpig ingen kjente

**EGENSKAPER OG MATERIALER**

- Laget av elastisk polymer med en dobbel nettingstruktur
- Anatomisk passform
- Enkel påføring i alle sko
- Bare REF.F1350:** Perfekt for de som står eller går i flere timer hver dag
- Bare REF.F1352:** Perfekt for idrett og trening.

**PÅFØRINGSANVISNING**

Utløpig enkel påføring. Plasser produktet inni skoen over hælen. De passer i alle slags sko – fra elegante sko til treningssko.

**HVA BRUKES DE TIL?**

De absorberer støtene mot foten når den settes ned på bakken, noe som forhindrer smertene og konsekvensene som disse milde, men konstante støtene kan ha på både hælen og beinet. Smerten i hælen kan være skadelig for holdningen og måten vi går på, og dette kan på sin side føre til problemer for hele skjelettstrukturen. Perfekt hvis man står under lengre perioder eller ved gåturer.

**HVEM ANBEFALES DE FOR?**

De kan brukes av hvem som helst. De er dessuten perfekte for de som står oppreist under lengre perioder i løpet av dagen, de som går mye, de som driver med idrett og de som ønsker å forebygge hælproblemer.

- Beskrivelsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

**FI** LÆS VENNLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

#### Støddæmper hælskåle

**OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Som producent erklærer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse. De er lavet for at sikre tilstrækkelig og sikker anvendelse af dette medicintekniske produkt.

**VAREMÆRKE AF MATERIALER**

Velcro® er et registreret varemærke tilhørende Velcro Industries B.V.

**SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke påføres på nogen kroppsdel, som har sår, er hævet eller har bylder. Det anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende nerver og/eller blodkar. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Læs materialesammensætningen på indersiden af produktets etiket nøje. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i nærheden af åben ild. Påfør ikke på åbne sår

**ADVARSEL**

Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af en læge eller fysioterapeut og anvendes af ortopædteknikere i overensstemmelse med brugerens behov. For at sikre effektivitet, tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du må ikke ændre de indstillinger, der er foretaget af en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af forkert brug eller tilpasning. Ortoosen kan benyttes af én bruger. Hvis ortoosen anvendes u hensigtsmæssigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte kontakt med huden forårsage rødme og irritation. Hvis der opstår smerte, hævelse, bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgående kontakte din læge, og ved specielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af dette ortopædtekniske produkt er kun garanteret, når alle komponenter anvendes korrekt.

**UDVALG / STØRRELSE**

Kode	REF. F1350 Talufit 50			
Størrelse	2	3		
Kroppsvægt	< 80 kg	> 80 kg		
<b>Farve:</b> gennemsigtig / Passer til højre og venstre				

Kode	REF. F1352 Talufit 52			
Størrelse	1	2	3	
Kroppsvægt	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg	
<b>Farve:</b> antracit / Passer til højre og venstre				

**PLEJERÅD**

☒ Må ikke bleges ☒ Må ikke tøvask

☒ Må ikke stryges ☒ Må ikke tørretumbles

☒ Vaskeanvisning. Håndvask i lunket vand max 30 ° C med et mildt rengøringsmiddel, skyl grundigt. Lad tørre ud over direkte varmekilder.

Genbrug produktet og dets dele på ansvarlig vis.

**INDIKATIONER**

- Hælsmerter / Plantar fasciitis
- Severs sygdom / Haglunds hæl
- Hælsenebetændelse
- Hælspore
- Slimsæketbetændelse

**KONTRAINDIKATIONER**

På nuværende tidspunkt ingen kendte

**EGENSKABER OG MATERIALER**

- Laget af elastisk polymer fremstillet i en dobbelt Grid-struktur
- Anatomisk passform
- Let påføring i alle sko
- Kun REF. F1350:** Ideel til dem, der står eller går i flere timer om dagen
- Kun REF. F1352:** Ideel til sport og motion.

**PÅFØRINGSINSTRUKTION**

Meget nem påføring. Placér produktet inde i skoen over hælen. De passer i alle sko - fra elegante sko til sportssko

**HVAD BRUGES DE TIL?**

De absorberer stødet mod foden, når man sætter foden på jorden, og forhindrer smerte samt de konsekvenser, som de milde, men konstante, stød kan have på hæl og ben. Ont i hælen kan være skadeligt for kropsholdningen, og hvordan vi går, hvilket derefter kan skabe problemer for hele skeletstrukturen. Perfekt til perioder hvor man står eller går meget.

**HVEM ANBEFALES AT BRUGE DEM?**

De kan bruges af hvem som helst. De er også ideelle til dem, der står meget op i løbet af dagen, dem der går meget, og dem der dyrker sport. Ligeledes kan de bruges forebyggende mod hælproblemer.

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formål. Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel efter behov.

**FI** LÜDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET INSTRUKCIJAS

#### Triecienabsorbējošie papēžu ielikṑpi

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šīs izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šis lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbīstošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

**MATERIĀLU PREČU ZĪMES**

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

**DROŠĪBAS PASĀKUMI**

Iesākām izvīetot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējam nepievīkt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu spāsiēšanas. Ja rodas sāubas par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu – tehniķi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet izstrādājuma sastāvu uz birkas iekšpusē. Ierīci nedrīkst lietot atklātas liesmas. Nelietot tiešā saskarē ar atvērtām brūcēm.

**BRĪDINĀJUMI**

Izstrādājumu iesakm izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam - specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniķa veiktos iestāījumus. Ražotājs nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbīstoši, ražotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jūtību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jēbkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu vēlāmu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu ražotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visās tā dalās.

**IZVĒLE/IZMĒRS**

Artikula numurs	REF. F1350 Talufit 50			
Izmērs	2	3		



    **BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFWEBAHREN**

#### Stoßdämpfende Ferseneinlagen

##### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

##### WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

##### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumescenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenetikett mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

##### ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/ Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumescenzen oder anderen anomalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

##### AUSWAHL/GRÖSSEN

<b>Art.-Nummer</b>	<b>REF. F1350 Talufit 50</b>
<b>Größen</b>	<b>2</b> <b>3</b>
<b>Person Gewicht</b>	<b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Farbe:</b>	transparent / rechts oder links angeben

<b>Art.-Nummer</b>	<b>REF. F1352 Talufit 52</b>
<b>Größen</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>
<b>Person Gewicht</b>	<b>&lt; 50 kg</b> <b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Farbe:</b>	anthrazit / rechts oder links angeben

##### PFLEGE

☒ Nicht bleichen      ☒ Keine chemische Reinigung  
☒ Nicht bügeln      ☒ Nicht im Trockner trocknen  
☒ Waschanweisung: Handwäsche bis 30° C mit neutraler Seife. Nicht direkt an Hitzequellen trocknen lassen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

##### ZWECKBESTIMMUNG

Talufit 50/52 ist ausschließlich zur orthetischen Versorgung von Fersensporn, Fersenenzündung, vorderer Talalgie, Haglund- und Severferse, Achillstendinopathie, Schleimbeutelentzündung und bei Versorgung und Wechsel von Sprunggelenk-, Knie- und Hüftendoprothesen zu verwenden. Einsatzbereich ist die Ferse.

##### MATERIALIEN

Thermoplastische Elastomere.

##### INDIKATIONEN

- Fersenenzündung und vordere Talalgie
- Haglund- und Severferse
- Achillstendinopathie
- Fersensporn
- Schleimbeutelentzündung

##### KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt

##### EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Webenstruktur aus duftendem und elastischem Polymer
- Anatomisch geformt
- Einfach in jedem Schuhwerk zu verwenden
- Nur REF. F1350:**

- Ideal für Personen, die am Tag viele Stunden stehen oder viel zu Fuß gehen
- Nur REF. F1352:**

Ideal für sportliche Aktivitäten

##### ANLEGEN

Sehr einfach. Es genügt, die Einlage im Fersensbereich in den Schuh zu legen. Sie ist für jedes Schuhwerk geeignet, von eleganten bis sportlichen Schuhen.

##### WOZU DIENEN SIE?

Sie dämpfen den Aufschlag des Fußes auf dem Boden, beugen Schmerzen und den Folgeerscheinungen vor, die diese leichten, aber ständigen Schläge an den Gelenken des Beines verursachen können. Fersenschmerz kann der Haltung und dem Bewegungsablauf schaden, wodurch es wiederum zu einer Fehlstellung des gesamten Knochengerüsts kommen kann.

**Ideal für Personen, die am Tag viele Stunden stehen oder viel zu Fuß gehen.**

##### WER KANN SIE TRAGEN?

Sie können von jedermann benutzt werden. Sie eignen sich ideal für alle, die am Tag viele Stunden stehen müssen, die viel laufen oder Sport treiben und beugen Talalgien vor.

    **PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM**

#### Shock absorber heel cups

##### DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

##### TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

##### SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames. Do not apply in direct contact with open wounds.

##### WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care.

Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician.

The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation.

The orthosis is made and to be used by only one patient.

Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation.

In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

##### SELECTION/SIZE

<b>Code</b>	<b>REF. F1350 Talufit 50</b>
<b>Size</b>	<b>2</b> <b>3</b>
<b>Body weight</b>	<b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Colour:</b>	transparent / Fits right and left

<b>Code</b>	<b>REF. F1352 Talufit 52</b>
<b>Size</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>
<b>Body weight</b>	<b>&lt; 50 kg</b> <b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Colour:</b>	anthracite / Fits right and left

##### MAINTENANCE

☒ Do not bleach      ☒ No chemical cleaning  
☒ Do not iron      ☒ Do not tumble-dry  
☒ Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap. Dry away from heat sources.

Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

##### INDICATIONS

- Tallonitis and anterior talalgia
- Sever-Haglund disease
- Achilles tendinopathy
- Calcanear spur
- Retrolcalcaneal Bursitis

##### CONTRAINDICATIONS

Currently no known

##### CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- Made of scented and elastic polymer in a double-grid mesh
- Anatomically contoured
- Easily insertable into every shoe
- REF. F1350 only:**

Ideal for those who remain standing or walk for many hours

- REF. F1352 only:**

Ideal for sports activities

##### PUTTING ON THE APPLIANCE

Very easily. Just position them inside your shoe, at the level of the heel. They can enter any shoe, from the most elegant to sportswear.

##### WHAT ARE THEY USED FOR?

They absorb the impact of the foot on the ground, preventing pain and the consequences that these slight but continual shocks may have on both the heel and on the articulations of the leg. Pain in the heel may be harmful to the posture and to the way of walking and these, in their turn may create problems for the entire skeletal structure.

**Ideal for long periods of standing or walking.**

##### WHO IS ADVISED TO USE THEM?

They can be used by anyone. They are also ideal for those who remain standing many hours a day, those who walk a lot and those who practice sport, as prevention for talalgia.

    **LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER**

#### Talonnette antichoc

##### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

##### MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIEAUX

Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

##### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enfures ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette située à l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

##### AVERTISSEMENTS

Le produit, conçu pour les indications spécifiques reportées ci-dessous, doit être prescrit par un médecin et appliqué par un technicien orthopédiste (personne compétente pour appliquer le produit et fournir les informations relatives à une utilisation sûre), conformément aux exigences de chaque individu. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit être appliqué avec le plus grand soin. D'éventuelles modifications de la structure ou des réglages ne doivent être effectués que sur prescription médicale et doivent être exécutés par un technicien orthopédiste. Les réglages effectués par le médecin ou le technicien orthopédique ne doivent surtout pas être modifiés. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le producteur ne sera pas tenu responsable. L'orthèse est conçue pour être utiliséee par un seul patient; dans le cas contraire, le producteur décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas de douleurs, d'enfures ou d'autres problèmes veuillez consulter immédiatement votre médecin traitant. L'efficacité orthopédique du produit est garantie uniquement avec l'utilisation de tous ses composants.

##### SÉLECTION/TAILLES

<b>Code</b>	<b>REF. F1350 Talufit 50</b>
<b>Mesure</b>	<b>2</b> <b>3</b>
<b>Poids</b>	<b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Couleur:</b>	transparent / Ambidextre

<b>Code</b>	<b>REF. F1352 Talufit 52</b>
<b>Mesure</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>
<b>Poids</b>	<b>&lt; 50 kg</b> <b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Couleur:</b>	anthracite / Ambidextre

##### ENTRETIEN

☒ Ne pas blanchir      ☒ Pas de nettoyage chimique  
☒ Ne pas repasser      ☒ Ne pas sécher en séchoir  
☒ Instructions de lavage : lavage à la main jusqu'à 30° C avec du savon neutre, ne pas sécher à proximité de sources de chaleur.

L'orthèse et ses composants doivent être éliminés en respectant les normes environnementales.

##### INDICATIONS

- Talonites et talalgies antérieures
- Maladie de Haglund e Sever
- Tendinopathies d'Achille
- Épines calcanéennes
- Borsites rétrocalcanéennes

##### CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour

##### CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIEAUX

- Structure en polymère parfumé et élastique à double trame réticulaire
- Anatomiquement conformes
- Entrent facilement dans n'importe quel type de chaussure
- Seulement REF. F1350:**

Ideali pour les personnes devant rester debout pendant de longues heures ou marchant beaucoup

##### AQUOI SERVENT - ELLES?

Elles amortissent l'impact du pied sur le sol, évitent les douleurs et préviennent les suites que ces chocs, légers mais constants, peuvent avoir sur les articulations de la jambe. Les douleurs au talon peuvent nuire au maintien et aux séquences de mouvements qui peuvent à leur tour entraîner une déformation générale du squelette.

**Idéale pour les personnes obligés à faire de longues stations debout ou à beaucoup marcher pendant la journée.**

##### QUI PEUT LES PORTER?

Tout le monde peut les porter. Elles sont idéales pour toutes les personnes obligées à faire de longues stations debout ou à beaucoup marcher pendant la journée ou qui exercent des activités sportives. Prévention des talalgies.

    **LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE**

#### Tallonetta shock assorbente

##### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

##### MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

##### PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

##### AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

##### ASSORTIMENTO/TAGLIE

<b>Codice</b>	<b>REF. F1350 Talufit 50</b>
<b>Taglia</b>	<b>2</b> <b>3</b>
<b>Peso della persona</b>	<b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Colore:</b>	trasparente / ambidestro

<b>Codice</b>	<b>REF. F1352 Talufit 52</b>
<b>Taglia</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>
<b>Peso della persona</b>	<b>&lt; 50 kg</b> <b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Colore:</b>	antracite / ambidestro

##### MANUTENZIONE

☒ Non candeggiare      ☒ Pulizia chimica non consentita  
☒ Non stirare      ☒ Non asciugare in asciugatrice  
☒ Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

##### INDICAZIONI

- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Sproni calcaneari
- Borsiti retrocalcaneari

##### CONTRINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

##### CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in polimero profumoato ed elastico a doppia trama reticolare
- Anatomicamente conformate
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- Solo F1350:**

Ideali per chi resta in piedi molte ore e cammina molto

- Solo F1352:**

Ideali per chi pratica sport

##### APPLICAZIONE

È facilissimo. Basta posizionarle all'interno della calzatura, a livello del tallone. Possono entrare in qualsiasi calzatura, dalla più elegante a quella sportiva.

##### A COSA SERVONO

Assorbono l'impatto del piede col terreno, prevenendo il dolore e le conseguenze che questi lievi ma continui shock possono avere sia sul tallone che sulle articolazioni della gamba. Il dolore al tallone può nuocere alla postura e al modo di camminare che, a loro volta, possono creare scompensi a tutta la struttura scheletrica.

**Ideali per chi resta in piedi molte ore e cammina molto.**

##### A CHI SONO CONSIGLIATE

Possono essere utilizzate da chiunque. Ideali anche per chi resta in piedi per molte ore al giorno, per chi cammina molto, per chi pratica sport, come prevenzione delle talalgie.

    **ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ**

#### Подпяточник для поглощения ударной нагрузки

##### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше. Они предназначены для обеспечения надежного и безопасного использования медицинского изделия.

##### ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ

Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

##### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухоли. Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные и сосудистые окончания. В случае возникновения сомнений в применении изделия обратиться к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду. Ознакомьтесь внимательно с составом изделия, который указан на внутренней этикетке. Не рекомендуется одевать изделие вблизи открытого. Не применять при прямом контакте с открытыми ранами.

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производителю не несет ответственность в случае ненадлежащего использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность основываясь на требованиях к медицинским изделиям. У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение или раздражение. В случае возникновения болевых ощущений, отеков, припухлостей немедленно обратиться к своему лечащему врачу, и при наличии серьезных последствий проинформировать производителя и компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена только в случае использования всех его компонентов.

##### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

<b>Арт</b>	<b>REF. F1350 Talufit 50</b>
<b>Размеры</b>	<b>2</b> <b>3</b>
<b>Вес человека</b>	<b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Цвет:</b>	прозрачный / Подходит для обеих ног

<b>Арт</b>	<b>REF. F1352 Talufit 52</b>
<b>Размеры</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b>
<b>Вес человека</b>	<b>&lt; 50 kg</b> <b>&lt; 80 kg</b> <b>&gt; 80 kg</b>
<b>Цвет:</b>	антрацит / Подходит для обеих ног

##### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ