



REF.23001W (donna) • REF.23001M (uomo)

Ortesi post operatoria per piede



DESIGNED AND
DEVELOPED IN
SWITZERLAND



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

stepper surg



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Stepper surg

Ortesi post operatoria per piede

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF.23001W (donna) / REF.23001M (uomo)				
Modello 23001M - Taglia		S	M	L	XL
Misura scarpa		39-41	41.5-43	43.5-45	45.5-47
Modello 23001W - Taglia	S	M	L		
Misura scarpa	34-36.5	37-38.5	39-41		
Colore	nero				

Fornita singolarmente - ambidestra

MANUTENZIONE

- Lavare con una spugna imbevuta in acqua tiepida (max. 30°C) e sapone neutro.
- Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

SUOLA

- Rigida per ridurre la pressione su tallone e avampiede
- Profilo a barchetta che facilita la rollata del piede
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Antiscivolo
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retro piede
- Completamente apribile per una facile calzatura
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie
- Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale; a basso profilo
- Ambidestra

APPLICAZIONE

- Aprire tutte le chiusure a Velcro® della calzatura
- Allargare l'apertura anteriore e infilarvi il piede
- Chiudere a Velcro® il cinturino sul collo del piede
- Chiudere la parte dell'avampiede applicando l'apposita fascetta a Velcro®. È possibile scegliere liberamente come sovrapporre le linguette interne.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RADIO
LUCENT



RIGID
SOLES

Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. L'azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.