

LÜDUZ, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET INSTRUKCIJAS

Epkondilīta elkoņa sprādze ar spiediena spilventiņu

TBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klasses medicīnas ierice un tas ir ražots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šīs lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbilstošu un drošu medicīniskās ierices lietošanu.

MATERIĀLU PREČU ZĪMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iesakām izvietot izstrādājumu tā, lai tas nespieci uz kermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējām nepievikt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu saspiešanas. Leteicams valkāt izstrādājumu vīrs apgērba, izvairoties no tiešas saskares ar ādu. Ja rodas šaubas par izstrādājuma izmantošanu, leteicams valkāt izstrādājumu vīrs apgērba, izvairoties no tiešas saskares ar ādu sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu – tehniku. Lūdz, uzmanīgi izlasiet izstrādājuma sastāvu uz birkas iekšpusē. Ierici nedrīkst lietot atklātas liesmas. Nelietojiet tiešā saskarē ar atklātām brūcēm.

BRĪDINĀJUMI

Izstrādājumu iesakam izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstītu, un tas jāuzliek ortopēdam - specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizi darbību, ierice ir jāuzliek līoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/fizioterapeita/ vai ortopēda - tehniku veiktos iestatījumus. Ražotājs nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietoti vai uzstādīti neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbilstoši, razotājs neuzņēmas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnās izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jūtību tieši kontakti ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumi, piepampumi vai jebkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu razotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā daslas.

IZVĒLE/IZMĒRS

| | |
|----------|------------|
| Artikuls | REF.24022 |
| Izmērs | universāls |
| Krāsa | pelēka |

Piemērots abām rokām

KOPŠANA

Nebalīnāt Kimiski netīrīt
 Negludināt Nežāvēt žāvētāja
 Mazgāšanas instrukcijas: nonemt spilventiņus. Mazgāt ar rokām siksnu, dzesēšanas spilventiņu pārsegū un spiediena spilventiņu siltā ūdenī līdz max.+30°C, pielietojot maigas zipes. Žāvēt prom no siltuma avotiem.
Izstrādājumu un tā daslas izmest tikai īpaši paredzētājas vietas.

INDIKĀCIJAS

- Akūts vai hronisks epikondilīts un epitrokleīts (tenisista un golfa spēļētāja elkonis)
- Muskulu kontrakcijas
- Iekaisuma novēršana sporta aktivitāšu laikā

KONTRINDIKĀCIJAS

Pašlaik nav zināmas

RAKSTŪRLIELUMI UN MATERIĀLI

• Poliamida struktūra optimālam spiediena sadalījumam
• Spilventiņš spiediena radišanai mērķa apgabalā; izgatavots no neslidoša TPE materiāla ērtai stiprinājuma pozicionēšanai
• Polsterējums no likras un poliuretāna putām
• Regulējama siksna precīzai kompresijas kontrolei
• Velcro® aizdare ar stiprinājuma gredzenu
• Regulējams siksnes garums ar praktisku Y-veida Velcro® aizdari

IZSTRĀDĀJUMA UZLIKŠANA

1 Piestipriniet spiediena spilventiņu ar Velcro® pie attiecīgas polsterējuma daslas; spilventiņa garākā daļa jānorīto perpendikulāri siksnes garajai malai.

2 Siksnes - sprādzes uzlīksnā:

- Pagariniet siksnu neizvelket to no gredzena

- Uzvelciet to uz rokas un pavelciet gar roku uz augšu (att.A)

- Novietojiet siksnu tā, lai spilventiņš būtu trīs vai četrus pirkstu platumā zem epikondīja (att. B), tad pagrieziet to līdz spiediena spilventiņš ir izlīdzinājies ar plaukstas atliecījmuskuļiem (att.C).

3 Pievelciet Velcro® siksnu, velkot, līdz gredzena iekšpusē parādas balta līnija (att.D). Nostipriniet to nerādot diskomfortu vai tirpšanas sajūtu.

Piezīme: epitrokleīta gadījumā valkājet sprādzi novietojot spiediena spilventiņu diametrali pretēji (att.E).

TIKAI PIRMAI UZLIKŠANAI

1 Ja nepieciešams, izvelciet siksnu lai pielāgotu garumu:

- Nonemiet Y-veida Velcro® (att.F)
- Nogrieziet lielo daļu (att.G)
- Atkārtoti piestipriniet Y-veida Velcro® (att.H).

Šajā dokumentā ietvertie apraksti un attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un komerciāliem mērķiem. Orthoservice patur tiesības tos mainīt atbilstoši savām vajadzībām.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

Pasek na nadkłykiec z podkładką uciskową

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrob medyczny należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostały sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionego rozporządzenia. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIAŁÓW

Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zaleca się, aby naciśk wywierany przez produkt nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego ciśnienia lub ucisku leżących w tym obszarze nerwów i/lub naczyń krwionośnych. Zaleca się noszenie bielizny, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą. W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem, fizioterapeutą lub technikiem ortopedią. Należy uważnie przeczytać skład produktu na wewnętrznej etykiecie. Nie zaleca się noszenia produktu w pobliżu otwartych plomieni silnych. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEŻENIA

Zaleca się, aby produkt, przeznaczony do wymienionych poniżej wskazań, został przepisany przez lekarza/lub fizioterapeutę i dopasowany przez technika ortopedę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnić skuteczność produktu, tolerancję i prawidłowe działanie, aplikacja musi być przeprowadzona z najwyższą starannością. Nigdy nie należy zmieniać ustawień dokonanych przez lekarza / fizioterapeutę / technika ortopedię. Odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użytku tylko przez jednego pacjenta, w przeciwnym razie producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, opierając się na przepisach rozporządzenia o wyrobach medycznych. U osób nadwrażliwych, bezpośredni kontakt produktu ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawiienia się bólu, obrzęku, opuchlizny lub jakiekolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, a w przypadku problemu szczególniej wagi, należy zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w swoim kraju. Skuteczność ortopedycznego produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

NUMER KATALOGOWY / WYMYRY

| | |
|------------|------------|
| Ref. 24022 | universāls |
| Kod | universāls |

Obstrukcyjny

| | |
|------------|------------|
| Ref. 24022 | universāls |
| Ref. 24022 | universāls |

szary

Wybór / RAZMERY

| | |
|-----------------|------------|
| Art. Ref. 24022 | universāls |
| Rozmiar | universāls |

| | |
|------------|------------|
| Ref. 24022 | universāls |
| Ref. 24022 | universāls |

serijs

dwuvalcījīgs

Dwuvalcījīgs

UHOD ZA IDELEJEM

Nie chlorować Nie prać chemicznie
 Nie prasować Nie suszyć w suszarkie bębnowej
 Instrukcja prania: Prać ręcznie w temperaturze do 30°C przy użyciu neutralnego mydła. Suszyć z daleka od źródła ciepła.

Produktu, ani żadnych jego części, nie wolno utylizować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku

WSKAZANIA

- Ostre lub przewlekłe zapalenie nadkłyckia kości lokciowej
- Przykurcze mięśni
- Zapobieganie procesom zapalnym podczas aktywności sportowej

PRZECIWWSKAZANIA

Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazan

CHARAKTERYSTYKA I MATERIAŁY

• Struktura poliamidowa dla optymalnego rozłożenia naciśku
• Podkładka uciskowa koncentrująca naciśk; wykonana z antypoślizgowego TPE ułatwiającego pozyjonowanie ortezu
• Wyściółka z lytry połączona z pianką poliuretanową
• Regulowana sprzyjność dla precyzyjnej kontroli naciśku
• Zapięcie Velcro® z pierścieniem zabezpieczającym
• Regulacja długości paska za pomocą praktycznego rzepu w kształcie litery Y.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Nalož podkładkę uciskową w obszarze rzepu, dłuższą stroną prostopadle do dłuższego boku paska.

2 Założ pasek:

- Rozłożyć go bez wyciągania z pierścieniem.

- Wsłu do środka dłoń i przesuń w góre ramienia (rys. A).

- Umieść go 3 lub 4 palce poniżej nadkłyckia (rys. B) i obracaj, aż podkładka uciskowa zostanie wyrównana z mięśniami prostownika ręki (rys. C).

3 Naprij pasek Velcro® ciągnąc aż do momentu pojawienia się białej linii wewnętrz pierścienia (rys. D). Napięcie należy wyregulować tak, aby nie powodowało mrowienia ani dyskomfortu.

4 Przeciągnij pasek, aby wyregulować jego długość:

- Usuń rzep w kształcie litery Y (rys. F)

- Odtejnij zachodzącą na siebie część (rys. G)

- Ponownie przymocuj taśmę Velcro® w kształcie litery Y (rys. H).

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Epicondylitis-Spange mit Druckpelotte

KONFORMITÄTSEKRÄLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKE DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwelungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenetikett mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

HINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwelungen, Tumeszenzen oder anderen abnormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eignen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GRÖSSEN

| Artikelnummer | REF.24022 |
|---------------|-----------|
| Größe | universal |
| Farbe | Grau |

Beidseitig

PFLEGE

- Nicht bleichen
- Keine chemische Reinigung
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Waschanweisung: Die Druckkissen entnehmen. Handwäsche des Gurtes, des Kältekissenbezuges und des Druckkissens bis 30 °C mit neutraler Seife, nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

ZWECKBESTIMMUNG

Die Epifeil dient zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren oder radialen Epicondylus. Anwendungsbereich: Unterarm.

MATERIALEN

Struktur: Polyamid. Textilteil: Polyamid, Puliurethan, Elastan, Polyester, TPE

INDIKATIONEN

- Akute und chronische Epicondylitis und Epitrochleitis des Ellbogens
- Muskellkontraktionen
- Vorbeugung von sportbedingten Entzündungen

KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN UND MATERIAL

- Struktur aus Polyamid für eine optimale Druckverteilung
- Pelotte, um den Druck zu bündeln; gefertigt aus rutschfestem TPE, um das Positionieren der Bandage zu erleichtern
- Lycra-Polsterung verbunden mit Polyurethanschaum
- Dosierter Gummidruck für präzise Druckkontrolle
- Klettverschluss mit Ringschlaufe
- Regulierung der Gurtlänge mit praktischem, y-förmigem Klettverschluss

ANWENDUNG

- 1 Die Druckpelotte im entsprechenden Bereich mit Klettverschluss anbringen, passgenau mit der länglichen Seite zur länglichen Seite des Gurtes.
- 2 Den Gurt anlegen:

- Den Gurt verlängern, ohne ihn aus dem Ring herauszuziehen
- Über die Hand am Arm entlang nach oben ziehen (Abb. A)
- 3 oder 4 Finger breit unterhalb des Epikondylus humeri positionieren (Abb. B) und drehen, bis die Druckpelotte auf dem Streckmuskel der Hand ausgerichtet ist (Abb. C).

- 3 Den Gurt mit dem Klettverschluss anziehen, bis die Weiß Linie innerhalb des Rings erscheint (Abb. D). Die Spannkraft muss so eingestellt werden, dass kein Kribbeln oder Unbehagen entsteht.

HINWEIS: Tragen Sie bei Epitrochleitis die Orthese, indem Sie den Pelotte diametral gegenüberliegend positionieren (Abb. E).

NUR BEI DER ERSTEN ANWENDUNG

- 1 Falls erforderlich, den Gurt entfernen, um seine Länge anzupassen:
 - den y-förmigen Klettverschluss entfernen (Abb. F)
 - den überstehenden Teil abschneiden (Abb. G)
 - den y-förmigen Klettverschluss wieder anbringen (Abb. H).



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Epicondylitis elbow strap with pressure pad

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

The product has been designed for the specific indications stated below and must be prescribed by a doctor and fitted by an orthopaedic technician. The orthopaedic technician is responsible for fitting the product and providing information about how to use it safely in accordance with individual requirements. The product must be fitted with the utmost care to ensure its efficacy, tolerability and correct function. Any changes to the structure or adjustment of the device must be prescribed by a physician and performed by an orthopaedic technician. Under no circumstances should the adjustment made by the physician/orthopaedic technician be altered. The manufacturer is no longer liable if the product is used or adapted inappropriately. The orthosis is intended to be used only by a single patient; if it is used for more than one patient, the manufacturer accepts no responsibility or liability in accordance with medical device legislation. Direct contact with the skin may cause reddening or irritation in hypersensitive individuals. In the case of onset of pain, swelling, lumps or any unusual reaction, immediately contact your physician. The orthopaedic efficacy of the product may only be guaranteed when all of its components are used.

SELECTION/SIZE

| Code | REF.24022 |
|--------|-----------|
| Size | universal |
| Colour | grey |

fits right and left

MAINTENANCE

- Do not bleach
- No chemical cleaning
- Do not iron
- Do not tumble-dry
- Washing instructions: Remove the pads. Hand wash the bandage, the cover of the cooling pad and the pressure pad at max. 30 °C with neutral soap. Dry away from heat sources.

Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS

- Acute or chronic epicondylitis and epitrochleitis of the elbow
- Muscle contractures
- Prevention of inflammatory processes during sports activity

CONTRAINdications

There are no known contraindications at this time.

FEATURES AND MATERIALS

- Structure en polyamide pour une répartition optimale des pressions
- Élément presseur pour une compression ciblée ; réalisé en TPE antidiérapant pour faciliter le positionnement de l'orthèse
- Doublure en lycra et mousse polyuréthane
- Élastique calibré pour un contrôle précis de la pression
- Fermeture Velcro® avec boucle de renvoi
- Longueur de la sangle réglable grâce à une bande Velcro® en Y très pratique

APPLICATION

- 1 Apply the pressure pad in the specific Velcro® area, with the long side perpendicular to the long side of the strap.
- 2 Put the strap on:
 - Flatten it out without pulling it out of the ring
 - Slip it on from your hand and pull it up along your arm (fig.A)
 - Position it 3 or 4 fingers below the epicondyle (fig.B) and rotate it until the pressure pad is aligned with the extensor muscles of the hand (fig.C).
 - 3 Tighten the Velcro® strap by pulling until the white line appears inside the ring (fig.D).
- 4 Tighten without causing discomfort or a tingling sensation.

NOTE: for epitrochleitis, wear the brace by positioning the pressure pad diametrically opposite (fig.E).

ONLY FOR THE FIRST APPLICATION

- 1 If necessary, pull out the strap to adjust the length:
 - Remove the Y-shaped Velcro® (fig.F)
 - Cut off the excess part (fig.G)
 - Re-attach the Y-shaped Velcro® (fig.H)

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Brassard pour épicondylite avec élément presseur

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATERIAUX

Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette située à l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être tolérée et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. L'utilisation de l'orthèse est prévue pour un seul patient à la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement à son médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. L'efficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

| Code | REF.24022 |
|---------|-------------|
| Mesure | universelle |
| Couleur | gris |

ambidextre

ENTRETIEN

- Pas de blanchir
- Pas de nettoyage chimique
- Ne pas repasser
- Ne pas sécher en séchoir
- Instructions de lavage: Retirer le coussinet de son étui. Lavage à la main de la bandage, de l'étui et de la pelote de pression jusqu'à 30 °C avec du savon neutre, ne pas sécher à proximité de sources de chaleur.

L'orthèse et ses composants doivent être éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS

- Épicondylite et épitrochléite du coude, aigües ou chroniques
- Contractures musculaires
- Prévention des processus inflammatoires durant l'activité sportive

CONTRE-INDICATIONS

Actuellement non connues

CARACTÉRISTIQUES ET MATERIAUX

- Structure en polyamide pour une répartition optimale des pressions
- Élément presseur pour une compression ciblée ; réalisé en TPE antidiérapant pour faciliter le positionnement de l'orthèse
- Doublure en lycra et mousse polyuréthane
- Élastique calibré pour un contrôle précis de la pression
- Fermeture Velcro® avec boucle de renvoi
- Longueur de la sangle réglable grâce à une bande Velcro® en Y très pratique

APPLICATION

<li