

cervistrong

Wzmocniony kołnierz szyjny

REF. 20304

Wskazania

- Łagodne lub umiarkowane zniekształcenia kręgosłupa szyjnego (uraz kręgosłupa szyjnego)
- Zawroty głowy pochodzenia szyjnego
- Artroza kręgosłupa szyjnego
- Umiarkowane dyskopatie z towarzyszącym zespołem bólu szyjno-ramiennego

RADIO
LUCENTANATOMICAL
FIT

Kod	REF. 20304			
Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód szyi cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Wysokość cm	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12
Kolor	szary			



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

cervistrong

Wzmocniony kołnierz szyjny


**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Bolesna szyja

Sektor szyjny jest najmniej chronionym odcinkiem kręgosłupa, dlatego też jest on wyjątkowo narażony na **skręcenia** (napinanie prążków mięśniowych i ścięgien) lub **choroby kostno-stawowe** (choroba zwyrodnieniowa stawów i dyskopatie), które mogą być szczególnie upośledzające.

Innowacyjny produkt medyczny

Nawet błahe ruchy, takie jak obracanie lub nieznaczne pochylanie głowy, powodują ból, który może promieniować do barków i ramion, z silnym uczuciem sztywności, a czasem zawrotów głowy.



Najważniejszym działaniem w tym przypadku jest ograniczenie ruchów w jak największym stopniu, niestety, do tej pory trzeba było wybierać między sztywnym, skutecznym i niewygodnym kołnierzem a miękkim, wygodnym, lecz mało efektywnym. **Cervistrong**, to wynik innowacyjnego projektu, **łąącego w sobie wydajność i komfort, jakich nigdy wcześniej nie widziano.**

USZCZELNIENIE PÓLSZTYWNEGO KOŁNIERZA

Specjalny sztywny rdzeń z polietylenu, że wzmocnionymi krawędziami z tworzywa polimerowego, unieruchamia kręgosłup szyjny, wspomagając jego funkcję podporową. Nie wyczuwalny po założeniu.


KOMFORT PIANKOWEGO KOŁNIERZA

Konstrukcja wykonana jest z miękkiej gumy piankowej. Anatomiczny kształt kołnierza, **dopasowuje się również do szyi pacjenta**, podążając za jego indywidualną krzywizną żuchwy i karku.

NIEZAWODNY, WYGODNY I PRAKTYCZNY

Kołnierz pokryty jest **miękką dzianiną dżersejową**, która sprawia, że jest on przyjemny w kontakcie ze skórą. Zapinany z tyłu na rzep, zapewnia szybkość i prostotę w użyciu.

Przyspiesza
gojenie i
łagodzi ból



Solidny rdzeń polietylenowy z wykończeniem z tworzywa polimerowego.

Miękka struktura pianki, anatomicznie ukształtowana.

Zewnętrzna tkanina dżersejowa i zapięcie z tyłu na rzep.