

dorsolite

Rückenbandage

REF. 91111



Take  
care  
feel  
better

ORTHOSERVICE  
R+T+EN





© Decade3D - Fotolia.com

Verstellbare Riemen mit Y-Klettband:  
 - Justierung der Gesamtlänge  
 - Justierung der Schulterpolster

Struktur und Schulterpolster aus PE-Schaumstoff mit Beschichtung aus Samt und Funktionsgewebe.

Umlenkensystem in der Mitte hinten für besseren Zug beim Schließen.

Leicht zu tragen, wie ein Rucksack.



Verschluss mit Klickschnallen.

<b>Code</b>	<b>REF. 91111</b>
<b>Einheitsgröße</b>	
<b>Höhe cm</b>	<b>30</b>



#### INDIKATIONEN

- Für die Korrektur von Rundrücken, Kyphose und Scapula Alata
- Als Unterstützung bei der Behandlung von haltungsbedingten Rückenschmerzen

**dorsolite**

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
 Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
 Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089  
 info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**  
 Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
 Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782  
 info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.**  
 Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia  
 Sede operativa e amministrativa:  
 Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
 Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234  
 info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
 Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland