

dorsolite

Corset Dorsal


REF. 91111



Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
R+T EN





© Decode3D - Fotolia.com

Tirants réglables pouvant être raccourcis par le biais de bandes Velcro en Y:

- Réglage de la longueur totale
- Réglage de la position des épaulettes

Structure et épaulettes en PE expansé couplé avec du velours et un tissu technique.

Renvoi central postérieur pour une meilleure traction en phase de fermeture.

Facile à porter, tel un sac à dos.



Fermeture avec boucle à cliquet.

Code	REF. 91111
Taille universelle	
Hauteur cm	30

INDICATIONS

- Utile pour la correction des dos voûtés, dans les cas de cyphose et de scapula alata
- Utile pour le traitement des dorsalgies posturales

dorsolite



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento [art. 2497bis CC]:
Orthoservice AG [CH] · 6830 Chiasso [TI] · Switzerland