

dorsolite

Corsetto dorsale

REF. 91111



Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
R+T+EN





© Decade3D - Fotolia.com

Tiranti regolabili e accorciabili mediante velcri a Y:

- Regolazione della lunghezza complessiva
- Regolazione della posizione delle spalline

Struttura e spalline in PE espanso biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico.

Rimando centrale posteriore per una migliorata trazione in fase di chiusura.

Facile da indossare, come uno zaino.

Chiusura con fibbia a scatto.



Codice	REF. 91111
Taglia universale	
Altezza cm	30



INDICAZIONI

- Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate
- Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali

dorsolite

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland