

dorsolite

корсет для позвоночника

REF. 91111



Take
care
feel
better

ORTHOSERVICE
ROT TEN





Стяжки регулируются и укорачиваются посредством липучек велкро:

- Регулирование общей длины
- Регулирование положения бретелей

Каркас и ремни выполнены из вспененного полиэтилена, обшитого технической тканью и велюром.

Скрещивание ремней по центру спины при обороте вокруг корпуса для улучшенного сцепления при закрытии.

Легко носить, как рюкзак.

застёжка с фиксатором спереди



Код	REF. 91111
Универсальный размер	
Высота см	30

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется для коррекции изогнутой спины, кифозных положений и крыловидных лопаток
- Используется в качестве вспомогательного средства при постуральных болях в спине

dorsolite



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento [art. 2497bis CC]:
Orthoservice AG [CH] · 6830 Chiasso [TI] · Switzerland