

# I NUOVI VANTAGGI: MAGGIORE **TECNICITÀ**, BASSO **PROFILO**, IMPAREGGIABILE **COMFORT**.

## NUOVA TRASPIRABILITÀ E DERMOTOLLERABILITÀ

**BreathSkill**, il tessuto che costituisce la maggior superficie di contatto delle ortesi, è stato creato per lasciar respirare la cute, anche e soprattutto nella stagione più calda. Ha superato i test scientifici di valutazione per la sicurezza, sia sulla cute che per l'ambiente.

## NUOVA COMPRESSIONE MIRATA

L'azione sinergica di **FlexSkill**, **BreathSkill** e **CompresSkill**, i 3 tessuti che compongono la quasi totalità delle ortesi, assicura supporto dove serve e gentilezza tutt'intorno.

## MEMORIA ELASTICA

Tessuti, tiranti, inserti e chiusure mantengono inalterate nel tempo le loro prestazioni. Non perdono l'elasticità, la resilienza e quindi l'efficacia.

## IRRINUNCIABILE VESTIBILITÀ

Sempre più facili da indossare e da portare, anche per tempi prolungati. Sempre più traspiranti, sempre più resistenti e morbidi grazie alla speciale floccatura del tessuto **BreathSkill**. Perché la guarigione è facilitata dal comfort e dal buon umore.



# L'EVOLUZIONE STA ANCHE NEI DETTAGLI:

**Sistema di chiusura simmetrico brevettato con nuova fibbia di basso profilo (ginocchiere modelli 08, 08A, 15, 15A)**



Mentre la chiusura simmetrica rende più agevole il corretto posizionamento dell'ortesi e si oppone alla migrazione durante il movimento, la nuova fibbia, realizzata in un particolare polimero, coniuga alte prestazioni al basso profilo.

Leggerissima e per nulla ingombrante, può effettuare sia movimenti di torsione sul piano orizzontale che di basculamento sul piano verticale, adattandosi perfettamente alla circonferenza di ogni gamba.

## **Easyskill: nuovo sistema di chiusura ginocchiere (modelli aperti)**

La chiusura delle ginocchiere aperte si effettua sovrapponendo e fissando le due alette del tutore, il che evita di doverle calzare dal piede.

Ma più è grande la superficie da sovrapporre maggiore è la forza necessaria alla chiusura.

Ecco perché le sue alette sono state ridisegnate e "alleggerite". Meno ampie, più pratiche, più confortevoli.



## Chiusura intuitiva delle cinghie: (Modelli 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)



È nuovo il sistema di chiusura delle cinghie: basta agganciare le cinghie all'apposita asola, portarle in tensione e chiudere a Velcro®. Pratico e intuitivo, non fa perdere la regolazione nelle applicazioni successive alla prima.

## Clickclack: nuovo rapidissimo sistema di regolazione della flessione estensione senza cacciavite

Alcuni modelli di ginocchiere montano il nuovo sistema di regolazione della Flessione Estensione. Basta aprire lo snodo facendo scorrere lateralmente i due gusci, estrarre i fermi che bloccano i cunei e sostituire questi ultimi secondo il grado di flessione/estensione stabilito dal medico. Poi basterà reinserire i fermi di blocco e infine richiudere i due gusci fino allo scatto.





# GENUSKILL 60 / 63

## GENUSKILL 60, GINOCCHIERA TUBOLARE CORTA

CODICE REF.33160

## GENUSKILL 63, GINOCCHIERA TUBOLARE CORTA CON FORO ROTULEO

CODICE REF.33163



- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- Altezza ridotta
- [Solo GenuSkill 63] Foro rotuleo
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo,

Codice	REF.33160 / REF.33163					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	grigio / ambidestro					

### INDICAZIONI:

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- [Solo GenuSkill 60] Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- [Solo GenuSkill 60] Tendiniti
- [Solo GenuSkill 63] Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- [Solo GenuSkill 63] Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



## GINOCCHIERA TUBOLARE CON STABILIZZATORE ROTULEO



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- Stabilizzatore rotuleo
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali

**Codice**  
**Taglia**  
**Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm**  
**Lunghezza cm**  
**Colore**

REF.33104

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

grigio / ambidestro

### INDICAZIONI:

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



# GENUSKILL 08 / 08A

## GINOCCHIERA TUBOLARE CON STECCHE A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO

CODICE REF.33108

## GINOCCHIERA APRIBILE CON STECCHE A SPIRALE

CODICE REF.33108A



- (Solo GenuSkill08A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill08) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- (Solo GenuSkill08) Stabilizzatore rotuleo
- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali
- Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore con chiusura simmetrica (anti rotazione)
  - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
  - Linguetta gommosa per l'apertura del Velcro®
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33108 / REF.33108A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

### INDICAZIONI:

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- (Solo GenuSkill 08) Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- (Solo GenuSkill 08) Artrosi femoro-rotulea



# GENUSKILL 15 / 15A

## GINOCCHIERA TUBOLARE CON ASTE ARTICOLATE E STABILIZZATORE ROTULEO

CODICE REF.33115

## GINOCCHIERA APRIBILE CON ASTE ARTICOLATE

CODICE REF.33115A



- (Solo GenuSkill15A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- (Solo GenuSkill 15) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- (Solo GenuSkill 15) Stabilizzatore rotuleo
- Aste policentriche stabilizzanti laterali e mediali (anche limitanti la flessione)
- Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore con chiusura simmetrica (anti rotazione)
  - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
  - Linguetta gommosa per l'apertura del Velcro®
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

**Codice**  
**Taglia**  
**Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm**  
**Lunghezza cm**  
**Colore**

REF.33115/ REF.33115A

	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

### INDICAZIONI:

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- (Solo GenuSkill 15) Lieve instabilità latero-mediata della rotula
- (Solo GenuSkill 15) Artrosi femoro-rotulea





# GENUSKILL 22 / 22A

## GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (TUBOLARE)

CODICE REF.33122

## GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)

CODICE REF.33122A



- (Solo GenuSkill 22A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill 22) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni
- (Solo GenuSkill 22) Stabilizzatore rotuleo
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33122 / REF.33122A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

### INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)





## GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-gancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.

<b>Codice</b>	REF.33124A					
<b>Taglia</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Lunghezza cm</b>	41	41	41	41	41	41
<b>Colore</b>	grigio / ambidestro					

### INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

# GENUSKILL 26 / 26A

**GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (TUBOLARE)**

CODICE REF.33126

**GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)**

CODICE REF.33126A



- (Solo GenuSkill 26A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill 26) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Nuovo snodo policentrico **ClickClack** regolabile tramite cunei (no cacciavite)
- (Solo GenuSkill 26) Stabilizzatore rotuleo
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33126 / REF.33126A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

## INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)





## GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- Nuovo snodo policentrico **ClickClack** regolabile tramite cunei (no cacciavite)
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-gancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.

Codice  
Taglia  
Circonf. coscia presa 15 cm  
sopra centro rotula cm  
Lunghezza cm  
Colore

REF.33128A

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

grigio / ambidestro

### INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



## GINOCCHIERA PER STABILIZZAZIONE ROTULEA



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Sistema di allineamento rotuleo:
  - materiale espanso laterale a J
  - patella di rinforzo e spinta con tiranti a verricello (regolabili)
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali

<b>Codice</b>	REF.33116					
<b>Taglia</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Lunghezza cm</b>	34	34	34	34	34	34
<b>Colore</b>	grigio / indicare destro o sinistro					

### INDICAZIONI:

- Instabilità latero-mediata della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi

# malleoSKILL 37

CODICE REF.33137

## CAVIGLIERA

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Apertura al tallone

Codice

REF.33137

Taglia

S

M

L

XL

Circonferenza

caviglia cm

15/20

20/25

25/30

30/36

Colore

grigio / ambidestro



## INDICAZIONI:

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

# malleoSKILL 81

CODICE REF.33181

## CAVIGLIERA CON TIRANTI A 8 E STECCHE A SPIRALE

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Apertura al tallone
- 2 Stecche a spirare di rinforzo
- Cinturini ad incrocio sul collo del piede, per la massima stabilità.

Codice

REF.33181

Taglia

S

M

L

XL

Circonferenza collo del  
piede - tallone cm

26/29

29/32

32/35

35/38

Colore

grigio / ambidestro



## INDICAZIONI:

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica.



# mioSKILL 33

CODICE REF.33133

## SUPPORTO PER COSCIA

- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33133				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	grigio / ambidestro				

### INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni



# mioSKILL 34

CODICE REF.33134

## SUPPORTO PER POLPACCIO

- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33134			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	grigio / ambidestro			

### INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare





## GOMITIERA

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon (aumento della pressione sull'avambraccio)

**Codice**  
**Taglia**  
**Circonf. prossimale**  
**avambraccio cm**  
**Colore**

REF.33132	XS	S	M	L	XL
	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
	grigio / ambidestro				

### INDICAZIONI:

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

# lumboSKILL 70 / 72

## CORSETTO BASSO

CODICE REF.33170

## CORSETTO ALTO

CODICE REF.33172



- Struttura anteriore e laterale a disegno "degressivo" in poliestere ed elastomero
- Tiranti ad alta copertura, contenitivi
- Stecche di rinforzo, a spirale oblique
- Chiusura a Velcro®

Codice	REF.33170					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	grigio					

Codice	REF.33172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	22	22	22	22	22	22
Altezza post. cm	32	32	32	32	32	32
Colore	grigio					

### INDICAZIONI:

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- (Solo LumboSkill 72) Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- (Solo LumboSkill 72) Trattamento della frattura dei processi trasversi

4 guide per stecche automodellanti (in dotazione) o rigide rinforzate (optional)

BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete

