

LIGNE sat

L'évolution du succès
est une excellence



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Les grandes nouveautés de la ligne la plus appréciée et imitée



LA CONCEPTION DES SANGLES ÉLASTIQUES

Le tissu élastique à double bande parallèle assure à la fois une bonne tension au centre et une grande souplesse sur les bords. **Anallergique (latex-free)**, il ne s'effiloche pas et ne se déforme pas. Le traditionnel système de treuil permet de **doubler la force de la fermeture** pour un même effort fourni.



LA TOUCHE FASHION DE LA TEXTURE

La texture du tissu, moderne et dynamique, procure un **plaisir esthétique** qui suscite une nouvelle confiance en soi.



LA CONTENTION, LE MAINTIEN ET LA CAPACITÉ D'AJUSTEMENT DU TISSU

L'efficacité orthopédique, le confort et la capacité à respirer du nouveau tissu renforcé, composé de **98% de coton**, garantissent une qualité unique et inimitable.



LE CONFORT DE L'AJUSTEMENT INFÉRIEUR

Le profil de l'orthèse au niveau du point d'attache de la jambe a été **ajusté** de manière à suivre parfaitement les lignes du corps.



2 COUSSINS FOURNIS

Les coussins abdominal et dorsal pour la stabilisation sont fournis prêts à l'emploi.



Une ligne prête pour les défis du futur



LA PRISE FACILE DES SANGLES ÉLASTIQUES

L'embout en polymère souple des sangles facilite la prise au moment d'enfiler ou de retirer l'orthèse.



LE PROFIL PLAT ET LA FERMETURE PRATIQUE À L'AVANT

La fermeture a été redessinée de sorte que les bords ne se superposent pas.

La fermeture se tire plus facilement grâce à la nouvelle **boucle de prise du pouce**.



LE REMBOURRAGE ANALLERGIQUE DES BANDOULIÈRES

Redessiné et réalisé en tissu latex-free, le rembourrage garantit un confort optimal.




REGULAR FIT ET TAILORED FIT, LES NOUVELLES COUPES INTUITIVES

La nouvelle définition des coupes rend le choix encore plus facile: **Regular Fit** indique une orthèse à la coupe standard; **Tailored Fit** convient aux personnes dont le tour de taille est plus étroit.



Toute la ligne en un coup d'œil

TAILORED FIT							REGULAR FIT						
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL	Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bassin cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135	Circ. bassin cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130



Indications

- Lombalgies
- Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des apophyses transverses

sat 1323 basse



Hauteur post. 33 cm
Hauteur ant. 21 cm

sat 1322 SH haute abaissé à l'avant




Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 19 cm

sat 1355 basse



Hauteur post. 32 cm
Hauteur ant. 20 cm



Indications

- Lombalgies, Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des processus transversaux
- Scoliose dégénérative lombaire
- Spondylose avec ou sans lystèse vertébrale

sat 1322 haute



Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 23 cm

sat 1322 SH haute




Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 19 cm

sat 1354 haute



Hauteur post. 35 cm
Hauteur ant. 23 cm



Indications

- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des processus transversaux
- Scoliose dégénérative lombaire
- Spondylose avec ou sans lystèse vertébrale

sat 1321 abdomen proéminent



Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 31 cm

sat 1322 SH haute




Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 19 cm

sat 1353 abdomen proéminent



Hauteur post. 35 cm
Hauteur ant. 31 cm



Indications

- Dorsalgies sur base arthrosique ou découlant de cyphose
- Suites de fractures des vertèbres dorsales et/ou lombaires hautes
- Suites de tassements des vertèbres dorsales dus à l'ostéoporose ou la métastase osseuse
- Autres indications sur prescription médicale

sat 1336 à bandoulières



Hauteur post. 55 cm
Hauteur ant. 21 cm

sat 1322 SH haute



Hauteur post. 38 cm
Hauteur ant. 19 cm

sat 1335 à bandoulières



Hauteur post. 55 cm
Hauteur ant. 23 cm

Orthèse basse

pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec coussins rigides thermoformables

REF. 1323 tailored fit

REF. 1355 regular fit

Option

9ST012/L Baleines rigides en option cm 26



Tailored fit
Hauteur ant. 21 cm
Hauteur post. 33 cm



Regular fit
Hauteur ant. 20 cm
Hauteur post. 32 cm



Orthèse haute et haute abaissé à l'avant

pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec coussins rigides thermoformables

REF. 1322 tailored fit

REF. 1322SH tailored fit abaissé à l'avant

REF. 1354 regular fit

Option

9ST012/L Baleines rigides en option cm 30



Tailored fit
Hauteur ant. 23 cm
Hauteur post. 38 cm



Tailored fit, abaissé à l'avant
Hauteur ant. 19 cm
Hauteur post. 38 cm



Regular fit
Hauteur ant. 23 cm
Hauteur post. 35 cm



Orthèse pour abdomen proéminent,

pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec coussins rigides thermoformables

REF. 1321 tailored fit

REF. 1353 regular fit

Option

9ST012/L Baleines rigides en option cm 30

Tailored fit

Hauteur ant. 31 cm
Hauteur post. 38 cm

OUVERTURE LATÉRALE

Afin d'enfiler l'orthèse pour abdomen proéminent plus facilement, une ouverture latérale a été prévue.

Regular fit

Hauteur ant. 31 cm
Hauteur post. 35 cm

Orthèse à bandoulières

pour la stabilisation et la décharge du rachis dorso-lombaire, avec coussins rigides thermoformables

REF. 1336 tailored fit

REF. 1335 regular fit

Option

9ST012/L Baleines rigides en option cm 38

Tailored fit

Hauteur ant. 21 cm
Hauteur post. 55 cm

Regular fit

Hauteur ant. 23 cm
Hauteur post. 55 cm



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

LIGNE sat

Orthèses pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, ou dorso-lombaire, avec coussins rigides thermoformable

Disponible dans les variantes:

basse • haute • pour abdomen proéminent • à bandoulières

TAILORED FIT

Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bassin cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135

Code REF. 1323

Hauteur ant. cm 21
Hauteur post. cm 33

Code REF. 1322

Hauteur ant. cm 23
Hauteur post. cm 38

Code REF. 1322 SH

Hauteur ant. cm 19
Hauteur post. cm 38

Code REF. 1321

Hauteur ant. cm 31
Hauteur post. cm 38

Code REF. 1336

Hauteur ant. cm 21
Hauteur post. cm 55

REGULAR FIT

Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bassin cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130

Code REF. 1355

Hauteur ant. cm 20
Hauteur post. cm 32

Code REF. 1354

Hauteur ant. cm 23
Hauteur post. cm 35

Code REF. 1353

Hauteur ant. cm 31
Hauteur post. cm 35

Code REF. 1335

Hauteur ant. cm 23
Hauteur post. cm 55



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RIGID
THERMOFORMABLE
PAD

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



orthoservice.com