

LINIA sat

Ewolucja sukcesu  
to doskonałość



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



Istotne nowości dotyczące najbardziej cenionej linii gorsetów ortopedycznych.



**KONSTRUKCJA ELASTYCZNYCH PASÓW DOCIĄGOWYCH**

Elastyczna, podwójna taśma gwarantuje odpowiedni uciąg w jej środkowej części oraz komfortową miękkość na jej brzegach.

Antyalergiczna (nie zawiera lateksu), nie rozciąga się i nie rozstępuje. Charakterystyczny system klamer przelotowych **pozwała podwoić siłę napięcia** taśm bez użycia dodatkowej siły.



**DODATKOWO MODNA FAKTURA TKANINY**

Faktura tkaniny, nowoczesna i dynamiczna, **daje odczucie przyjemności**, która umacnia pewność siebie.



**ODCIĄŻENIE, PODTRZYMANIE ORAZ DOPASOWANIE TKANINY**

Dzięki nowej wzmocnionej tkaninie, z 98% bawełny, skuteczność ortopedyczna, komfort i transpiracja osiągnęły wyjątkową i niepowtarzalną jakość.



**KOMFORT WYSCIOLKI WEWNĘTRZNEJ**

Orteza na wysokości uda została wyprofilowana w taki sposób, aby perfekcyjnie dopasować się do anatomii kończyny.



**2 PELOTY W KAŻDYM OPAKOWANIU**

Gotowe do użycia peloty, brzuszna i grzbietowa dołączone są do każdego zestawu.





# Linia gotowa na wyzwania przyszłości



## UŁATWIONE ZAPINANIE PASÓW DOCIĄGOWYCH

Miękka końcówka pasów dociągowych wykonana z tworzywa polimerowego ułatwia prawidłowe zamocowanie podczas zakładania lub ściągania ortezy.



## TALIOWANIE I PRAKTYCZNOŚĆ PRZEDNIEGO ZAPIECIA

Zapięcie zostało przeprojektowane tak, aby krawędzie nie zachodziły na siebie.

Odpowiedni naciąg zagwarantowany jest dzięki wprowadzeniu **nowej szlufki na kciuk**.



## ANTYALERGICZNA WYSCIÓLKA PASÓW NARAMIENNYCH

Przeprojektowana i wykonana z tkaniny pozbawionej lateksu, wyściółka gwarantuje optymalny komfort.



## REGULAR FIT E TAILORED FIT, TO NOWE ROZMIARY


















Nowa definicja rozmiaru jeszcze bardziej ułatwia wybór:

**Regular Fit** oznacza ortezę o standardowym rozmiarze;  
**Tailored Fit** jest przeznaczony dla osób szczupłych w talii.





# Najważniejsze cechy nowej linii sat

		TAILORED FIT						REGULAR FIT							
		Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
		Obwód miednicy.w cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135	Obwód miednicy.w cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
 <p><b>Wskazania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ból kręgosłupa</li> <li>• Rwa kulszowa i nerwu udowego</li> <li>• Spondyloartroza i dyskopatie lędźwiowe</li> <li>• Przykurcze mięśni przykręgosłupowych</li> <li>• Lekkie urazy kręgosłupa lędźwiowego</li> <li>• Rehabilitacja pooperacyjna</li> <li>• Następstwa stabilnych złamań kompresyjnych kręgow lędźwiowych</li> <li>• Leczenie złamań wyrostków poprzecznych</li> </ul>	<p><b>sat 1323 niska</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 33 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 21 cm</p>														
	<p><b>sat 1322 wysoka</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 38 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 23 cm</p>	<p><b>sat 1322 SH wysoka</b> obniżona z przodu</p>  <p>Wysokość z tyłu w 38 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 19 cm</p>													
 <p><b>Wskazania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bole kręgosłupa</li> <li>• Rwa kulszowa i bóle kręgosłupa lędźwiowego</li> <li>• Spondyloartroza i dyskopatie lędźwiowe</li> <li>• Niewielkie urazy kręgosłupa lędźwiowego i przykurcze mięśni przykręgosłupowych</li> <li>• Rehabilitacja pooperacyjna</li> <li>• Następstwa stabilnych złamań kompresyjnych kręgow lędźwiowych</li> <li>• Leczenie złamań wyrostków poprzecznych</li> <li>• Zwrodnienia kręgosłupa lędźwiowego</li> <li>• Spondyloza</li> </ul>	<p><b>sat 1321 wydatny brzuch</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 38 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 31 cm</p>														
	<p><b>sat 1353 wydatny brzuch</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 35 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 31 cm</p>														
 <p><b>Wskazania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ból kręgosłupa spowodowany artrozą lub kifozą</li> <li>• Następstwa złamań kręgow piersiowych i / lub górnych kręgow lędźwiowych</li> <li>• Następstwa kompresyjnych, stabilnych złamań patologicznych i osteoporotycznych kręgosłupa piersiowego</li> </ul>	<p><b>sat 1336 szelkami</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 55 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 21 cm</p>														
	<p><b>sat 1335 szelkami</b></p>  <p>Wysokość z tyłu w 55 cm</p>  <p>Wysokość z przodu w 23 cm</p>														



## Niska orteza tułowia

stabilizująca i podtrzymująca kręgosłup ze sztywnymi, termoformowanymi pelotami

REF. 1323 tailored fit

REF. 1355 regular fit

### Opcje

9ST012/L Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny cm 26

#### Tailored fit


Wysokość z przodu 21 cm

Wysokość z tyłu 33 cm

#### Regular fit

Wysokość z przodu 20 cm

Wysokość z tyłu 32 cm



## Wysoka orteza tułowia

stabilizująca i podtrzymująca kręgosłup, ze sztywnymi, termoformowanymi pelotami

REF. 1322 tailored fit

REF. 1322SH tailored fit  
obniżona z przodu

REF. 1354 regular fit

### Opcje

9ST012/L Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny cm 30

#### Tailored fit

Wysokość z przodu 23 cm

Wysokość z tyłu 38 cm

#### Tailored fit obniżona z przodu

Wysokość z przodu 19 cm

Wysokość z tyłu 38 cm

#### Regular fit

Wysokość z przodu 23 cm

Wysokość z tyłu 35 cm





## Półsztywna wysoka orteza tułowia na wydatny brzuch,

dla stabilizacji i odciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ze sztywnymi, termoformowanymi pelotami

REF. 1321 tailored fit  
REF. 1353 regular fit

**Opcje**  
9ST012/L Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny cm 30

**Tailored fit**  
Wysokość z przodu 31 cm  
Wysokość z tyłu 38 cm

### ZAPIĘCIE BOCZNE

Aby zapewnić maksymalny komfort w fazie zakładania ortezy w przypadku wydatnego brzucha, zastosowano dodatkowe zapięcie boczne.

**Regular fit**  
Wysokość z przodu 31 cm  
Wysokość z tyłu 35 cm

## Wysoka orteza tułowia z podpaszkami,


stabilizująca i odciążająca odcinek piersiowo-lędźwiowy kręgosłupa, ze sztywnymi, termoformowanymi pelotami

REF. 1336 tailored fit  
REF. 1335 regular fit

**Opcje**  
9ST012/L Opcjonalne, sztywne, formowalne szyny cm 38

**Tailored fit**  
Wysokość z przodu 21 cm  
Wysokość z tyłu 55 cm

**Regular fit**  
Wysokość z przodu 23 cm  
Wysokość z tyłu 55 cm







**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# LINIA sat

Orteza tułowia stabilizująca i podtrzymująca kręgosłup ze sztywnymi, termoformowanymi pelotami

Dostępne w wariantach:

**Niska • Wysoka • na wydatny brzuch • Wysoka orteza tułowia z podpaszkami**

## TAILORED FIT

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód miednicy.w cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135

### Kod REF. 1323

Wysokość z przodu w cm	21
Wysokość z tyłu w cm	33

### Kod REF. 1322

Wysokość z przodu w cm	23
Wysokość z tyłu w cm	38

### Kod REF. 1322 SH

Wysokość z przodu w cm	19
Wysokość z tyłu w cm	38

### Kod REF. 1321

Wysokość z przodu w cm	31
Wysokość z tyłu w cm	38

### Kod REF.1336

Wysokość z przodu w cm	21
Wysokość z tyłu w cm	55

## REGULAR FIT

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód miednicy.w cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130

### Kod REF. 1355

Wysokość z przodu w cm	20
Wysokość z tyłu w cm	32

### Kod REF. 1354

Wysokość z przodu w cm	23
Wysokość z tyłu w cm	35

### Kod REF. 1353

Wysokość z przodu w cm	31
Wysokość z tyłu w cm	35

### Kod REF. 1335

Wysokość z przodu w cm	23
Wysokość z tyłu w cm	55



ANATOMICAL  
FIT



BREATHABLE



CUSTOMIZABLE  
FIT



EASY  
PULLING



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



RIGID  
THERMOFORMABLE  
PAD

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**Sede italiana: RO+TEN S.r.l.**  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



orthoservice.com