

sat-LINIE

**Die Evolution von Erfolg
ist eine Bravourleistung**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Großartige Neuigkeiten zur beliebtesten und meist imitierten Produktlinie



DIE KONSTRUKTION DER ELASTISCHEN ZUGBÄNDER

Das **elastische Gewebe mit doppelten, parallelen Bändern** gewährleistet die Traktion in der Mitte und sorgt für Weichheit an den Rändern. Es ist **antiallergen (latexfrei)**, bildet keine Laufmaschen und gibt nicht nach. Das traditionelle System mit Zugbändern ermöglicht es, **die ausgeübte Kraft beim Verschließen zu verdoppeln.**



DER MODISCHE TOUCH DER TEXTUR

Die Textur des modernen und dynamischen Gewebes schenkt ein **ästhetisches Vergnügen**, das ein neues Selbstvertrauen beim Tragen fördert.

DIE FORMSTABILITÄT, HALTBARKEIT UND TRAGBARKEIT DES GEWEBES

Dank des neuen verstärkten Gewebes mit **98 % Baumwolle** haben die orthopädische Wirksamkeit, der Komfort und die Atmungsaktivität eine einzigartige und unvergleichliche Qualität erreicht.



DER KOMFORT DER UNTEREN AUSFORMUNG

Das Profil der Orthese wurde am Beinansatz so **ausgeformt**, dass sie perfekt den Körperlinien folgt.



2 PELOTTEN IN DER JEDER PACKUNG

Bauch- und Rücken-Pelotten bereits einsatzbereit.



Eine Linie, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist



DAS EINFACHE GREIFEN DER ELASTISCHEN ZUGBÄNDER

Die Spitze der Zugbänder aus **weichem Polymermaterial** erleichtert das Greifen sowohl beim Anlegen als auch beim Ablegen der Orthese.



DAS FLACHE PROFIL UND DER PRAKTISCHE FRONTVERSCHLUSS

Der Verschluss wurde so umgestaltet, dass sich die Kanten nicht überlappen. Die Traktion wird durch die neue **Schleufe für den Daumen** vereinfacht.



DIE ANTIALLERGENE POLSTERUNG DER SCHULTERGURTE

Die **neu gestaltete** Polsterung aus **latexfreiem Gewebe** gewährleistet optimalen Komfort.









REGULAR FIT UND TAILORED FIT, DIE NEUEN INTUITIVEN GRÖSSEN

Die Neudefinition der Größen macht die Wahl noch einfacher: **Regular Fit** steht für eine Orthese mit Standard-Passform; **Tailored Fit** eignet sich für Personen mit einer schmalere Taille.



Die ganze Linie auf einen Blick

		TAILORED FIT						REGULAR FIT							
		Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
		Beckenumfang cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135	Beckenumfang cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
 <p>Indikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lumbalgie • Lumboischialgie und Lumbocruralgie • Spondylarthrose und lumbale Diskopathien • Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur • Postoperative Behandlung • Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule • Behandlung von Brüchen der Querfortsätze 	<p>sat 1323 schmal</p>  <p>Höhe hinten 33 cm Höhe vorne 21 cm</p>							<p>sat 1355 schmal</p>  <p>Höhe hinten 32 cm Höhe vorne 20 cm</p>							
	<p>sat 1322 breit</p>  <p>Höhe hinten 38 cm Höhe vorne 23 cm</p>	<p>sat 1322 SH breit vorne abgesenkt</p>  <p>Höhe hinten 38 cm Höhe vorne 19 cm</p>							<p>sat 1354 breit</p>  <p>Höhe hinten 35 cm Höhe vorne 23 cm</p>						
	<p>sat 1321 hervorsteherender Bauch</p>  <p>Höhe hinten 38 cm Höhe vorne 31 cm</p>							<p>sat 1353 hervorsteherender Bauch</p>  <p>Höhe hinten 35 cm Höhe vorne 31 cm</p>							
	<p>sat 1336 mit Trägern</p>  <p>Höhe hinten 55 cm Höhe vorne 21 cm</p>							<p>sat 1335 mit Trägern</p>  <p>Höhe hinten 55 cm Höhe vorne 23 cm</p>							
<p>Indikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lumbalgie, Lumboischialgie und Lumbocruralgie • Spondylarthrose und lumbare Diskopatien • Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur • Postoperative Behandlung • Sinterung der Lendenwirbelsäule • Bruch-Behandlung bei transversalem Prozess • Degenerative lumbare Skoliose • Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule 															
<p>Indikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorsalgie auf Grund von Arthrose oder Kyphose • Folgebeschwerden von Brüchen im oberen Rückenwirbel- und/oder Lendenwirbelbereich • Folgebeschwerden von Rückenwirbelsinterungen aufgrund von Osteoporose oder Metastasen • Andere Indikationen auf ärztliche Verschreibung 															

Schmale Orthese

zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoformbarer Pelotte

REF. 1323 tailored fit

REF. 1355 regular fit

Option

9ST012/L Starre Stäbe optional 26 cm

Tailored fit

Höhe vorne 21 cm
Höhe hinten 33 cm

Regular fit

Höhe vorne 20 cm
Höhe hinten 32 cm



Breite Orthese

zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoformbarer Pelotte

REF. 1322 tailored fit

REF. 1322SH tailored fit
vorne abgesenkt

REF. 1354 regular fit

Option

9ST012/L Starre Stäbe
optional 30 cm

Tailored fit

Höhe vorne 23 cm
Höhe hinten 38 cm

**Tailored fit,
vorne abgesenkt**

Höhe vorne 19 cm
Höhe hinten 38 cm

Regular fit

Höhe vorne 23 cm
Höhe hinten 35 cm



Orthopädisches Mieder für hervorstehenden Bauch

zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule,
mit formstabiler, thermoformbarer Pelotte

REF. 1321 tailored fit

REF. 1353 regular fit

Option

9ST012/L Starre Stäbe
optional 30 cm

Tailored fit

Höhe vorne 31 cm
Höhe hinten 38 cm



**SEITLICHE
ÖFFNUNG**

Um das Anlegen
der Korsetts für
hervorstehenden
Bauch leicht und
einfach zu gestalten,
wurde eine seitliche
Öffnung vorgesehen.



Regular fit

Höhe vorne 31 cm
Höhe hinten 35 cm



Orthese mit Trägern

zum Stabilisieren und Entlasten der
Brust- und Lendenwirbelsäule, mit
formstabiler, thermoformbarer Pelotte

REF. 1336 tailored fit

REF. 1335 regular fit

Option

9ST012/L Starre Stäbe
optional 38 cm



Tailored fit

Höhe vorne 21 cm
Höhe hinten 55 cm



Regular fit

Höhe vorne 23 cm
Höhe hinten 55 cm





**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

sat-LINIE

Orthesen zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule oder Brust- und Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoformbarer Pelotte

Erhältlich in den Varianten:

**schmal • breit • für hervorstehender Bauch •
Orthese mit Trägern**

TAILORED FIT

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135

Artikelnummer REF. 1323	Artikelnummer REF. 1322	Artikelnummer REF. 1322 SH
Höhe vorne cm 21	Höhe vorne cm 23	Höhe vorne cm 19
Höhe hinten cm 33	Höhe hinten cm 38	Höhe hinten cm 38

Artikelnummer REF. 1321	Artikelnummer REF.1336
Höhe vorne cm 31	Höhe vorne cm 21
Höhe hinten cm 38	Höhe hinten cm 55

REGULAR FIT

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130

Artikelnummer REF. 1355	Artikelnummer REF. 1354
Höhe vorne cm 20	Höhe vorne cm 23
Höhe hinten cm 32	Höhe hinten cm 35

Artikelnummer REF. 1353	Artikelnummer REF. 1335
Höhe vorne cm 31	Höhe vorne cm 23
Höhe hinten cm 35	Höhe hinten cm 55



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RIGID
THERMOFORMABLE
PAD



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



orthoservice.com