

LINEA sat

L'evoluzione del successo
è un'eccellenza



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Le grandi novità della linea più amata e imitata



LA PROGETTAZIONE DEI TIRANTI ELASTICI

Il tessuto elastico a doppia banda parallela assicura trazione al centro e morbidezza sui bordi. **Anallergico (latex-free)**, non smaglia e non cede.

Il tradizionale sistema di verricelli consente di **raddoppiare la forza della chiusura** a parità di forza esercitata.



IL TOCCO DI FASHION DELLA TEXTURE

La texture del tessuto, moderna e dinamica, regala il **piacere estetico** che favorisce una nuova sicurezza di sé.



NUOVO TESSUTO: MASSIMO CONTENIMENTO, TENUTA E VESTIBILITÀ

Grazie al nuovo **tessuto rinforzato**, col **98% di cotone**, l'efficacia ortopedica, il comfort e la traspirabilità hanno raggiunto una qualità unica e inimitabile.

IL COMFORT DELLA SAGOMATURA INFERIORE

Il profilo del tutore a livello dell'attaccatura della gamba è stato sagomato per seguire perfettamente le linee del corpo.



2 PELOTTE IN OGNI CONFEZIONE

Pelotte addominale e dorsale di stabilizzazione già pronte all'uso.



Una linea già pronta alle sfide del futuro



LA PRESA FACILITATA DEI TIRANTI ELASTICI

Il **puntale in morbido materiale polimerico** dei tiranti facilita la presa sia indossando che togliendo il tutore.



IL BASSO PROFILO E LA PRATICITÀ DELLA CHIUSURA ANTERIORE

La chiusura è stata ridisegnata in modo che i bordi non si sovrappongano. La trazione è favorita dalla nuova **asola di presa pollice**.



L'IMBOTTITURA ANALLERGICA DEGLI SPALLACCI

Ridisegnata e realizzata in **tessuto latex-free**, l'imbottitura garantisce un comfort ottimale.















REGULAR FIT E TAILORED FIT, NUOVA DEFINIZIONE DELLE TAGLIE

Scegliere la taglia giusta è ancora più facile: **Regular Fit** indica un tutore dalla vestibilità standard; **Tailored Fit** è adatto per chi ha il girovita più stretto.



Tutta la linea a colpo d'occhio

		TAILORED FIT						REGULAR FIT							
		Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
		Circonf. Bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135	Circonf. Bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
 <p>Indicazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi 	<p>sat 1323 basso</p>  <p>h post. 33 cm h ant. 21 cm</p>														
	<p>sat 1355 basso</p>  <p>h post. 32 cm h ant. 20 cm</p>														
 <p>Indicazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale 	<p>sat 1322 alto</p>  <p>h post. 38 cm h ant. 23 cm</p>	<p>sat 1322 SH alto ribassato anteriormente</p>  <p>h post. 38 cm h ant. 19 cm</p>													
	<p>sat 1354 alto</p>  <p>h post. 35 cm h ant. 23 cm</p>														
 <p>Indicazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica • Altre indicazioni su prescrizione medica 	<p>sat 1321 addome prominente</p>  <p>h post. 38 cm h ant. 31 cm</p>														
	<p>sat 1353 addome prominente</p>  <p>h post. 35 cm h ant. 31 cm</p>														
	<p>sat 1336 spallaccio</p>  <p>h post. 55 cm h ant. 21 cm</p>														
	<p>sat 1335 spallaccio</p>  <p>h post. 55 cm h ant. 23 cm</p>														

Busto ortopedico basso

per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

REF. 1323 tailored fit

REF. 1355 regular fit

Option

9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

Tailored fit

h ant. 21 cm
h post. 33 cm

Regular fit

h ant. 20 cm
h post. 32 cm



Busto ortopedico alto e alto ribassato anteriormente

per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

REF. 1322 tailored fit

REF. 1322SH tailored fit ribassato anteriormente

REF. 1354 regular fit

Option

9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

Tailored fit

h ant. 23 cm
h post. 38 cm

Tailored fit, ribassato anteriormente

h ant. 19 cm
h post. 38 cm

Regular fit

h ant. 23 cm
h post. 35 cm



Busto ortopedico per addome prominente

per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

REF. 1321 tailored fit

REF. 1353 regular fit

Option


9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

Tailored fit
h ant. 31 cm
h post. 38 cm

APERTURA LATERALE

Per il rendere il busto per addome prominente facile e semplice da indossare è stata prevista un'apertura laterale.

Regular fit
h ant. 31 cm
h post. 35 cm



Busto ortopedico spallaccio

per la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili

REF. 1336 tailored fit

REF. 1335 regular fit

Option

9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38

Tailored fit
h ant. 21 cm
h post. 55 cm

Regular fit
h ant. 23 cm
h post. 55 cm





**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

LINEA sat

**Busti ortopedici per la stabilizzazione
e lo scarico del rachide lombare o dorso-lombare,
con pelotte rigide termoformabili**

Disponibili nelle varianti:

basso • alto • per addome prominente • spallaccio

TAILORED FIT

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. Bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135

Codice REF. 1323

Altezza ant. cm 21
Altezza post. cm 33

Codice REF. 1322

Altezza ant. cm 23
Altezza post. cm 38

Codice REF. 1322 SH

Altezza ant. cm 19
Altezza post. cm 38

Codice REF. 1321

Altezza ant. cm 31
Altezza post. cm 38

Codice REF. 1336

Altezza ant. cm 21
Altezza post. cm 55

REGULAR FIT

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. Bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130

Codice REF. 1355

Altezza ant. cm 20
Altezza post. cm 32

Codice REF. 1354

Altezza ant. cm 23
Altezza post. cm 35

Codice REF. 1353

Altezza ant. cm 31
Altezza post. cm 35

Codice REF. 1335

Altezza ant. cm 23
Altezza post. cm 55



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RIGID
THERMOFORMABLE
PAD



SOLO
RIVENDITORI
AUTORIZZATI

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



orthoservice.com