

dorsopull 74

Trasforma il busto
in uno spallaccio
in poche mosse

NOVITÀ



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

**SPALLACCI
REGOLABILI
IN LUNGHEZZA**

con rimando
elastico posteriore
per massimizzare
la forza esercitata

**STECHE
AUTO-
MOLDELLANTI**

per un ulteriore
rinforzo interno

**REALIZZATO
IN TESSUTO
IMBOTTITO**



L'innovazione a sostegno della colonna vertebrale



SCHELETRO RIGIDO

in lega di alluminio, **modellabile** e **radiotrasparente**. Può essere sfilato all'occorrenza

SEMPLICE DA APPLICARE,

fissandolo a Velcro® al busto **Lumbopull 70** o **72**



Lumbopull 70



Lumbopull 72

Quando usare Dorsopull 74

In quadri patologici che interessano anche il tratto del **rachide toracico**, lo schienale opzionale **Dorsopull 74** può essere abbinato a **Lumbopull 70** o **Lumbopull 72** trasformandolo così il busto in uno spallaccio.

Comfort e stabilità
per il rachide
dorso-lombare

dorsopull 74

Schienale per spallaccio per busto ortopedico Lumbopull

REF. 90074

Codice	REF.90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Colore: grigio scuro

Indicazioni

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



ANATOMICAL
FIT



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. +49 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better