

## LORSQUE LA COLONNE SE TASSE

Que ce soit pour l'évolution postopératoire ou pour le traitement conservateur, les bénéfices de l'immobilisation sont indispensables. Il est toutefois fondamental que l'immobilisation soit à la fois correcte et innovante au niveau du confort, autrement dit qu'elle permette de maintenir une position naturelle sans interférer avec la respiration et la circulation sanguine. C'est pourquoi l'orthèse doit être légère et doit pouvoir soutenir les postures du corps, tout en assurant une grande efficacité.



90CDP00048FR001\_0217



## stabil-T

Orthèse d'hyper-extension à 3 points

Code: REF.P1000										
Taille	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL	
Tour de bassin cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115	
Hauteur cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54	
Couleur blanche										

\*mesurée de la partie proximale du corps du sternum à la marge supérieure du pubis (tubercule pubien)

### INDICATIONS

- Fractures traumatiques (T10-L1/L2)
- Tassements vertébraux dorsaux et au passage dorso-lombaire sur base ostéoporotique ou métastatique (T10-L1/L2)
- Ostéomalacie avec fractures
- Arthrose dorso-lombaire
- Remplace le corset en plâtre

### CONTRE-INDICATIONS

Actuellement non connues



ORTHOSERVICE  
R+TEN

Take  
care  
feel  
better



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland  
Tel. 0041 91 8220088 - Fax 0041 91 8220089  
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com  
**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 7 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland  
Tel. 0049 (0)7221 9719780 - Fax 0049 (0)7221 9719782  
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de  
**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.  
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 - I-20123 Milano (MI) - Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina, 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia  
Tel. 0039 039 6014094 - Fax 0039 039 6014234  
info@roplusten.com - www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) - 6830 Chiasso (TI) - Switzerland

## stabil-T

Orthèse d'hyper-extension à 3 points  
REF. P1000



ORTHOSERVICE  
R+TEN

Take  
care  
feel  
better

# ORTHÈSE D'HYPER-EXTENSION À 3 POINTS IMMOBILISATION À 5 ÉTOILES

## CONFORT AMÉLIORÉ DANS LES DÉTAILS

Utilisant le principe de levier pour maintenir la colonne en extension, l'orthèse d'hyper-extension à trois points a déjà largement fait ses preuves. En effet, l'immobilisation en extension représente un traitement de choix et une alternative moderne à l'ancien corset en plâtre. À condition bien sûr que l'orthèse ne crée à son tour une gêne contreproductive. C'est la raison pour laquelle la recherche scientifique s'est concentrée sur de nouvelles approches.



## NOUVELLE STRUCTURE ULTRALÉGÈRE AVEC BORDS HYPER-ÉMOUSSÉS

Nouveau châssis à cadre en alliage léger d'aluminium, avec bords arrondis. Les courbures s'adaptent à la fonction et à la forme du corps. Les bords hyper-émoussés reposent délicatement sur la surface du corps, sans marquer la peau, sans effiler les sous-vêtements et sans créer aucune gêne.



## RÉGLAGES DES MONTANTS ET DE LA BARRE SUPÉRIEURE

Le réglage des montants verticaux se fait grâce à des vis, à extraire et à réinsérer dans les emplacements situés à la hauteur qui permet à la bande pelvienne d'appuyer correctement. La barre supérieure se règle de manière télescopique: il suffit de desserrer les fermetures, de faire glisser les deux segments l'un sur l'autre et de les resserrer une fois le réglage obtenu.



## NOUVELLES ARTICULATIONS AU NIVEAU DES AISSELLES

L'angle entre la barre supérieure et les montants verticaux latéraux peut être défini en fonction de la taille de chacun. Un mini-engrenage spécial à roue dentée permet de déterminer l'inclinaison optimale de la barre supérieure (pas de 7,5°) et de la conserver dans le temps (elle se règle uniquement lors de la première application).

## ARTICULATIONS INNOVANTES ENTRE MONTANT VERTICAL ET BANDE PELVIENNE

Technologiquement avancées, elles garantissent un bon basculement entre les montants verticaux et la bande pelvienne; elles sont légères, peu encombrantes et ne perdent pas leur élasticité. **AVEC NOUVEAU RESSORT EN POLYMÈRE** entièrement intégré dans la structure de l'articulation; si nécessaire, il peut être bloqué à 0° et à 18° (utile en cas de position assise prolongée comme, par exemple, chez les patients en fauteuil roulant). **PLUS LÉGÈRES**: conçues désormais en polymère, elles conservent leur robustesse tout en voyant leur poids réduit, au profit du confort global de l'orthèse. **AUTO-FLÉCHISSANTES**: pour s'adapter aux hanches particulièrement prononcées (ce qui est fréquent chez les personnes de sexe féminin), les articulations peuvent s'incliner de quelques degrés vers l'extérieur sans pour autant altérer le basculement vertical de la bande pelvienne.



## REMBOURRAGE MOELLEUX ET HYDROFUGE

Intérieur réalisé en polyéthylène, revêtu de similicuir atoxique particulièrement agréable au toucher et hydrofuge, utile en cas de rééducation en milieu aquatique.



## PELOTE STERNALE FLOTTANTE ET ASYMÉTRIQUE

Elle est dotée d'un double rembourrage à l'intérieur, pour un maximum de confort. Anatomiquement façonnée pour une distribution optimale de la pression, elle est asymétrique par rapport à son axe horizontal. Cela permet, en la faisant simplement tourner de 180°, de définir la distance souhaitée par rapport à la jugulaire en fonction de la conformation et de la stature du patient.



## NOUVEAU CEINTURON POSTÉRIEUR, MOINS ENCOMBRANT MAIS TOUT AUSSI EFFICACE

La hauteur du ceinturon postérieur ne dépasse pas les 40 mm. Étant tout aussi efficace en termes de traction, il est moins encombrant et moins restrictif.

## NOUVELLE BOUCLE RAPIDE DE FERMETURE

Du côté opposé à la fixation du ceinturon au montant vertical se trouve une boucle rapide **AVEC BOUTON DE SÉCURITÉ ORANGE**. Pouvant être actionnée facilement, même avec peu de force dans les mains (ce qui est fréquent chez les patients gériatriques), elle est dotée d'un nouveau design et s'actionne facilement à chaque fois que le patient retire ou enfle l'orthèse.



## NOUVELLE FIXATION DU CEINTURON

**LATÉRALE**, pour un accès plus facile lorsque le patient est étendu; **AVEC SYSTÈME DE FERMETURE AUTO-MORDANTE À TRIPLE PASSAGE**, sûre au niveau du maintien et peu encombrante.



## PLAQUE DORSO-LOMBAIRE

Confortable et résistante, elle peut être positionnée à la fois verticalement et horizontalement selon la prescription médicale.

