

Линия гиперэкстензионных корсетов

<p>e-STAB stabil-T modular plus35K modular plus35acqua modular plus45</p>	Травматические переломы (T10-L1/L2)
	Переломы в грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника (T10-L1/L2)
	Деструктивная остеомаляция и остеопороз
	Артроз груднопоясничного отдела позвоночника
	Замена гипсового корсета
<p>nhyco</p>	Экстензия и иммобилизация груднопоясничного отдела позвоночника
	Послеоперационная фиксация и лечение
	Гиперкифоз и искривление позвоночника
	Сужение межпозвонковых дисков вследствие остеопороза/при первичных и вторичных новообразованиях

ЛИНИЯ ГИПЕРЭКСТЕНЗОРОВ



e-STAB
АРТ.М22035
Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



stabil-T
АРТ.МР1000
Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



modular plus35K
АРТ.МР35K PLUS
Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



modular plus35acqua
АРТ.МР35A PLUS
Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией (подходит для водных процедур)



modular plus45
АРТ.МР45 PLUS
Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией и подвижной грудной пластиной



nhyco
АРТ.МД100
Корсет крестообразный



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato ACCREDITA
Всероссийский институт стандартизации



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)
6830 Chiasso (TI) · Switzerland

ЛИНИЯ ГИПЕРЭКСТЕНЗОРОВ

6 моделей с
разной
возможностью
фиксации



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

e-STAB

Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



APT.M22035

- 1 Телескопическая регулировка
- 2 Амортизирующая грудная пластина
- 3 Можно адаптировать область подмышечной впадины
- 4 Телескопический тазовый бандаж
- 5 Термоформованные и водоотталкивающие прокладки
- 6 Предварительная запатентованная регулировка ремня
- 7 Инновационная сетка для подбора размеров



Артикул: APT.M22035

Размер	1	1S	2	2S	3	3S
Обхват талии (см)	50-75		75-105		105-135	
Высота* (см)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

* от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

stabil-T

Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



APT.MP1000

- 1 Рамочный каркас из легкого алюминиевого сплава
- 2 Регулируемая грудная пластина
- 3 Регулируемый наклон в области подмышек
- 4 Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом
- 5 Мягкая водоотталкивающая подкладка



Артикул:	APT.MP1000									
Размер	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL	
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115	
Высота гиперэкстензора* (см)	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54	
Цвет	серый									

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

modular plus35K

Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией



APT.MP35K PLUS

- 1 Каркас из легкого алюминиевого сплава
- 2 Регулируемая грудная пластина
- 3 Регулирование с помощью винтов
- 4 Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом
- 5 Подкладка из пенополиуретана, покрытая нетоксичным кожзаменителем



Артикул:	APT.MP35K Plus										
Размер	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL		
Обхват талии (см)	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115		
Высота гиперэкстензора* (см)	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54		
Цвет	белый										

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

modular plus35acqua

Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией (подходит для водных процедур)



APT.MP35A PLUS

- 1 Каркас из легкого алюминиевого сплава
- 2 Регулируемая грудная пластина
- 3 Регулирование с помощью винтов
- 4 Подвижный тазовый бандаж с пружинным механизмом
- 5 Водонепроницаемая подкладка



Артикул:	APT.MP35A Plus							
Размер	S	M	M	L	L	XL	XL	
Обхват талии (см)	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Высота гиперэкстензора* (см)	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Цвет	белый							

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

modular plus45

Гиперэкстензионный модульный корсет с трехточечной фиксацией, с регулируемой грудной пластиной



APT.MP45 PLUS

- 1 Каркас из легкого алюминиевого сплава
- 2 Регулируемая грудная пластина
- 3 Регулирование с помощью винтов
- 4 Тазовый бандаж с пружинным механизмом
- 5 Подкладка из пенополиуретана, покрытая нетоксичным кожзаменителем
- 6 Зубчатая дискета в области подмышек для формирования правильного давления на грудь



Артикул:	APT.MP45 Plus							
Размер	S	M	M	L	L	XL	XL	
Обхват талии (см)	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Высота гиперэкстензора* (см)	30/37	34/42	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Цвет	белый							

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)

nhyco

Корсет крестообразный



APT.MD100

- 1 Каркас из легкого сплава алюминия Т6
- 2 Регулируемая грудная пластина
- 3 Регулируемые скользящие стержни
- 4 Поясничная пластина трех размеров
- 5 Подкладка из водонепроницаемого и нетоксичного материала EVA (без латекса)



Артикул:	APT.MD100		
Размер	S	R	L
Расстояние от грудины до лобка (см)	27/34	34/41	40/53
Максимальный обхват талии (см)	90	120	120
Цвет	белый		

*от верхнего края грудины (яремная вырезка) до верхнего края лобка (лобкового бугорка)