

# shouldfix light

Orthese zur Immobilisierung der Schulter

HMV: 23.09.01.0096

Artikelnummer	REF.20413
Größe	Einheitsgröße
Farbe	schwarz

Beideseitig anwendbar

## Indikationen

- Kurzfristige postoperative Ruhigstellung nach subakromialen Dekompressionen, Kalkentfernungen, Rotatorenmanschettennähten, Implantatentfernungen, Arthrolysen, Osteosynthesen, inversen Prothesen und vielen anderen
- Alle Krankheitsbilder, die eine frühfunktionelle Beübung benötigen (freie Beweglichkeit des Ellenbogens und des Handgelenks)
- Schulterprellungen
- Verstauchungen

## Kontraindikationen

- Zur Zeit keine bekannt



shouldfixlight

**Orthese** zur Immobilisierung der Schulter



www.orthoservice.com



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



# shouldfixlight

## Den Schmerz vermeiden und die Selbstheilungskräfte aktivieren

**Shouldfix light** findet Einsatz in der konservativen und postoperativen Nachbehandlung verschiedener Krankheitsbilder der Schulter.

**Shouldfix light** wurde konzeptioniert, um eine für den Patienten möglichst komfortable Immobilisierung der betroffenen Schulter zu ermöglichen, ohne den Patienten zu sehr einzuschränken. Mit dieser Orthese wird das moderne Konzept der frühfunktionellen Beübung der Schulter verfolgt, um

Schmerzen, Verspannungen und der Steife entgegenzuwirken, die mit einer konventionellen Immobilisierung, in strikter Innenrotation einhergehen können.

Die Indikationen der **Shouldfix light** sind sehr vielfältig und inkludieren alle Krankheitsbilder, die eine frühfunktionelle Beübung ermöglichen inklusive Schulterprellungen und Verstauchungen.



## FREIE BEWEGLICHKEIT FÜR ELLENBOGEN UND HANDGELENK

Die Orthese besteht aus einem individuell, leicht anzupassenden rutschfesten Bauchgurt sowie einer mit Klettverschluss versehenen Schlinge für den Oberarm, die am Bauchgurt befestigt wird. Hierdurch wird der Arm am Körper fixiert und gleichzeitig die freie Beweglichkeit des Ellenbogens und des Handgelenkes bewahrt.

## Wenn das Schultergelenk Unterstützung braucht, damit es heilen kann



## OPTIONALE FIXIERUNG DES UNTERARMS

Die zusätzlichen Schlingen für den Unterarm und die Hand sind optional und können bei Bedarf ebenfalls an den Bauchgurt angebracht werden.



Der Patientenkomfort wird durch das dünne, leichte und waschbare Textilgewebe erhöht, welches sogar das direkte Tragen auf der Haut ermöglicht.