

# shouldfix light

Orthèse d'immobilisation des épaules

Code	REF.20413
Mesure	universelle
Couleur	noir

ambidextre

## Indications

- Immobilisation postopératoire suite à une décompression sous-acromiale, une ablation des calcifications, une suture de la coiffe des rotateurs, des révisions, arthrolyses, ostéosynthèses, prothèses inversées et bien plus encore
- Tous les tableaux cliniques qui requièrent un exercice fonctionnel précoce (liberté de mouvement du coude et du poignet)
- Contusions
- Entorses

## Contre-indications

- Aucune connue à ce jour



shouldfixlight

Orthèse  
d'immobilisation  
des épaules



www.orthoservice.com



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better





# shouldfixlight

## Limiter la douleur et favoriser la guérison

**Shouldfix light** est utilisé pour le traitement conservateur et postopératoire de différentes pathologies de l'épaule.

C'est une orthèse conçue pour assurer l'immobilisation de l'épaule le plus confortablement possible, tout en évitant de limiter les mouvements de manière excessive.

D'après le concept le plus moderne d'exercice fonctionnel, il a été démontré qu'une immobilisation conventionnelle en rotation

interne du bras peut être responsable de la douleur, de la tension et de la rigidité: c'est pourquoi la configuration de base ne prévoit pas de fixation de l'avant-bras et du poignet.

L'application de **Shouldfix light** est optimale dans tous les tableaux cliniques qui recommandent un exercice fonctionnel précoce, comme les contusions et les entorses de l'épaule.



### MOBILITÉ DU COUDE ET DU POIGNET

L'orthèse est composée d'une ceinture abdominale et d'un brassard à Velcro®. La ceinture, réalisée avec des inserts antidérapants, peut s'adapter au patient et se régler facilement. Le brassard, à positionner au-dessus du coude, permet d'immobiliser le bras tout en préservant la liberté de mouvement du coude et du poignet.

## Lorsque l'épaule immobilisée guérit mieux, grâce à la liberté



### FIXATION DE L'AVANT-BRAS DISPONIBLE EN OPTION

L'avant-bras et le poignet du patient peuvent également se fixer à la ceinture abdominale, grâce à des bandes Velcro® facilement positionnables.



L'orthèse est entièrement réalisée en tissu léger, fin et très bien toléré, qui permet notamment de la porter en contact direct avec la peau, garantissant ainsi confort et praticité. L'orthèse est facilement lavable.