

# shouldfix 3

Orthèse d'immobilisation des épaules

Code	REF.20414			
Mesure	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
Longueur avantbras* cm	28/34	34/42	42/48	48/58
Couleur	noir			

ambidextre  
\*mesure prise du coude à l'extrémité du poing fermé

## Indications

- Contusions
- Entorses
- Luxations antérieures
- Fractures simples
- Immobilisation postopératoire suite à une arthroscopie de l'épaule, une endoprothèse ou un traitement de fracture

## Contre-indications

- Aucune connue à ce jour



# shouldfix 3

## Orthèse d'immobilisation des épaules



www.orthoservice.com



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



**shouldfix 3** représente la solution idéale pour l'immobilisation et la stabilisation de l'articulation de l'épaule dans la position classique de rotation interne

## Lorsque la guérison demande **précision et confort**

L'immobilisation de l'épaule en rotation interne exige que l'orthèse soit appliquée correctement. Il est donc fondamental que le patient soit en mesure de la retirer ou de l'enfiler facilement.



### **FERMETURE CORRECTE DES SANGLES GARANTIE**

Afin de simplifier le plus possible l'utilisation de l'orthèse, pour les patients comme pour les techniciens, les fermetures à Velcro®, anneaux et sangles suivent un code de couleurs: noir pour la bandoulière, blanc pour la ceinture à la taille. Impossible de se tromper.