

shouldercross

**Ortesi**  
funzionale di spalla

**NEW**



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# La spalla instabile ha il suo alleato: **Shouldercross**

## L'INSTABILITÀ DELLA SPALLA PUÒ ESSERE:

- **idiopatica:** in presenza di una congenita eccessiva elasticità-lassità delle strutture legamentose
- **microtraumatica:** frequente negli sportivi e dovuta alla ripetizione del gesto atletico ai gradi estremi dell'escursione articolare
- **post-traumatica:** perdita completa o parziale dei rapporti articolari tra testa omerale e glenoide.

## La nuova versione di **Shouldercross**, l'alternativa terapeutica innovativa

### In fase preventiva o post-traumatica

Indossare **Shouldercross** dalle 2 alle 6 ore durante attività sportive e lavorative "a rischio" contribuisce a stabilizzare l'articolazione: limita episodi lussativi e sublussativi, ridando fiducia al paziente.

### Nelle spalle lasse dolorose

L'utilizzo di **Shouldercross** dai 2 ai 4 mesi, associato a corretta riabilitazione, riduce i tempi di recupero e la percentuale di interventi di stabilizzazione necessari.

### In fase post-operatoria

**Shouldercross** consente una fase di recupero e di riabilitazione molto più tollerabile: assiste senza immobilizzare.

### In tutti i casi

È fortemente consigliato l'utilizzo di **Shouldercross** fino alla percezione di beneficio da parte del paziente.

## NUOVA PRESA BRACCIO REGOLABILE

La presa braccio può essere regolata mediante una **pratica chiusura a Velcro®** in modo da aderire perfettamente all'arto.

NEW



## TIRANTI ELASTICI DI RINFORZO A INCROCIO

limitano il movimento desiderato secondo prescrizione medica:

**posizionamento 1** o

**posizionamento 2**



**CONTENIMENTO ANCHE IN PARTE POSTERIORE**

## STRUTTURA IN TESSUTO BREATHSKILL

morbido e traspirante grazie alla **speciale tessitura che crea un disegno 3D**. La tramatura a rete esterna conferisce resistenza.



Innovativo e funzionale,  
stabilizza la spalla  
senza immobilizzarla.



### CINGHIA DI FISSAGGIO CONTROLATERALE REGOLABILE E IMBOTTITA

facile da chiudere mediante **sistema a fungo**. Stabilizza il tutore e ne impedisce la migrazione. È possibile ritagliare la cinghia a misura avendo l'accortezza di posizionare l'imbottitura sotto l'ascella.



# shouldercross

Ortesi funzionale di spalla

NEW

REF. 20726 DX

REF. 20726 SX

RDM. 2046386

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bicipite cm	22/26	26/30	30/35	35/40	40/45
Colore	grigio				

indicare destro o sinistro



RADIO  
LUCENT



LOW  
PROFILE



ANATOMICAL  
FIT



BREATHABLE



3D FABRIC



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



## Indicazioni

- Trattamento conservativo nelle instabilità post lussazione gleno-omerale sia anteriori che posteriori.
- Protezione nelle attività sportive o lavorative a rischio, in attesa di intervento o dopo intervento di stabilizzazione.
- Utile durante trattamento riabilitativo delle spalle iperlasse dolorose o con instabilità funzionale.
- Utile dopo interventi di riparazione di ampie lesioni di cuffia o nella gestione conservativa di rotture massive di cuffia.
- Utile nella gestione riabilitativa delle discinesie scapolari.

## Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta.



www.orthoservice.com



UNIGESTEN ISO 13485:2021  
UNI EN ISO 9001:2015



### Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



### ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

### ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

### OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

### RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better