

# elbo 2.0

Erkrankungen des Ellenbogengelenks, posttraumatisch, postoperativ oder aufgrund von Über- oder Fehlbelastungen, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Eine **Orthese zur Stabilisierung** ist dabei die optimale Lösung, sowohl unmittelbar nach einer Operation, um **Flexion-Extension** sowie **Pronosupination** vorübergehend einzuschränken, aber auch während der Rehabilitation, damit das Gewebe ausheilen kann und die Gelenkfunktion wieder hergestellt wird. In beiden Fällen muss die Orthese **funktionsoptimiert und bequem**, aber auch leicht vom Patienten selbst zu handhaben sein. Nur so kann das **Gelenk sicher und schnell heilen**.



9033P001160E0031Z20

## elbo 2.0

Verstellbare Ellenbogen-Teleskoporthese

HMV: 23.08.02.2005

Artikelnummer	REF.B1017
Größe	Einheitsgröße
Farbe	Schwarz

rechts oder links angeben

### Indikationen

- Mehrfachfrakturen des Ellenbogens, distale Humerusfraktur, proximale Frakturen von Radius und Ulna
- Postoperative Behandlung nach Eingriffen an Sehnen und Bändern
- Rehabilitation und Unterstützung bei der operativen und konservativen Therapie bei Ellenbogenfraktur
- Subluxation und Luxation des Ellenbogens
- Chronische Ellenbogenleiden
- Hyperextension des Ellenbogens
- Posttraumatische Behandlung

### Gegenanzeigen

- Derzeit keine bekannt



NEU

Option: M.B1018  
NEUE OPTION  
HANDAUFLAGE



# elbo 2.0

## Verstellbare Ellenbogen-Teleskoporthese



NEU



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com  
**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de  
**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 - I-20121 Milano (MI) - Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com - www.roplusten.com  
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) - 6830 Chiasso (TI) - Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

# NOCH NIE WAR EINE ELLENBOGEN-ORTHESE SO LEICHT ZU HANDHABEN

Alle Größen in einer Orthese, effektiv und  
einfach im Handling, Ihre ALL-IN-ONE-Lösung!

NEU

## NEUER TELESKOPSTAB, FÜR PERFEKTE JUSTIERUNG

Der seitliche Stab aus leichtem Aluminium ist teleskopisch und kann an zwei Stellen justiert werden: Unter und über dem Ellenbogen. Einfach die Lasche an den Schalen ziehen und je nach Umfang des Arms am Stab entlang ziehen. Das Einhaken im gewünschten Loch ist durch ein "Klick" zu hören. Dieses System ist sicher und kann sich nicht versehentlich lösen. Kein Problem mehr mit der richtigen Größe, man muss die Orthese nur beim ersten Mal akkurat einstellen.

## NEUES VEREINFACHTES GELENK MIT SICHERUNG

Das neue Gelenk aus Polycarbonat zum Einstellen der Flexion-Extension ist sehr einfach zu handhaben: Einfach die Laschen (weiss für Flexion und orange für Extension) nach aussen ziehen, den gewünschten Winkel mit der Scheibe einstellen und die Laschen wieder nach innen schieben. Das System ist auch sehr sicher, da der fixierte Winkel sich nicht versehentlich verstellen kann, etwa beim Stossen gegen eine harte Fläche. Extension verstellbar von 0° bis 90°. Flexion von 0° bis 120°.

## NEUE OPTION HANDAUFLAGE

## KUNSTSTOFF- SCHALEN

2 feste und 2 bewegliche Schalen, die um den Arm und Unterarm des Patienten gelegt werden und für schonende Immobilisation sorgen. Die Verschlussriemen sind in der Länge verstellbar: Einfach das Endstück abnehmen, den Riemen abschneiden und das Endstück wieder anbringen.



## THERMOGEGFORMTES POLSTER

Thermogeformte Polster aus doppelt beschichtetem MTP (Offenzelliges Polyurethanschaummaterial) gewährleisten Komfort und schützen überall vor Hautreizungen.

## VERSTELLBARER SCHULTERGURT

Der Schultergurt ist einfach zu handhaben: Das Ende mit dem Klettband durch den entsprechenden Ring über dem Handgelenk ziehen, umklappen und verschliessen. Wenn die richtige Länge eingestellt ist, kann der Patient den Schultergurt alleine anlegen, indem er nur den Haken am anderen Ende des Gurts am Ring fixiert. Aus weichem Samtgewebe mit Schulterpolster.



elbo 2.0