

# polFIT-LINIE



## polFIT 19

REF.P1119 R/L

Kurze Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer	REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L				
Größen	XS	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	20	20	20	20	20
Farbe	schwarz				

rechts oder links angeben



## polFIT 17

REF.P1117 R/L

Kurze Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



## polFIT 21

REF.P1121 R/L

Lange Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer	REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L			
Größen	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	26	26	26	26
Farbe	schwarz			

rechts oder links angeben



## polFIT 22

REF.P1122 R/L

Lange Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



www.orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

# polFIT-LINIE

## Eine komplette Reihe zum Ruhigstellen des Handgelenks



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

**KURZ**  
REF.P1119 R/L



polFIT 19

**KURZ FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1117 R/L



polFIT 17

**LANG**  
REF.P1121 R/L



polFIT 21

**LANG FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1122 R/L



polFIT 22

LÄNGE 20 CM

LÄNGE 26 CM

## Die Eigenschaften der polFIT-LINIE



1  
Komplett öffnbar auf der Rückseite



BREATHABLE



2  
Verschluss mit Schnallen und Klettbandern



EASY FASTENING



3  
Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe



3D FABRIC



4  
Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



5  
Verstärkungsschiene am Handrücken



6  
NUR polFIT 17 und polFIT 22  
Formstabile Schiene aus Aluminium für den Daumen, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation