

LIGNE **po**LFIT

Une gamme
complète
d'immobilisateurs
de poignet



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

COURTE
REF.P1119 R/L



COURTE AVEC POIGNET-POUCE
REF.P1117 R/L



LONGUE
REF.P1121 R/L



LONGUE AVEC POIGNET-POUCE
REF.P1122 R/L



LONGUEUR 20 CM

LONGUEUR 26 CM

Les caractéristiques de la LIGNE **poIFIT**



1 Ouverture dorsale complète



2 Fermeture par boucles et à courroies à Velcro®



3 Structure en tissu transpirant 3D



4 Baleine rigide en aluminium pour paume, préformée et modelable, sur ordonnance



5 Éclisses de renforcement dorsales



6 **SEULEMENT PoIFIT 17 et PoIFIT 22**
Baleine rigide en aluminium pour pouce, préformée et modelable, sur ordonnance



BREATHABLE



EASY FASTENING



3D FABRIC

LIGNE **polFIT**



polFIT 19

REF.P1119 R/L

Orthèse courte d'immobilisation du poignet, avec ouverture et baleine rigide modelable



polFIT 17

REF.P1117 R/L

Orthèse courte d'immobilisation du poignet-pouce, avec ouverture et baleines rigides modelables



polFIT 21

REF.P1121 R/L

Orthèse longue d'immobilisation du poignet, avec ouverture et baleine rigide modelable



polFIT 22

REF.P1122 R/L

Orthèse longue d'immobilisation du poignet-pouce, avec ouverture et baleines rigides modelables

Code

Mesure

Circ. poignet cm

Longueur cm

Couleur

REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L

S

M

L

XL

13/16

16/18

18/20

20/23

20

20

20

20

noir

préciser droit et gauche

Code

Mesure

Circ. poignet cm

Longueur cm

Couleur

REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L

S

M

L

XL

13/16

16/18

18/20

20/23

26

26

26

26

noir

préciser droit et gauche



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY
FASTENING



RADIO
LUCENT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Eco
attentive



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better