

LIGNE **polFIT****polFIT 19**

REF.P1119 R/L

Orthèse courte d'immobilisation du poignet, avec ouverture et baleine rigide modelable

Code	REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L				
Mesure	XS	S	M	L	XL
Circ. poignet cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Longueur cm	20	20	20	20	20
Couleur	noir				

indiquer droite ou gauche

**polFIT 17**

REF.P1117 R/L

Orthèse courte d'immobilisation du poignet-pouce, avec ouverture et baleines rigides modelables

**polFIT 21**

REF.P1121 R/L

Orthèse longue d'immobilisation du poignet, avec ouverture et baleine rigide modelable

Code	REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L			
Mesure	S	M	L	XL
Circ. poignet cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Longueur cm	26	26	26	26
Couleur	noir			

indiquer droite ou gauche

**polFIT 22**

REF.P1122 R/L

Orthèse longue d'immobilisation du poignet-pouce, avec ouverture et baleines rigides modelables



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

LIGNE **polFIT**

Une gamme
complète d'orthèses
d'immobilisation
du poignet



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

COURTE
REF.P1119 R/L



LONGUEUR 20 CM

COURTE AVEC POIGNET-POUCE
REF.P1117 R/L



LONGUE
REF.P1121 R/L



LONGUEUR 26 CM

LONGUE AVEC POIGNET-POUCE
REF.P1122 R/L



Les caractéristiques de la LIGNE **poIFIT**



Ouverture dorsale complète



BREATHABLE



Fermeture par boucles et à courroies à Velcro®



EASY FASTENING



Structure en tissu transpirant 3D



3D FABRIC



Baleine rigide en aluminium pour paume, préformée et modelable, sur ordonnance



Éclisses de renforcement dorsales



SEULEMENT PoIFIT 17 et PoIFIT 22

Baleine rigide en aluminium pour pouce, préformée et modelable, sur ordonnance