

LINEA **po**LFIT

Una linea
completa di
immobilizzatori
per polso



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

CORTO
REF.P1119 DX/SX



LUNGHEZZA 20 CM

CORTO CON PRESA POLLICE
REF.P1117 DX/SX



LUNGO
REF.P1121 DX/SX



LUNGHEZZA 26 CM

LUNGO CON PRESA POLLICE
REF.P1122 DX/SX



Le caratteristiche della LINEA polFIT



1 Completa apertura dorsale



2 Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®



3 Struttura in tessuto 3D traspirante



4 Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica



5 Stecche di rinforzo dorsali



6 **SOLO PolFIT 17 e PolFIT 22**
Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile su indicazione medica



BREATHABLE



EASY FASTENING



3D FABRIC

LINEA **polFIT**



polFIT 19

REF.P1119 DX/SX

Immobilizzatore corto per polso,
apribile; con stecca rigida modellabile



polFIT 17

REF.P1117 DX/SX

Immobilizzatore corto per polso con presa pollice,
apribile; con stecche rigide modellabili



polFIT 21

REF.P1121 DX/SX

Immobilizzatore lungo per polso,
apribile; con stecca rigida modellabile



polFIT 22

REF.P1122 DX/SX

Immobilizzatore lungo per polso con presa
pollice, apribile; con stecche rigide modellabili

Codice	REF.P1119 DX/SX · REF.P1117 DX/SX			
	S	M	L	XL
Taglia				
Circonferenza polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	20	20	20	20
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

Codice	REF.P1121 DX/SX · REF.P1122 DX/SX			
	S	M	L	XL
Taglia				
Circonferenza polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	26	26	26	26
Colore	nero			

indicare destro o sinistro



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY
FASTENING



RADIO
LUCENT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Eco
attentive

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better