

**PO|FIT-LINIE**

**Eine komplette  
Reihe zum  
Ruhigstellen des  
Handgelenks**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



**KURZ**  
REF.P1119 R/L



polFIT 19

LÄNGE 20 CM

**KURZ FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1117 R/L



polFIT 17

**LANG**  
REF.P1121 R/L



polFIT 21

LÄNGE 26 CM

**LANG FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1122 R/L



polFIT 22

## Die Eigenschaften der polFIT-LINIE



1  
Komplett öffnbar auf der Rückseite



BREATHABLE



2  
Verschluss mit Schnallen und Klettbandern



EASY FASTENING



3  
Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe



3D FABRIC



4  
Formstabile Schiene aus Aluminium für die Handfläche, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



5  
Verstärkungsschiene am Handrücken



6  
**NUR polFIT 17 und polFIT 22**  
Formstabile Schiene aus Aluminium für den Daumen, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation

# polFIT-LINIE



## polFIT 19

REF.P1119 R/L - HMV: 23.07.02.4030

Kurze Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



## polFIT 17

REF.P1117 R/L - HMV: 23.07.02.2020

Kurze Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer

REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L

Größen

**S**    **M**    **L**    **XL**

Handgelenkumfang in cm

13/16    16/18    18/20    20/23

Länge cm

20    20    20    20

Farbe

schwarz

rechts oder links angeben



## polFIT 21

REF.P1121 R/L - HMV: 23.07.02.4041

Lange Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



## polFIT 22

REF.P1122 R/L - HMV:

Lange Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer

REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L

Größen

**S**    **M**    **L**    **XL**

Handgelenkumfang in cm

13/16    16/18    18/20    20/23

Länge cm

26    26    26    26

Farbe

schwarz

rechts oder links angeben



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY  
FASTENING



RADIO  
LUCENT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Eco  
attentive

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

**Sede italiana: RO+TEN S.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento  
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)  
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better