


polFIT-LINIE



polFIT 17

REF.P1117 R/L

Kurze Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 19

REF.P1119 R/L

Kurze Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 21

REF.P1121 R/L

Lange Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 22

REF.P1122 R/L

Lange Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen; mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer	REF.P1117 R/L · REF.P1119 R/L				
Größen	XS	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	20	20	20	20	20
Farbe	schwarz				

rechts oder links angeben

Artikelnummer	REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L			
Größen	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	26	26	26	26
Farbe	schwarz			

rechts oder links angeben



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

polFIT-LINIE

Eine komplette
Reihe zum
Ruhigstellen des
Handgelenks



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

KURZ FÜR HANDGELENK UND DAUMEN

REF.P1117 R/L - Kurze Orthese
zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen;
mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 17

LÄNGE 20 CM

KURZ

REF.P1119 R/L - Kurze Orthese zum Ruhigstellen
des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen,
modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 19

LANG

REF.P1121 R/L - Lange Orthese zum Ruhigstellen
des Handgelenks, zum Öffnen; mit formstabilen,
modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 21

LÄNGE 26 CM

LANG FÜR HANDGELENK UND DAUMEN

REF.P1122 R/L - Lange Orthese
zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen;
mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



polFIT 22

Die Eigenschaften der polFIT-LINIE



1
Komplett öffnbar auf der
Rückseite



BREATHABLE



2
Verschluss mit Schnallen und
Klettbindern



EASY
FASTENING



3
Struktur aus atmungsaktivem
3D-Gewebe



3D FABRIC



4
Formstabile Schiene aus
Aluminium für die Handfläche,
vorgeformt und modellierbar
nach ärztlicher Indikation



5
Verstärkungsschiene des
Handrückens aus Aluminium,
modellierbar



6
NUR polFIT 17 und polFIT 22
Formstabile Schiene aus
Aluminium für den Daumen,
vorgeformt und modellierbar
nach ärztlicher Indikation