


Linia **polFIT**



polFIT 17

REF.P1117 R/L

Krótka orteza nadgarstka z ujęciem kciuka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



polFIT 19

REF.P1119 R/L

Krótka orteza nadgarstka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



polFIT 21

REF.P1121 R/L

Długa orteza nadgarstka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



polFIT 22

REF.P1122 R/L

Długa orteza nadgarstka z ujęciem kciuka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami

Kod	REF.P1117 R/L · REF.P1119 R/L				
Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Długość ortozy cm	20	20	20	20	20
Kolor	czarny				

prawy lub lewy

Kod	REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L			
Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Długość ortozy cm	26	26	26	26
Kolor	czarny			

prawy lub lewy



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

LINIA polFIT

Kompletna linia ortez nadgarstka



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

KRÓTKA Z UJĘCIEM KCIUKA

REF.P1117 R/L - Krótka orteza nadgarstka z ujęciem kciuka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



DŁUGOŚĆ 20 CM

KRÓTKA

REF.P1119 R/L - Krótka orteza nadgarstka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



DŁUGA

REF.P1121 R/L - Długa orteza nadgarstka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



DŁUGOŚĆ 26 CM

DŁUGA Z UJĘCIEM KCIUKA

REF.P1122 R/L - Długa orteza nadgarstka z ujęciem kciuka, otwarta, ze sztywnymi formowalnymi szynami



Charakterystyka linii polFIT



Całkowite otwarcie grzbietowe



Zapięcie na klamry i paski Velcro®



Oddychająca struktura tkaniny 3D



Wstępnie uformowana, sztywna aluminiowa szyna dłoniowa z możliwością formowania



Wzmocnione aluminiowafiszbiny grzbietowe, formowalny



TYLKO PolFIT 17 | PolFIT 22
Wstępnie uformowana, sztywna aluminiowa szyna na kciuk z możliwością formowania



BREATHABLE



EASY FASTENING



3D FABRIC