

ЛИНИЯ RO+TEN

Полная линия
лучезапястных
ортезов



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

КОРОТКИЙ

REF.P1119 R/L



длина 20 см

КОРОТКИЙ С ФИКСАЦИЕЙ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

REF.P1117 R/L



длина 20 см

ДЛИННЫЙ

REF.P1121 R/L



длина 26 см

ДЛИННЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

REF.P1122 R/L



Характеристики линии polFIT



1 Полное расстегивание с тыльной стороны



2 Застегивание с помощью пряжек и ремней на липучках Velcro®



3 Конструкция из дышащей 3D-ткани



4 Жесткая моделируемая шина из алюминия анатомической формы



5 Усиливающие пластиковые шины с тыльной стороны



6 Только для **PolFIT 17** и **PolFIT 22**; Жесткая моделируемая шина из алюминия анатомической формы для поддержки большого пальца

Линия polFIT



polFIT 19

REF.P1119 R/L

Орtez для кисти и запястья, короткий, разъемный, с жесткой моделируемой шиной

Код

Размер

Обхват запястья (см)

Длина ортеза (см)

Цвет

REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
20	20	20	20

черный

Правый / левый



polFIT 17

REF.P1117 R/L

Орtez для кисти и запястья, разъемный, короткий, с жесткими моделируемыми шинами для поддержки запястья и большого пальца



polFIT 21

REF.P1121 R/L

Орtez для кисти и запястья, длинный, разъемный, с жесткой моделируемой шиной

Код

Размер

Обхват запястья (см)

Длина ортеза (см)

Цвет

REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L

S	M	L	XL
13/16	16/18	18/20	20/23
26	26	26	26

черный

Правый / левый



polFIT 22

REF.P1122 R/L

Орtez для кисти и запястья, длинный, разъемный, с жесткими моделируемыми шинами для поддержки запястья и большого пальца



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



BREATHABLE



3D FABRIC



EASY
FASTENING



RADIO
LUCENT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Eco
attentive



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better