

# polFIT-LINIE



## polFIT 19

REF.P1119 R/L - HMV: 23.07.02.4030  
Kurze Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen, mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben

Artikelnummer	REF.P1119 R/L · REF.P1117 R/L			
Größen	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	20	20	20	20
Farbe	schwarz			

rechts oder links angeben



## polFIT 17

REF.P1117 R/L - HMV: 23.07.02.2020  
Kurze Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen, mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



## polFIT 21

REF.P1121 R/L - HMV: 23.07.02.4041  
Lange Orthese zum Ruhigstellen des Handgelenks, zum Öffnen, mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben


Artikelnummer	REF.P1121 R/L · REF.P1122 R/L			
Größen	S	M	L	XL
Handgelenkumfang in cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Länge cm	26	26	26	26
Farbe	schwarz			

rechts oder links angeben



## polFIT 22

REF.P1122 R/L - HMV: 23.07.02.2043  
Lange Orthese zum Ruhigstellen von Handgelenk und Daumen, zum Öffnen, mit formstabilen, modellierbaren Verstärkungsstäben



www.orthoservice.com



**Headquarter:** ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com  
**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de  
**Siedziba w Polsce:** ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl  
**Sede italiana:** RO+TEN S.r.l.  
**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
**Sede operativa e amministrativa:**  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento  
(art. 2497bis CC): Orthoservice AG (CH)  
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

# polFIT-LINIE

## Variable Versorgungs- lösungen für das Handgelenk



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

**KURZ**  
REF.P1119 R/L



polFIT 19

**KURZ FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1117 R/L



polFIT 17

**LANG**  
REF.P1121 R/L



polFIT 21

**LANG FÜR HANDGELENK  
UND DAUMEN** REF.P1122 R/L



polFIT 22

LÄNGE 20 CM

LÄNGE 26 CM

## Die Eigenschaften der polFIT-LINIE



1  
Komplett zu öffnen auf der Rückseite



BREATHABLE



2  
Variabler Verschluss über Klettbänder



EASY FASTENING



3  
Struktur aus atmungsaktivem 3D-Gewebe



3D FABRIC



4  
Formstabile Schiene aus Aluminium vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation



5  
Verstärkungsschiene am Handrücken



6  
NUR polFIT 17 und polFIT 22  
Formstabile Schiene aus Aluminium für den Daumen, vorgeformt und modellierbar nach ärztlicher Indikation