

EINE ORTHESE, MEHRERE ANWENDUNGEN:

ANWENDUNGEN

ZIEL

Post-Arthroskopie	▶ Anti-Ödem-Funktion, Kryotherapie und Bewegungskontrolle
Konservative Behandlung von Hüftgelenk-Dislokationen	▶ Bewegungskontrolle (Flexion, Extension und vor allem postoperative Abduktion/Adduktion)
Postoperativ (auch bei Prothesen oder Revisionen)	
Arthrose des Hüftgelenks	▶ Schmerzreduktion
Coxalgie oder inoperable Gelenkdeformierungen	

9DCDP00027DE008_04Z1



REF. 91007
Gelenkschiene für Hipocross

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
ORTHOERVICE POLSKA sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Hipocross

Orthese für das Hüftgelenk und bei Coxalgie

MiGel: 23.06.01.00.1

Artikelnummer	REF. 91006 (Hipocross)			
Größen	S	M	L	XL
Beckenumfang cm	72/93	93/116	116/140	140/165
Tailenumfang cm	65/84	84/109	109/140	140/170
Schenkelumfang cm	40/54	50/65	60/76	70/87
Farbe	schwarz			

Rechts oder links angeben

Artikelnummer	REF. 91007 (Gelenkschiene für Hipocross)
Größen	Universal
Farbe	schwarz

Rechts oder links angeben

INDIKATIONEN

- Arthroskopie-Nachbehandlung
- Postoperative Rehabilitation (in Funktion zum geforderten Stabilisierungsgrad)
- Konservative Behandlung von Hüftgelenk Dislokationen
- Hüftgelenk-Arthrose
- Coxalgie oder inoperable Gelenkdeformierungen

KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt



ORTHOERVICE
RO+TEN
Take care feel better

HIPOCROSS,
DAS **X** MACHT
DEN UNTERSCHIED

Leichtigkeit

Halt

Komfort

Sicherheit



ORTHOERVICE
RO+TEN
Take care feel better



STARRER STAB

Starrer Stab zum Blockieren des Gelenks in neutraler Flexion und Abduktion in den ersten Tagen nach einer Luxation.

GELENKSCIENE, DAS PLUS FÜR MEHR SICHERHEIT

Mit dem Gelenkschiene kontrollieren sie die:

- Adduktion durch das auf der Höhe des Trochanter majors positionierte Gelenk (Bedienung mittels Schraubenzieher), welches das Bein in die gewünschte Adduktionsposition bringt
- Flexion/Extension durch entsprechendes Gelenk - zwischen 0° und 120°



AUGENMERK AUF DIE DETAILS

KÄLTEGEL UND SPEZIELLES GEWEBE DER HOSE

Dank des speziellen Gewebes der Hose (stützende und komprimierende Eigenschaften) und der innenliegenden Tasche für das Kühl-Pad fördert die **Hipocross** die Resorption von Ödemen und lindert die Schmerzsymptomatik!

ZUGGURTE MIT 4 ÜBEREINANDERLIEGENDEN ELASTISCHEN BÄNDERN

Für die dynamische Anpassung der Adduktion wurden 2 robuste Zuggurte konzipiert, die sich **X-förmig** an der Seite kreuzen und so die vierfache "Gegenkraft" im Vergleich zu einem einzelnen elastischen Band entwickeln.

