

# LES NOUVEAUX AVANTAGES: PLUS DE **TECHNICITÉ**, **PROFIL PLAT**, **CONFORT INÉGALABLE.**

## NOUVELLE CAPACITÉ À RESPIRER ET DERMO-TOLÉRANCE

**BreathSkill**, le tissu qui compose la plus grande surface de contact des orthèses, a été créé pour laisser respirer la peau, notamment et surtout lors de la saison la plus chaude. Il a passé avec succès les tests scientifiques d'évaluation de la sécurité, sur la peau comme pour l'environnement.

## NOUVELLE COMPRESSION CIBLÉE

L'action synergique de **FlexSkill**, **BreathSkill** et **CompresSkill**, les 3 tissus qui composent la quasi-totalité des orthèses, assure support là où cela est nécessaire et douceur tout autour.

## MÉMOIRE ÉLASTIQUE

Tissus, sangles, inserts et fermetures restent performants au fil du temps. Ils conservent leur élasticité, leur résistance et, donc, leur efficacité..

## FACILES À PORTER

Encore plus faciles à enfiler et à porter, même pendant de longues périodes. Encore plus respirants, plus résistants et plus doux, grâce au flocage spécial du tissu **BreathSkill**. Car la guérison est plus facile grâce au confort et à la bonne humeur..



# L'ÉVOLUTION SE RETROUVE AUSSI DANS LES DÉTAILS:

## Systeme de fermeture symétrique breveté avec nouvelle boucle plate (genouillère des modèles 08, 08A, 15, 15A)



Alors que la fermeture symétrique facilite le positionnement correct de l'orthèse et l'empêche de bouger pendant le mouvement, la nouvelle boucle (réalisée dans un polymère particulier) combine prestations élevées et profil plat. Très légère et peu encombrante, elle peut effectuer des mouvements de torsion sur le plan horizontal et de basculement sur le plan vertical, s'adaptant ainsi parfaitement à la circonférence de la jambe.

## Easyskill : nouveau système de fermeture des genouillères (modèles ouverts)

La fermeture des genouillères ouvertes s'effectue en superposant et en fixant les deux rabats de l'orthèse, ce qui évite de devoir les enfiler par le pied. Mais plus la surface à superposer est grande, plus la force nécessaire à la fermeture est importante. C'est pourquoi ses rabats ont été repensés et « allégés ». Moins larges, plus pratiques et plus confortables.



## Fermeture intuitive des sangles : (Modèles 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)



Nouveau système de fermeture des sangles : il suffit d'accrocher les sangles à la fente prévue à cet effet, les tendre et les fermer grâce au Velcro®. Pratique et intuitif, il permet de conserver le réglage de la première application pour les applications successives.

## Clickclack : nouveau système de réglage extrêmement rapide de la flexion-extension, sans utiliser de tournevis

Certains modèles de genouillères sont munis du nouveau système de réglage de la flexion-extension. Il suffit d'ouvrir l'articulation en faisant coulisser latéralement les deux coques. Extraire ensuite les cales qui bloquent les butées et remplacer ces dernières selon le degré de flexion-extension fixé par le médecin. Il suffira ensuite de réinsérer les cales de blocage et de refermer enfin les deux coques jusqu'au clic



# GENUSKILL 60 / 63

## GENUSKILL 60, GENOUILLERE TUBULAIRE COURTE

CODE REF.33160

## GENUSKILL 63, GENOUILLERE TUBULAIRE COURTE AVEC ORIFICE ROTULIEN

CODE REF.33163



- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- Hauteur réduite
- (Uniquement Genuskill 63)  
Ouverture rotulienne
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33160 / REF.33163					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	27	27	27	27	27	27
Couleur	gris / Ambidextre					

### INDICATIONS :

- Gonalgies dues à des contusions
- Début d'arthrose
- Seulement Genuskill 60 : Entorses des ligaments collatéraux de type I
- Seulement Genuskill 60 : Tendinites
- Seulement Genuskill 63 : Chondropathie/chondromalacie fémoro-rotulienne
- Seulement Genuskill 63 : Prévention de la luxation de la rotule lors de la pratique sportive



## GENOUILLERE TUBULAIRE AVEC STABILISATEUR ROTULIEN



- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- **FlexSkill**, tissu bi-assemblé avec tissu technique
- Stabilisateur rotulien
- Baleines stabilisatrices latérales et médiales

**Code**  
**Mesure**  
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm  
**Longueur cm**  
**Couleur**

REF.33104	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34

gris / Ambidextre

### INDICATIONS:

- Gonalgies dues à des contusions
- Début d'arthrose
- Chondropathie/chondomalacie fémoro-rotulienne
- Légère instabilité rotulienne
- Prévention de la luxation de la rotule lors de la pratique sportive

# GENUSKILL 08 / 08A

## GENOUILLERE TUBULAIRE AVEC ATTELLES A SPIRALE ET STABILISATEUR ROTULIEN

CODE REF.33108

## GENOUILLERE OUVRANTE AVEC ATTELLES A SPIRALES

CODE REF.33108A



- (Uniquement GenuSkill08A) Ouverture en Velcro®, plus facile à referme
- (Uniquement GenuSkill08) **FlexSkill**, tissu bi-assemblé avec tissu technique
- (Uniquement GenuSkill08) Stabilisateur rotulien
- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- Baleines stabilisatrices latérales et médiales
- Sangles stabilisatrices supérieure et inférieure avec fermeture symétrique (anti-rotation)
  - Boucle articulée qui s'adapte automatiquement à la jambe
  - Languette en caoutchouc pour l'ouverture du Velcro®
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33108 / REF.33108A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	34	34	34	34	34	34
Couleur	gris / Ambidextre					

### INDICATIONS:

- Début de gonarthrose ou séquelles d'entorses avec légère laxité ligamentaire résiduelle des collatéraux (genou non opérable)
- Seulement Genuskill 08: Légère instabilité latéro-médiale de la rotule
- Seulement Genuskill 08: Arthrose fémoro-rotulienne



# GENUSKILL 15 / 15A

## GENOUILLERE TUBULAIRE AVEC TIGES ARTICULEES ET STABILISATEUR ROTULIEN

CODE REF.33115

## GENOUILLERE OUVRANTE AVEC TIGES ARTICULEES

CODE REF.33115A



- (Uniquement GenusSkill15A) Ouverture en Velcro®, plus facile à refermer
- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- (Uniquement GenusSkill 15) **FlexSkill**, tissu bi-assemblé avec tissu technique
- (Uniquement GenusSkill 15) Stabilisateur rotulien
- Tiges polycentriques stabilisatrices latérales et médiales (limitant également la flexion)
- Sangles stabilisatrices supérieure et inférieure avec fermeture symétrique (anti-rotation)
  - Boucle articulée qui s'adapte automatiquement à la jambe
  - Languette en caoutchouc pour l'ouverture du Velcro®
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33115/ REF.33115A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	34	34	34	34	34	34
Couleur	gris / Ambidextre					

### INDICATIONS:

- Gonarthrose ou séquelles d'entorses avec instabilité résiduelle des collatéraux (genou non opérable)
- Seulement Genuskill 15: Légère instabilité latéro-médiale de la rotule
- Seulement Genuskill 15: Arthrose fémoro- rotulienne



# GENUSKILL 22 / 22A

## GENOUILLERE COURT AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (TUBULAIRE)

CODE REF.33122

## GENOUILLERE COURT AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)

CODE REF.33122A



- (Uniquement GenuSkill 22A) Ouverture en Velcro®, plus facile à refermer
- (Uniquement GenuSkill 22) **FlexSkill**, tissu bi-assemblé avec tissu technique
- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- Articulation polycentrique réglable facilement de l'extérieur grâce aux axes
- (Uniquement GenuSkill 22) Stabilisateur rotulien
- Nouveau système de fermeture des sangles avec boucle de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33122 / REF.33122A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	34	34	34	34	34	34
Couleur	gris / Ambidextre					

### INDICATIONS:

- Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
- Prévention de récurrence de foulures LCM et LCL dans l'activité sportive
- Instabilité chronique latéro-médiale
- Arthrose fémoro-patellaire
- Instabilité arthrosique (genou non opérable)



## GENOUILLERE LONGUE AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)



- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- Ouverture en Velcro®, plus facile à refermer
- Articulation polycentrique réglable facilement de l'extérieur grâce aux axes
- Nouveau système de fermeture des sangles avec boucle de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation

**Code**  
**Mesure**  
**Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm**  
**Longueur cm**  
**Couleur**

REF.33124A

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

gris / Ambidextre

### INDICATIONS:

- Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
- Prévention de récurrence de foulures LCM et LCL dans l'activité sportive
- Instabilité chronique latéro-médiale
- Arthrose fémoro-patellaire
- Instabilité arthrosique (genou non opérable)

# GENUSKILL 26 / 26A

## GENOUILLERE COURT AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (TUBULAIRE)

CODE REF.33126

## GENOUILLERE COURT AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)

CODE REF.33126A



- (Uniquement GenuSkill 26A) Ouverture en Velcro®, plus facile à refermer
- (Uniquement GenuSkill 26) **FlexSkill**, tissu bi-assemblé avec tissu technique
- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- Nouvelle articulation polycentrique ClickClack réglable grâce aux butées (sans utiliser de tournevis)
- (Uniquement GenuSkill 26) Stabilisateur rotulien
- Nouveau système de fermeture des sangles avec boucle de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33126 / REF.33126A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm	34	34	34	34	34	34
Couleur	gris / Ambidextre					

### INDICATIONS:

- Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
- Prévention de récurrence de foulures LCM et LCL dans l'activité sportive
- Instabilité chronique latéro-médiale
- Arthrose fémoro-patellaire
- Instabilité arthrosique (genou non opérable)



## GENOUILLERE LONGUE AVEC TIGES ARTICULEES POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)



- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- Ouverture en Velcro®, plus facile à refermer
- Nouvelle articulation polycentrique ClickClack réglable grâce aux butées (sans utiliser de tournevis)
- Nouveau système de fermeture des sangles avec boucle de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation.

**Code**  
**Mesure**  
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm  
Longueur cm  
Couleur

REF.33128A

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

gris / Ambidextre

### INDICATIONS:

- Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
- Prévention de récurrence de foulures LCM et LCL dans l'activité sportive
- Instabilité chronique latéro-médiale
- Arthrose fémoro-patellaire
- Instabilité arthrosique (genou non opérable)

## GENOUILLERE POUR STABILISATION DE LA ROTULE



- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- Système d'alignement rotulien :
  - matériau expansé latéral en J
  - rotule de renfort et appui avec sangles à treuil (réglables)
- Baleines stabilisatrices latérales et médiales

<b>Code</b>	REF.33116					
<b>Mesure</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Longueur cm</b>	34	34	34	34	34	34
<b>Couleur</b>	gris / préciser droit e gauche					

### INDICATIONS:

- Lateral-medial instability of the patella
- Femoro-patellar arthrosis
- Gonarthrits

# malleoSkill 37

CODE REF.33137

## CHEVILLIERE

- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- Ouverture au talon

Code	REF.33137			
Mesure	S	M	L	XL
Circonf. cheville cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Couleur	gris / Ambidextre			

## INDICATIONS:

- Entorses tibio-tarsiennes de type I
- Tendinopathie du cou-de-pied et des péroniers



# malleoSkill 81

CODE REF.33181

## CHEVILLIERE AVEC TIRANTS ELASTIQUES CROISES ET BAGUETTES EN SPIRAL

- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- Ouverture au talon
- 2 baleines à spirale de renfort
- Sangles croisées sur le cou-de-pied, pour un maximum de stabilité

Code	REF.33181			
Mesure	S	M	L	XL
Circonf. col du pied-talon cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Couleur	gris / Ambidextre			

## INDICATIONS:

- Traitement conservateur après distorsions de degré II
- Tendinopathies aiguës
- Rééducation postopératoire
- Soutien de la reprise d'activités sportives après distorsions de degré II et III
- Arthralgies chroniques dues à une arthrose des articulations tibio-tarsiennes



## PROTECTION CUISSE

- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33133				
Mesure	S	M	L	XL	XXL
Tour de à mi-cuisse cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Couleur	gris / Ambidextre				

### INDICATIONS:

- Contractures et élongations musculaires de la cuisse
- Aide à la reprise de la pratique sportive après une blessure
- Prévention des contusions



## PROTEGE-MOLLET

- **BreathSkill**, tissu 3D avec trame externe en filet
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif

Code	REF.33134			
Mesure	S	M	L	XL
Tour de mollet cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Couleur	gris / Ambidextre			

### INDICATIONS:

- Contractures et élongations musculaires du mollet
- Aide à la reprise de la pratique sportive après un accident musculaire



## PROTEGE-COUDE

- **BreathSkill**, tissu **3D** avec trame externe en filet
- **CompresSkill**, filé multifibre élastique et compressif
- Sangle en Velcro® avec passant en nylon (augmentation de la pression sur l'avant-bras)

Code  
Mesure  
Circ. proximale avant-  
bras cm  
Couleur

REF.33132	XS	S	M	L	XL
	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
	gris / Ambidextre				

### INDICATIONS:

- Épichondylites et épitrochléites du coude
- Douleurs chroniques, bursites ou tendinites

# lumboSKILL 70 / 72

## CORSET BAS

CODE REF.33170

## CORSET HAUTE

CODE REF.33172



- Structure antérieure et latérale au design «dégressif» en polyester et élastomère
- Sangles de maintien à large couverture
- Baleines de renfort, à spirale oblique
- Fermeture en Velcro®

Code	REF.33170					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. taille cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Hauteur ant. cm	20	20	20	20	20	20
Hauteur post. cm	26	26	26	26	26	26
Couleur	gris					

Code	REF.33172					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. taille cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Hauteur ant. cm	22	22	22	22	22	22
Hauteur post. cm	32	32	32	32	32	32
Couleur	gris					

### INDICATIONS:

- Lombalgies
- Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Seulement LumboSkill72: Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Seulement LumboSkill72: Traitement de la fracture des processus transversaux

4 guides pour baleines auto-modelantes (fournies) ou rigides renforcées (en option)

BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet

