

I NUOVI VANTAGGI: MAGGIORE **TECNICITÀ**, BASSO **PROFILO**, IMPAREGGIABILE **COMFORT**.

NUOVA TRASPIRABILITÀ E DERMOTOLLERABILITÀ

BreathSkill, il tessuto che costituisce la maggior superficie di contatto delle ortesi, è stato creato per lasciar respirare la cute, anche e soprattutto nella stagione più calda. Ha superato i test scientifici di valutazione per la sicurezza, sia sulla cute che per l'ambiente.

NUOVA COMPRESSIONE MIRATA

L'azione sinergica di **FlexSkill**, **BreathSkill** e **CompresSkill**, i 3 tessuti che compongono la quasi totalità delle ortesi, assicura supporto dove serve e gentilezza tutt'intorno.

MEMORIA ELASTICA

Tessuti, tiranti, inserti e chiusure mantengono inalterate nel tempo le loro prestazioni. Non perdono l'elasticità, la resilienza e quindi l'efficacia.

IRRINUNCIABILE VESTIBILITÀ

Sempre più facili da indossare e da portare, anche per tempi prolungati. Sempre più traspiranti, sempre più resistenti e morbidi grazie alla speciale floccatura del tessuto **BreathSkill**. Perché la guarigione è facilitata dal comfort e dal buon umore.



L'EVOLUZIONE STA ANCHE NEI DETTAGLI:

Sistema di chiusura simmetrico brevettato con nuova fibbia di basso profilo (ginocchiere modelli 08, 08A, 15, 15A)



Mentre la chiusura simmetrica rende più agevole il corretto posizionamento dell'ortesi e si oppone alla migrazione durante il movimento, la nuova fibbia, realizzata in un particolare polimero, coniuga alte prestazioni al basso profilo.

Leggerissima e per nulla ingombrante, può effettuare sia movimenti di torsione sul piano orizzontale che di basculamento sul piano verticale, adattandosi perfettamente alla circonferenza di ogni gamba.

Easyskill: nuovo sistema di chiusura ginocchiere (modelli aperti)

La chiusura delle ginocchiere aperte si effettua sovrapponendo e fissando le due alette del tutore, il che evita di doverle calzare dal piede.

Ma più è grande la superficie da sovrapporre maggiore è la forza necessaria alla chiusura.

Ecco perché le sue alette sono state ridisegnate e "alleggerite". Meno ampie, più pratiche, più confortevoli.



Chiusura intuitiva delle cinghie: (Modelli 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)



È nuovo il sistema di chiusura delle cinghie: basta agganciare le cinghie all'apposita asola, portarle in tensione e chiudere a Velcro®. Pratico e intuitivo, non fa perdere la regolazione nelle applicazioni successive alla prima.

Clickclack: nuovo rapidissimo sistema di regolazione della flessione estensione senza cacciavite

Alcuni modelli di ginocchiere montano il nuovo sistema di regolazione della Flessione Estensione. Basta aprire lo snodo facendo scorrere lateralmente i due gusci, estrarre i fermi che bloccano i cunei e sostituire questi ultimi secondo il grado di flessione/estensione stabilito dal medico. Poi basterà reinserire i fermi di blocco e infine richiudere i due gusci fino allo scatto.



GENUSKILL 60 / 63

GENUSKILL 60, GINOCCHIERA TUBOLARE CORTA

CODICE REF.33160

GENUSKILL 63, GINOCCHIERA TUBOLARE CORTA CON FORO ROTULEO

CODICE REF.33163



- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- Altezza ridotta
- (Solo GenuSkill 63) Foro rotuleo
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo,

Codice	REF.33160 / REF.33163					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	27	27	27	27	27	27
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- (Solo GenuSkill 60) Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- (Solo GenuSkill 60) Tendiniti
- (Solo GenuSkill 63) Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- (Solo GenuSkill 63) Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



GINOCCHIERA TUBOLARE CON STABILIZZATORE ROTULEO



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- Stabilizzatore rotuleo
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali

Codice
Taglia
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm
Lunghezza cm
Colore

REF.33104

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
34	34	34	34	34	34

grigio / ambidestro

INDICAZIONI:

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

GENUSKILL 08 / 08A

GINOCCHIERA TUBOLARE CON STECCHE A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO

CODICE REF.33108

GINOCCHIERA APRIBILE CON STECCHE A SPIRALE

CODICE REF.33108A



- (Solo GenuSkill08A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill08) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- (Solo GenuSkill08) Stabilizzatore rotuleo
- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali
- Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore con chiusura simmetrica (anti rotazione)
 - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
 - Linguetta gommosa per l'apertura del Velcro®
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33108 / REF.33108A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- (Solo GenuSkill 08) Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- (Solo GenuSkill 08) Artrosi femoro-rotulea



GENUSKILL 15 / 15A

GINOCCHIERA TUBOLARE CON ASTE ARTICOLATE E STABILIZZATORE ROTULEO

CODICE REF.33115

GINOCCHIERA APRIBILE CON ASTE ARTICOLATE

CODICE REF.33115A



- (Solo GenuSkill15A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- (Solo GenuSkill 15) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- (Solo GenuSkill 15) Stabilizzatore rotuleo
- Aste policentriche stabilizzanti laterali e mediali (anche limitanti la flessione)
- Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore con chiusura simmetrica (anti rotazione)
 - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
 - Linguetta gommosa per l'apertura del Velcro®
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice
Taglia
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm
Lunghezza cm
Colore

REF.33115/ REF.33115A

	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- (Solo GenuSkill 15) Lieve instabilità latero-mediata della rotula
- (Solo GenuSkill 15) Artrosi femoro-rotulea



GENUSKILL 22 / 22A

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (TUBOLARE)

CODICE REF.33122

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)

CODICE REF.33122A



- (Solo GenuSkill 22A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill 22) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni
- (Solo GenuSkill 22) Stabilizzatore rotuleo
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33122 / REF.33122A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-gancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.

Codice	REF.33124A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

GENUSKILL 26 / 26A

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (TUBOLARE)

CODICE REF.33126

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)

CODICE REF.33126A



- (Solo GenuSkill 26A) Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- (Solo GenuSkill 26) **FlexSkill**, tessuto bi-accoppiato con tessuto tecnico
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Nuovo snodo policentrico **ClickClack** regolabile tramite cunei (no cacciavite)
- (Solo GenuSkill 26) Stabilizzatore rotuleo
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice	REF.33126 / REF.33126A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / ambidestro					

INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Apertura a Velcro®, più facile da chiudere
- Nuovo snodo policentrico **ClickClack** regolabile tramite cunei (no cacciavite)
- Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad aggancio-gancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.

Codice
Taglia
Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm
Lunghezza cm
Colore

REF.33128A

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

grigio / ambidestro

INDICAZIONI:

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

GINOCCHIERA PER STABILIZZAZIONE ROTULEA



- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- Sistema di allineamento rotuleo:
 - materiale espanso laterale a J
 - patella di rinforzo e spinta con tiranti a verricello (regolabili)
- Stecche stabilizzanti laterali e mediali

Codice	REF.33116					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34
Colore	grigio / indicare destro o sinistro					

INDICAZIONI:

- Instabilità latero-mediatale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi

malleoSKILL 37

CODICE REF.33137

CAVIGLIERA

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Apertura al tallone

Codice	REF.33137			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	grigio / ambidestro			

INDICAZIONI:

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei



malleoSKILL 81

CODICE REF.33181

CAVIGLIERA CON TIRANTI A 8 E STECCHE A SPIRALE

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Apertura al tallone
- 2 Stecche a spirare di rinforzo
- Cinturini ad incrocio sul collo del piede, per la massima stabilità.

Codice	REF.33181			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza collo del piede - tallone cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Colore	grigio / ambidestro			

INDICAZIONI:

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica.



mioSKILL 33

CODICE REF.33133

SUPPORTO PER COSCIA

- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice
Taglia
Circonferenza a
metà coscia cm
Colore

REF.33133

S	M	L	XL	XXL
48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
grigio / ambidestro				

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni



mioSKILL 34

CODICE REF.33134

SUPPORTO PER POLPACCIO

- **BreathSkill**, tessuto 3D con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo

Codice
Taglia
Circonferenza
polpaccio cm
Colore

REF.33134

S	M	L	XL
33/35	35/38	38/43	43/48
grigio / ambidestro			

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare



GOMITIERA

- **BreathSkill**, tessuto **3D** con trama esterna a rete
- **CompresSkill**, filato multifibra elastico e compressivo
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon (aumento della pressione sull'avambraccio)

Codice	REF.33132				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. prossimale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colore	grigio / ambidestro				

INDICAZIONI:

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

lumboSKILL 70 / 72

CORSETTO BASSO

CODICE REF.33170

CORSETTO ALTO

CODICE REF.33172



- Struttura anteriore e laterale a disegno "degressivo" in poliestere ed elastomero
- Tiranti ad alta copertura, contenitivi
- Stecche di rinforzo, a spirale oblique
- Chiusura a Velcro®

Codice	REF.33170					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	20	20	20	20	20	20
Altezza post. cm	26	26	26	26	26	26
Colore	grigio					

Codice	REF.33172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza ant. cm	22	22	22	22	22	22
Altezza post. cm	32	32	32	32	32	32
Colore	grigio					

INDICAZIONI:

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- (Solo LumboSkill 72) Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- (Solo LumboSkill 72) Trattamento della frattura dei processi trasversi

4 guide per stecche automodellanti (in dotazione) o rigide rinforzate (optional)

BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete

