

# DIE NEUE VORZÜGE: FUNKTIONSOPTIMIERT, EXTRAFLACH, UNGLAUBLICH BEQUEM.

## NOCH ATMUNGSAKTIVER UND HAUTVERTRÄGLICHER

**BreathSkill**, das Gewebe, aus dem die meisten Kontaktflächen der Orthese gefertigt sind, lässt die Haut atmen, besonders in der warmen Jahreszeit. Die Haut- und Umweltverträglichkeit des Gewebes wurde durch wissenschaftliche Tests nachgewiesen.

## GEZIELTERE KOMPRESSION

Durch das Zusammenwirken der drei Gewebesorten **FlexSkill**, **BreathSkill** und **CompresSkill**, aus denen die Orthese vorwiegend besteht, wird dort gestützt, wo es nötig ist, ohne einzuengen.

## RÜCKVERFORMUNG

Gewebe, Gurte, Einsätze und Verschlüsse behalten ihre Funktion langfristig bei, bleiben elastisch, strapazierfähig und somit wirksam..

## HERVORRAGENDER SITZ

Jetzt noch leichter anzulegen und zu tragen, auch über längere Zeit. Noch atmungsaktiver, strapazierfähiger und weicher durch die spezielle aufgeraute Gewebeoberfläche von **BreathSkill**. So wird der Heilungsprozess komfortabel und macht gute Laune.



# WEITERENTWICKLUNG BIS INS KLEINSTE DETAIL

Patentiertes **symmetrisches Verschlusssystem** mit neuer **extraflacher Schnalle** (Kniebandagen Modelle 08, 08A, 15, 15A)



Durch den symmetrischen Verschluss kann die Orthese leicht positioniert werden und sitzt stets korrekt. Die neue Schnalle aus Spezialkunststoff ist nicht nur funktionsoptimiert, sondern zudem auch noch extraflach. Superleicht und nicht auftragend macht der Verschluss sowohl horizontal, als auch vertikal alle Bewegungen mit und passt sich perfekt an den Umfang des Beins an.

## **Easyskill: das neue Verschlusssystem für Kniebandagen (offene Modelle)**

Offene Kniebandagen werden geschlossen, indem die beiden Seiten der Orthese übereinander gelegt und fixiert werden, das heisst, sie müssen nicht über den Fuss gezogen werden. Je grösser jedoch der Teil ist, der sich überlappt, umso fester muss der Verschluss sein. Deshalb wurden die Seitenteile überarbeitet und "leichter" gemacht. Schmäler, praktischer und bequemer.



## Bedienerfreundliche Gurte: (Modelle 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)



Das neue Verschlusssystem für die Gurte: einfach in die entsprechende Öse einhaken, spannen und mit dem Klettband verschliessen. Praktisch und intuitiv, wobei die Einstellungen beim ersten Anlegen beibehalten werden.

## Klickverschluss: neue, superschnelle Einstellung der Extension/Flexion ohne Schraubenzieher

Einige Kniebandagen-Modelle sind mit dem neuen Extension/Flexion - Verstellsystem ausgestattet. Hierbei wird einfach das Gelenk geöffnet und die beiden Schalen werden seitlich verschoben. Dann wird die Extension/Flexion nach den Vorgaben des Arztes durch Herausziehen bzw. Verstellen der Fixierstifte justiert. Anschliessend werden die Fixierstifte wieder eingesetzt und die beiden Schalen geschlossen, bis sie einrasten.



# GENUSKILL 60 / 63

## GENUSKILL 60, KURZE KnieBANDAGE ZUM ÜBERZIEHEN

CODE REF.33160

## GENUSKILL 63, KURZE KnieBANDAGE ZUM ÜBERZIEHEN MIT KNIESCHEIBEN-ÖFFNUNG

CODE REF.33163



- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Flacher
- (Nur Genuskill 63)  
Kniescheiben-Öffnung
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code Größen Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte Länge cm Farbe	REF.33160 / REF.33163					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	27	27	27	27	27	27

grau / Beidseitig anwendbar

### INDIKATIONEN:

- Knieschmerzen aufgrund von Kontusionen
- Anfangsstadium der Arthrose
- Nur Genuskill 60: Stauchungen  
1. Grades der Außen- und Innensehnen
- Nur Genuskill 60: Tendinitis
- Nur Genuskill 63: Femoro-patellare  
Chondropathia/Chondromalacia
- Nur Genuskill 04/63: Schutz vor Patellaluxation während  
sportlicher Aktivitäten



## KURZE KNIEBANDAGE ZUM ÜBERZIEHEN MIT KNIESCHEIBEN-STABILISATOR



- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **FlexSkill**, zweischichtiges Funktionsgewebe
- Kniescheiben-Stabilisator
- Stäbe für die medial-laterale Stabilisation

Code  
Größen  
Umfang Oberschenkel 15 cm  
oberhalb der Patellamitte  
Länge cm  
Farbe

REF.33104	XS	S	M	L	XL	XXL
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34

grau / Beidseitig anwendbar

### INDIKATIONEN:

- Knieschmerzen aufgrund von Kontusionen
- Anfangsstadium der Arthrose
- Femoro-patellare Chondropathia/Chondromalacia
- Leichte patellare Instabilität
- Schutz vor Patellaluxation während sportlicher Aktivitäten

# genuSKILL 08 / 08A

**KNIEBANDAGE ZUM ÜBERZIEHEN  
MIT SPIRALSTÄBEN UND  
KNIESCHEIBEN-STABILISATOR**

CODE REF.33108

**KNIEBANDAGE ZUM ÖFFNEN  
MIT SPIRALSTÄBEN**

CODE REF.33108A




- (Nur GenuSkill08A) Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- (Nur GenuSkill08) **FlexSkill**, zweischichtiges Funktionsgewebe
- (Nur GenuSkill08) Kniescheiben-Stabilisator
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Stäbe für die medial-laterale Stabilisation
- Obere und untere Stabilisierungsurte mit symmetrischem Verschluss (verdrehungssicher)
  - Gelenkschnalle mit automatischer Anpassung
  - Klettverschluss mit praktischer Gummilasche
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code	REF.33108 / REF.33108A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	34	34	34	34	34	34
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar					

## INDIKATIONEN:

- Anfangsstadium der Kniearthrose oder Folgen von Stauchungstraumata mit leichtem verbleibenden Wackelgelenk der Seitenbänder (inoperables Knie)
- Nur GenuSkill 08: Leichte lateromediale Instabilität des Knies
- Nur GenuSkill 08: Femoro-patellare Arthrose



# GENUSKILL 15 / 15A

## KNIEBANDAGE ZUM ÜBERZIEHEN MIT GELENKSTÄBEN UND KNIESCHEIBEN -STABILISATOR

CODE REF.33115

## KNIEBANDAGE ZUM ÖFFNEN MIT GELENKSTÄBEN

CODE REF.33115A



- (Nur Genuskill15A) Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- (Nur Genuskill 15) **FlexSkill**, zweischichtiges Funktionsgewebe
- (Nur Genuskill 15) Kniescheiben-Stabilisator
- Polyzentrische Stäbe für die medial-laterale Stabilisation (Begrenzung der Flexion möglich)
- Obere und untere Stabilisierungsurte mit symmetrischem Verschluss (verdrehungssicher)
  - Gelenkschnalle mit automatischer Anpassung
  - Klettverschluss mit praktischer Gummilasche
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code	REF.33115/ REF.33115A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	34	34	34	34	34	34
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar					

### INDIKATIONEN:

- Gonarthrose oder Folgebeschwerden von Distorsionen mit verbleibender Instabilität der Seitenbänder (inoperables Knie)
- Nur Genuskill 15: Leichte lateromediale Instabilität des Knies
- Nur Genuskill 15: Femoro-patellare Arthrose



# genusKILL 22 / 22A

**KURZE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION (RÖHRENFORM)**

CODE REF.33122

**KURZE, OFFENE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION**

CODE REF.33122A



- [Nur GenuSkill 22A] Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- [Nur GenuSkill 22] **FlexSkill**, zweischichtiges Funktionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Polyzentrisches Gelenk, leicht von aussen mit Stiften verstellbar
- [Nur GenuSkill 22] Kniescheiben-Stabilisator
- Neues Verschlusssystem mit Schnallen zum Ein- und Aushaken, Gurtwinde und Klettverschluss.
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code	REF.33122 / REF.33122A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	34	34	34	34	34	34
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar					

## INDIKATIONEN:

- Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen-oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
- Vorbeugung von Rückfällen bei sportlich bedingten medialen und lateralen Innenbandzerrungen
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)





# genusKILL 24A

CODE REF.33124A

LANGE, OFFENE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION



- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- Polyzentrisches Gelenk, leicht von aussen mit Stiften verstellbar
- Neues Verschlusssystem mit Schnallen zum Ein- und Aushaken, Gurtwinde und Klettverschluss.

Code  
Größen  
Umfang Oberschenkel 15 cm  
oberhalb der Patellamitte  
Länge cm  
Farbe

REF.33124A

XS	S	M	L	XL	XXL
33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
41	41	41	41	41	41

grau / Beidseitig anwendbar

## INDIKATIONEN:

- Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen- oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
- Vorbeugung von Rückfällen bei sportlich bedingten medialen und lateralen Innenbandzerrungen
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)



# genusKILL 26 / 26A

**KURZE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION (RÖHRENFORM)**

CODE REF.33126

**KURZE, OFFENE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION**

CODE REF.33126A



- (Nur GenuSkill 26A) Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- (Nur GenuSkill 26) **FlexSkill**, zweischichtiges Funktionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Neues polyzentrisches Klick-Gelenk, mit Stiften verstellbar (ohne Schraubenzieher)
- (Nur GenuSkill 26) Kniescheiben-Stabilisator
- Neues Verschlusssystem mit Schnallen zum Ein- und Aushaken, Gurtwinde und Klettverschluss.
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code	REF.33126 / REF.33126A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	34	34	34	34	34	34
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar					

## INDIKATIONEN:

- Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen-oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
- Vorbeugung von Rückfällen bei sportlich bedingten medialen und lateralen Innenbandzerrungen
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)



# genusKILL 28A

CODE REF.33128A

LANGE, OFFENE KNIEORTHESE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN ZUR EINSTELLUNG DER FLEXION/EXTENSION



- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Klettverschluss, jetzt noch praktischer
- Neues polyzentrisches Klick-Gelenk, mit Stiften verstellbar (ohne Schraubenzieher)
- Neues Verschlusssystem mit Schnallen zum Ein- und Aushaken, Gurtwinde und Klettverschluss.

Code  
Größen  
Umfang Oberschenkel 15 cm  
oberhalb der Patellamitte  
Länge cm  
Farbe

REF.33128A	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge cm	41	41	41	41	41	41
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar					

## INDIKATIONEN:

- Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen-oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale laterale)
- Vorbeugung von Rückfällen bei sportlich bedingten medialen und lateralen Innenbandzerrungen
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellararthrose
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)



## KNIEBANDAGE FÜR KNIESCHEIBEN-STABILISATION



- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- Kniescheiben-Ausrichtung:
  - Seitliche Schale aus Schaumstoff
  - Patella für entsprechende Aussteifung und Druck, mit Gurtwinde (verstellbar)
- Stäbe für die medial-laterale Stabilisation

<b>Code</b>	REF.33116					
<b>Größen</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Umfang Oberschenkel 15cm oberhalb der Patellamitte</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Länge cm</b>	34	34	34	34	34	34
<b>Farbe</b>	grau / rechts oder links angeben					

### INDIKATIONEN:

- Lateral-mediale Instabilität des Knies
- Femoro-patellare Arthrose
- Gonarthrose

# malleoSKILL 37

CODE REF.33137

## KNÖCHELBANDAGE

- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- Fersenöffnung

Code  
Größen  
Knöchelumfang cm  
Farbe

REF.33137

S	M	L	XL
15/20	20/25	25/30	30/36

grau / Beidseitig anwendbar

### INDIKATIONEN:

- Stauchungstraumata des Tibiotarsus 1. Grades
- Tendinopathien des Spanns und der Peronealsehnen



# malleoSKILL 81

CODE REF.33181

## KNÖCHELBANDAGE MIT ÜBER KREUZ VERLAUFENDEN ZUGBÄNDERN UND SPIRALSTÄBEN

- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- Fersenöffnung
- 2 Verstärkungs-Spiralstäbe
- Überkreuzte Riemen am Fußhals für optimale Stabilität.

Code  
Größen  
Umfang Ferse-Spann cm  
Farbe

REF.33181

S	M	L	XL
26/29	29/32	32/35	35/38

grau / Beidseitig anwendbar

### INDIKATIONEN:

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose



# mioSKILL 33

CODE REF.33133

## OBERSCHENKELSTÜTZE

- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code  
Größen  
Umfang Mitte  
Oberschenkel cm  
Farbe

REF.33133

S	M	L	XL	XXL
48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
grau / Beidseitig anwendbar				

### INDIKATIONEN:

- Kontrakturen und Zerrungen des Oberschenkelmuskels
- Unterstützung bei der posttraumatischen Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit
- Kontusionsprävention



# mioSKILL 34

CODE REF.33134

## WADENSTÜTZE

- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe

Code  
Größen  
Wadenumfang cm  
Farbe

REF.33134

S	M	L	XL
33/35	35/38	38/43	43/48
grau / Beidseitig anwendbar			

### INDIKATIONEN:

- Kontrakturen und Zerrungen des Wadenmuskels
- Unterstützung bei der posttraumatischen Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit



## ELLENBOGENSCHONER

- **BreathSkill, 3D** - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite
- **CompresSkill**, elastisches Mehrfaser-Kompressionsgewebe
- Klettband-Gurt mit Nylonschlaufe (stärkerer Druck am Unterarm)

Code  
Größen  
Vorderarmumfang cm  
Farbe

REF.33132	XS	S	M	L	XL
Vorderarmumfang cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Farbe	grau / Beidseitig anwendbar				

### INDIKATIONEN:

- Epicondylitis und Epitrochleitis des Ellenbogens
- Chronische Schmerzen durch Bursitis oder Tendinitis

# lumboSKILL 70 / 72

## SCHMALES KORSETT

CODE REF.33170

## HOHES KORSETT

CODE REF.33172



- Vordere und seitliche Struktur "abgestuft" aus Polyester und Elastomer
- Stark deckende, stützende Gurte
- Schräge Spiralstäbe zur Verstärkung
- Klettverschluss

Code	REF.33170					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Taillenumfang cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Höhe vorne cm	20	20	20	20	20	20
Höhe hinten cm	26	26	26	26	26	26
Farbe	grau					

Code	REF.33172					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Taillenumfang cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Höhe vorne cm	22	22	22	22	22	22
Höhe hinten cm	32	32	32	32	32	32
Farbe	grau					

4 Führungen für anpassbare Stäbe (im Lieferumfang enthalten) oder starre Stäbe (Option)

**BreathSkill,**  
3D - Gewebe mit Netzstoff an der Aussenseite

### INDIKATIONEN:

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbokruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Nur LumboSkill72: Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Nur LumboSkill72: Bruch-Behandlung bei transversalem Prozess

