



malleoLITE

CHEVILLÈRE AVEC SANGLES ÉLASTIQUES EN 8

REF. 33080



LÉGÈRE COMME
UNE PLUME,
EFFICACE
COMME UN
BANDAGE EN 8



ORTHOSERVICE ORTHOPEDIC PRODUCTS



Structure en tissu Sensitive®
léger, respirant, indémaillable,
antistatique.

Complètement ouverte
pour l'enfiler plus facilement,
sans fléchir le pied.

Design anatomique avec
finitions souples et fines.

Sangles élastiques à rayures,
avec croisement en 8, bonne
alternative au bandage.

Fine et légère, s'enfile
facilement dans les chaussures.

Fermeture postérieure
à Velcro, réglable sur la
circonférence anatomique.

malleoLITE

CHEVILLÈRE AVEC SANGLES ÉLASTIQUES EN 8

REF. 33080

REF. 33080

Mesure

Circumf. col du
pied-talon cm

S

24-28

M

28-33

L

33-38

Couleur: noir / Ambidextre



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0)7221 9913911 · Fax 0049 (0)7221 9913913

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento [art. 2497bis CC]:

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

INDICAZIONI

- Entorses de la tibio-tarsienne de 1er degré
- Tendinopathies du cou-de-pied et des péroniers
- Arthralgies mineures

