

malleonite

Fußlagerungsschulze
für die Nacht

HMV: 23.03.01.0017

Artikelnummer: M.90062

Artikelnummer	M.90062	
Größen	S/M	L/XL
Schuhgröße	36-42	43-48
Farbe	schwarz	

Beidseitig anwendbar

Indikationen

- Plantarfasziitis
- Achilles Tendinopathie
- Instabilität des Fusses
- Schmerzen beim Aufwachen
- Fersenschmerz
- Achillodynie
- Zustand nach Apoplex
- Infantile Cerebralparese
- Verkürzung der plantaren Faszie
- Fersensporn
- Achillessehnen-Entzündungen und -Schwächen
- Metatarsalgie
- Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

airstep tight walker

Unterschenkel-Fußorthese zur
Immobilisierung, kurz und lang

HMV: 23.06.01.0066

HMV: 23.06.01.0067 mit Keilen 23.06.01.1018

Artikelnummer: M.550N / M.560N

Artikelnummer	M.550N - M.560N			
Größen	S	M	L	XL
Schuhgröße	35/39	39/44	44/47	>47
Farbe	grau			

Beidseitig anwendbar

Indikationen

- Speziell für die Anwendung bei Patienten mit Empfindungsstörungen geeignet, zum Beispiel bei Diabetes Mellitus und dem damit einhergehenden Diabetischen Fußsyndrom
- Ulcera am Mittelfuß, Malleolus, Hallux oder Ferse
- Charcot Fuß



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RADIO
LUCENT



AIR PAD

malleonite | airstep tight walker

Eine angenehme
**Alternative für die
Nachtlagerung!**



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

A photograph showing a person's lower leg and foot from a side-on perspective. They are wearing a black, rigid ankle brace. The brace has a central black plastic shell with two orange rectangular labels, one on the front and one on the side. It is secured with black straps and buckles around the ankle and midfoot. The person is lying on a light blue, textured surface, possibly a bedsheet. Their other foot is visible to the left, not wearing a brace.

**WEICHE,
BEQUEME
POLSTERUNG •**

airstep tight walker



airstep tight walker
(short)



Option:



REF.M.550N/P
REF.M.560N/P
Innenschuh, zum Tauschen
bei Schmutz, Schweiß,
Wundflüssigkeiten

