

# affix

**Tutore** per  
piede ciondolante



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# affix

## affix, IL TUTORE DA INDOSSARE CON LE SCARPE A STRINGA....

**affix** REF.20050

Solleva l'avampiede durante la deambulazione in pazienti con paralisi flaccide.

Si indossa con un paio di scarpe con le stringhe e scompare sotto ai vestiti. Consente una deambulazione sciolta e rassicurante, senza timore di inciampare.

### È COSTITUITO DA 3 ELEMENTI:

- una struttura in tessuto traforato traspirante, dotata di un'imbottitura in gel per l'area del tendine d'Achille, e due bandelle di chiusura a Velcro®
- un Pad di aggancio, da infilare nella scarpa tra la linguetta e le stringhe
- un elastico di tensionamento con due estremità velcrate.



## ...O SCALZI, CON SCARPE APERTE O CON LE PANTOFOLE

# fascia per mesopiede REF.20051

È l'accessorio di **affix** che consente il sollevamento del piede anche a piede nudo, con le pantofole o con scarpe aperte.

Si tratta di una fascia da avvolgere attorno al mesopiede, chiudendola su se stessa, a Velcro®. Presenta, nella parte superiore, un piccolo anello al quale va agganciato l'elastico di tensionamento, esattamente come funziona il Pad di aggancio, di cui è in un certo senso il sostituto. Disegnato sull'anatomia del piede, è disponibile in versione destra e sinistra. A basso profilo, è morbida, non arreca fastidio ed entra facilmente nella maggior parte delle calzature aperte.



Il piede ciondolante può avere origini congenite, neurologiche e traumatiche. Si manifesta come un'incapacità di tenere sollevato il piede, che pende quindi dalla caviglia, causando problemi nella deambulazione. Il ciclo del passo, che è costituito da una "fase di appoggio" (tallone a contatto col terreno – pianta del piede a terra – stacco delle dita) e da una "fase oscillante" (spostamento in avanti della gamba scarica dal peso) ne viene perturbato.

La conseguenza più frequente è il continuo inciampo o il tentativo estenuante di rimediare all'inconveniente sollevando completamente l'arto da terra. Per questo un tutore in grado di far flettere il piede, in sintonia col ciclo del passo, con o senza calzature, si dimostra efficace nel restituire la possibilità di camminare fluidamente.

**E restituire anche una buona qualità di vita.**

# affix

## Tutore per piede ciondolante

|                                  |           |          |          |          |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Codice</b>                    | REF.20050 |          |          |          |
| <b>Taglia</b>                    | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> |
| <b>Circonferenza caviglia cm</b> | 13/17     | 17/21    | 21/25    | 25/29    |
| <b>Colore</b>                    | nero      |          |          |          |

ambidestro

# fascia per mesopiede

## Affix option

|                                   |           |          |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Codice</b>                     | REF.20051 |          |          |
| <b>Taglia</b>                     | <b>S</b>  | <b>M</b> | <b>L</b> |
| <b>Circonferenza mesopiede cm</b> | 17/21     | 21/25    | 25/29    |
| <b>Colore</b>                     | nero      |          |          |

destra o sinistra

## Indicazioni

- Paralisi flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve entità

## Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de**ORTHOSSERVICE POLSKA sp. z o.o.**ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.****Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia**Sede operativa e amministrativa:**Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.comSocietà soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG [CH] · 6830 Chiasso [TI] · Switzerland**ORTHOSSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better