

affix

Fußheberorthese

Artikelnummer	REF.20050			
Größen	XS	S	M	L
Knöchel-Umfang cm	13/17	17/21	21/25	25/29
Farbe	schwarz			

Beidseitig anwendbar

Mittelfuß-Bandage

Affix Option

Artikelnummer	REF.20051		
Größen	S	M	L
Umfang Mittelfuss cm	17/21	21/25	25/29
Farbe	schwarz		

Rechts oder links

Indikationen

- Schlanke Lähmung des Fußes
- Spastischer Spitzfuß leichter bis mittelstarker Ausprägung

Kontraindikationen

- Zur Zeit keine bekannt

**affix****Fußheberorthese**

Titelbild: @methaphum - stock.adobe.com



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOERVICE POLSKA sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



affix - DIE BANDAGE, DIE MAN MIT SCHNÜRSCHUHEN TRAGEN KANN ...

affix REF.20050

Hebt den Vorderfuß während des Gehens bei Patienten mit peripherer Lähmung.

Man trägt sie in Schnürschuhen und oben verschwindet sie unter der Kleidung. Sie ermöglicht ein lockeres und sicheres Gehen, ohne Angst vor dem Stolpern.

SIE BESTEHT AUS DREI ELEMENTEN:

- einer Struktur aus atmungsaktivem, perforiertem Stoff mit einer Gel-Polsterung im Bereich der Achillessehne und mit zwei Klettbindern
- einem Pad zum Einhaken, das zwischen Lasche und Schnürsenkel des Schuhs eingeschoben wird
- einem Spanngummi mit zwei Klettbindern am Ende.



... ODER MIT OFFENEN SCHUHEN UND PANTOFFELN

Mittelfuß-Bandage REF.20051

Ein Zubehör für die affix-Bandage, mit dem man den Fuß auch barfuß, mit Hausschuhen oder mit offenen Schuhen anheben kann.

Es handelt sich um ein Stützband, das um den Mittelfuß gelegt und mit Klettverschluss geschlossen wird. Obenauf befindet sich ein kleiner Ring, an dem der Spanngummi angebracht wird. Es funktioniert genau wie das Polster zum Einhaken, für das es gewissermaßen ein Ersatz ist. Anatomisch nach der Form des Fußes entworfen, ist sie als rechte und linke Version erhältlich. Das untere Profil ist weich, stört nicht und passt leicht in die meisten offenen Schuhe.



Der Fallfuß kann angeboren sein, sowie neurologische oder traumatische Ursachen haben. Dabei kann der Fuß nicht angehoben werden, er hängt vom Knöchel herab und zieht somit Probleme beim Gehen nach sich. Der Gangzyklus aus "Standphase" (Ferse mit Bodenkontakt – Fußsohle am Boden – abstehende Zehen) und "Schwungphase" (Vorwärtsbewegung des vom Gewicht entlasteten Beins) ist gestört.

Die häufigste Folge ist das ständige Stolpern oder der anstrengende Versuch, das Problem zu beheben, indem man das Körperglied vollständig vom Boden abhebt. Aus diesem Grund erweist sich eine Orthese, die in der Lage ist, den Fuß im Einklang mit dem Gangzyklus – mit oder ohne Schuhwerk – zu beugen, als wirkungsvoll, um wieder fließend zu gehen **und auch die Lebensqualität zu verbessern.**