

**ORTHO 14**

**Supporting  
the next generation**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



## LINEE PÉDIATRIQUE ORTHO 14

ORTHO 14-100



### Collier cervical en mousse

- **STRUCTURE** de base en mousse semi-rigide
- **REVÊTEMENT** en tricot tubulaire
- **FERMETURE** postérieure par bande en Velcro®
- **RADIOTRANSSPARENT**

#### INDICATIONS

- Entorses légères de la colonne cervicale (coup du lapin)
- Torticolis
- Crises de vertiges d'origine cervicale

<b>Code</b>	REF.OFT100
<b>Mesure</b>	universelle
<b>Hauteur cm</b>	6,5
<b>Circonférence cm</b>	20/30
<b>Couleur</b>	beige



## Collier cervical à double coque, avec ouverture trachéale

- **STRUCTURE** en PLASTAZOTE® non-toxique
- **FORMÉ PAR DEUX COQUES ENVELOPPANTES** avec des bandes Velcro®
- **FAÇONNÉ** pour une parfaite adhérence au menton, à la nuque et aux épaules
- **PLAQUES D'APPUI RIGIDES** au milieu, à l'avant et à l'arrière
- **TROUS** pour la ventilation
- **RADIOTRSPARENT**
- **ÉVIDEMENT** pour la trachée
- **PRÉPARÉ** pour la fixation du stabilisateur thoracique

### INDICATIONS

- Entorses sévères aggravé de la colonne cervicale (coup du lapin)
- Discopathies multiples de la colonne cervicale
- Traumatismes cervicaux
- Tassements pathologiques secondaires en cas de métastases cervicales

Code	REF.OFT105I	REF.OFT105P
Mesure	enfant 0-3 années	enfant 4-9 années
Couleur	beige	



## Orthèse d'immobilisation du bras et de l'épaule, avec coudière

- **SANGLES D'ÉPAULE** avec bandes Velcro® de fermeture
- **BANDE** d'immobilisation en tissu doux rembourré
- **POCHE** de maintien du coude
- **STRUCTURE** de soutien du bras en tissu mixte coton

### INDICATIONS

- Fracture simple de l'humérus
- Luxations gléno-humérales
- Distorsion de l'épaule
- Traitement post-opératoire des fractures de l'humérus et suivant les interventions de la luxation de l'épaule
- Traitement postopératoire en cas de suture du tendon de la longue portion du biceps

Code	REF.OFT305
Mesure	universelle
Sac Longueur cm	23
Hauteur cm	22
Couleur	noir

Ambidextre

ORTHO 14-310



## Écharpe de bras simple

- **FERMETURE** en Velcro®
- **TIRANT** à tour d'épaule avec protection matelassée pour le cou
- **STRUCTURE** en textile mélangé coton

### INDICATIONS

- Soutien de l'avant-bras et du poignet
- Recommandée en cas de membre plâtré
- Recommandée si l'articulation acromioclaviculaire (suite à une subluxation de type I) ou glénohumérale doit être laissée au repos
- Recommandée en cas d'immobilisation du membre supérieur, coude fléchi

Code	REF.OFT310
Mesure	universelle
Sac Longueur cm	24
Couleur	bleu
Ambidextre	

ORTHO 14-315



## Orthèse d'immobilisation de la clavicule

- **STRUCTURE** en tissu gratté avec rembourrage
- **CONCEPTION** s'inspirant du principe du bandage en huit avec fermeture Velcro® à l'arrière

### INDICATIONS

- Fractures de la clavicule
- Subluxation de l'articulation acromionclaviculaire

Code	REF.OFT315
Mesure	universelle
Couleur	blanc
Ambidextre	

ORTHO 14-500



## Orthèse de poignet

- **ÉCLISSE** rigide palmaire en aluminium préformé et modelable (amovible)
- **ÉCLISSES** de renforcement dorsales
- **FERMETURE** par boucles et à courroies à Velcro®
- **STRUCTURE** en mousse bi-doublée

### INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Fractures compliquées de l'extrémité du radius et de l'ulna
- Tendinites du poignet
- Séquelles des fractures du poignet ou après enlèvement précoce du plâtre

Code	REF.OFT500 R • REF.OFT500 L
Mesure	universelle
Longueur cm	15,5
Couleur	bleu

Préciser droit et gauche

ORTHO 14-502



## Orthèse d'immobilisation du poignet-pouce

- **ÉCLISSE** rigide en aluminium pour le pouce, préformée et modelable (amovible)
- **ÉCLISSE** rigide palmaire en aluminium préformé et modelable (amovible)
- **ÉCLISSES** de renforcement dorsales en plastique
- **REMBOURRAGES** en mousse bi-doublée
- **FERMETURE** par boucles et à courroies à Velcro®

### INDICATIONS

- Entorse du poignet
- Tendinite du poignet
- Séquelles des fractures du poignet ou après enlèvement précoce du plâtre
- Lésion de la bande ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce

Code	REF.OFT502 R • REF.OFT502 L
Mesure	universelle
Longueur cm	16
Couleur	bleu

Préciser droit et gauche



## Orthèse d'immobilisation du genou

- **STRUCTURE** en mousse souple bi-doublée
- **REVÊTEMENT** intérieur à éponge
- **TIGES** rigides médiales-latérales et postérieures en alliage léger modelables
- **OUVERTURE** rotulienne
- **PANNEAUX** médial et latéral réglables

### INDICATIONS

- Immobilisation avec genou en extension (postchirurgicale ou post-traumatique)

Code	REF.OFT700/2	REF.OFT700/3
Immobilisation à	0°	0°
Longueur cm	20	30
Tour de cuisse cm	24/35	33/45
Couleur	bleu	

Ambidextre



## Orthèse de cheville à double coque

- **FACILE À METTRE** grâce à son ouverture totale
- **FACILEMENT ADAPTABLE** à la taille du talon grâce à ses réglages en Velcro®
- **REMBOURRAGES** en mousse bi-doublée
- **STRUCTURE** bivalve anatomiquement conformée et réalisée en matière plastique légère et résistante

### INDICATIONS

- Entorses de types II et III
- Rééducation fonctionnelle post-chirurgicale
- Rééducation fonctionnelle après fractures malléolaires
- Instabilité chronique de la TT et activité sportive

Code	REF.OFT800
Mesure	universelle
Hauteur cm	16
Couleur	noir

Ambidextre

ORTHO 14-805



## Botte de marche rigide

- **STRUCTURE** en matière plastique résistante et légère
- **TIGES** montantes avec Velcro® pour adhérer à la doublure
- **BANDE** Velcro® de fermeture
- **DOUBLURE** de la semelle en Evazote atoxique
- **SEMELLE** antidérapante en caoutchouc

### INDICATIONS

- Traitement conservateur des fractures de la cheville
- Entorses graves de la cheville (degré 3)
- Fractures distales stables du pied, de la malléole, du tibia et du péroné

Code	REF.OFT805		
Mesure	M	L	XL
Pointure	23/25	26/28	29/31
Hauteur da terra cm	22	25	27
Couleur	noir		

Ambidextre

ORTHO 14-810



## Gouttière pour jambe et pied

- **BANDE** Velcro® de fermeture au niveau du mollet
- **STRUCTURE** en polypropylène modifiable à chaud

### INDICATIONS

- Pied flasque
- Équinisme spastique de degré léger ou moyen



REF.9391 R  
REF.9391 L  
Semi-fini de  
REF.OFT810  
Préciser droit et gauche

Code	REF.OFT810 • REF.9391 R • REF.9391 L				
Mesure	1.	2.	3.	4.	5.
Circumf. du mollet	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Longueur du pied cm	10	11	12	13	15
Hauteur attelle cm	16	19	23	25	28
Couleur	semi transparent				

Préciser droit et gauche

# ORTHO 14

Supporting the next generation



[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
 Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
 Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
[info@orthoservice.com](mailto:info@orthoservice.com) · [www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
 Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
 Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
[info@orthoservice.de](mailto:info@orthoservice.de) · [www.orthoservice.de](http://www.orthoservice.de)

**ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
 Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
[info@orthoservice.pl](mailto:info@orthoservice.pl) · [www.orthoservice.pl](http://www.orthoservice.pl)

**OSUK Ltd**  
 Units 47&50 North East BIC  
 Wearfield  
 Sunderland Enterprise Park East  
 Sunderland SR5 2TA  
 Tel +44 (0) 191 51 66 220  
[info@orthoservice.uk](mailto:info@orthoservice.uk) · [www.orthoservice.uk](http://www.orthoservice.uk)

**RO+TEN S.r.l.**  
 Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
 Sede operativa e amministrativa:  
 Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
 Tel. 0039 0362 18 51 200  
[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com) · [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)



**ORTHO SERVICE  
 RO+TEN**

Take care feel better