

ORTHO 14

**Supporting
the next generation**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



LINEA PEDIATRICA ORTHO 14

ORTHO 14-100



Collare cervicale in gommapiuma

- **STRUTTURA** in gommapiuma semirigida
- **RIVESTIMENTO** in maglia tubolare
- **CHIUSURA POSTERIORE** con cinturino a Velcro®
- **RADIOTRASPARENTE**

INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale

Codice	REF.OFT100
Taglia	universale
Altezza cm	6,5
Circonf. cm	20/30
Colore	beige

ORTHO 14-105



Collare cervicale bivalva con foro tracheale

- **STRUTTURA** in PLASTAZOTE® atossico
- **FORMATO DA DUE VALVE AVVOLGENTI** con chiusura a Velcro®
- **SAGOMATO** per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- **PLACCHE RIGIDE** di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- **FORI** per l'aerazione
- **RADIOTRASPARENTE**
- **FORO** tracheale
- **PREDISPOSTO** all'attacco dello stabilizzatore toracico

INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali

Codice	REF.OFT105I	REF.OFT105P
Taglia	Bambini 0 – 3 anni	Bambini 4 – 9 anni
Colore	beige	

ORTHO 14-305



Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

- **TIRANTI** girospalla con Velcro® di chiusura
- **FASCIA** di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- **TASCA** di contenimento per gomito
- **STRUTTURA** reggibraccio in tessuto misto cotone

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazioni gleno-omerali
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

Codice	REF.OFT305
Taglia	universale
Lungh. sacca cm	23
Altezza cm	22
Colore	nero
Ambidestro	

ORTHO 14-310



Reggibraccio semplice

- **CHIUSURA** a Velcro®
- **TIRANTE** girospalla con imbottitura di protezione per il collo
- **STRUTTURA** in tessuto misto cotone

INDICAZIONI

- Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
- Utile come sostegno nei casi di arto gessato
- Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion-claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale
- Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flessso

Codice	REF.OFT310
Taglia	universale
Lungh. sacca cm	24
Colore	blu

Ambidestro

ORTHO 14-315



Immobilizzatore di clavicola

- **STRUTTURA** in tessuto garzato con imbottitura
- **APPLICAZIONE** tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®

INDICAZIONI

- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromionclaveare

Codice	REF.OFT315
Taglia	universale
Colore	bianco

Ambidestro

ORTHO 14-500



Immobilizzatore per polso

- **STECCHA** rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- **STECHE** di rinforzo dorsali
- **CHIUSURA** con fibbie e cinghie a Velcro®
- **STRUTTURA** in schiuma bifoderata

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso superiore a gomito flessio

Codice	REF.OFT500 DX • REF.OFT500 SX
Taglia	universale
Lunghezza cm	15,5
Colore	blu

Indicare destro o sinistro

ORTHO 14-502



Immobilizzatore per polso con presa pollice

- **STECCHA** rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- **STECCHA** rigida palmare in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- **STECHE** di rinforzo dorsali
- **STRUTTURA** in schiuma bifoderata
- **CHIUSURA** con fibbie e cinghie a Velcro®

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

Codice	REF.OFT502 DX • REF.OFT502 SX
Taglia	universale
Lunghezza cm	16
Colore	blu

Indicare destro o sinistro

ORTHO 14-700/2-/3



Immobilizzatore di ginocchio

- **STRUTTURA** in morbida gommasciuma bifoderata
- **RIVESTIMENTO** interno in spugna
- **ASTE** rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- **APERTURA** rotulea
- **PANNELLI** mediale e laterale regolabili

INDICAZIONI

- Necessità di immobilizzare con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica) rimozione precoce del gesso superiore a gomito flessio

Codice	REF.OFT700/2	REF.OFT700/3
Immobilizzazione a	0°	0°
Lunghezza cm	20	30
Circonf. coscia cm	24/35	33/45
Colore	blu	

Ambidestro

ORTHO 14-800



Tutore bivalva per caviglia

- **FACILE DA INDOSSARE** grazie all'apertura completa
- **FACILMENTE ADATTABILE** alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- **IMBOTTITURE** in schiuma bifoderata
- **STRUTTURA** bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi II e III grado
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Recupero funzionale postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della TT e attività sportiva

Codice	REF.OFT800
Taglia	universale
Altezza cm	16
Colore	nero

Ambidestro

ORTHO 14-805



Tutore a stivaletto rigido

- **STRUTTURA** in materiale plastico resistente e leggero
- **ASTE** montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- **CINTURINI** con la chiusura a Velcro®
- **IMBOTTITURA** interna della suola in evazote atossico
- **SUOLA** in gomma antiscivolo

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali cervicali

Codice	REF.OFT805		
Taglia	M	L	XL
Misura scarpa	23/25	26/28	29/31
Altezza da terra cm	22	25	27
Colore	nero		

Ambidestro

ORTHO 14-810



Doccia per gamba e piede

- **CHIUSURA** con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- **STRUTTURA** in polipropilene modificabile a caldo

INDICAZIONI

- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve e media entità



REF.9391 DX
REF.9391 SX
Semilavorato di
REF.OFT810
indicare destro o sinistro

Codice	REF.OFT810 • REF.9391 DX • REF.9391 SX				
Taglia	1.	2.	3.	4.	5.
Circonf. polpaccio cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Lungh. sezione piede cm	10	11	12	13	15
Altezza tutore cm	16	19	23	25	28
Colore	semitrasparente				

Indicare destro o sinistro

ORTHO 14

Supporting the next generation



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
 Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
 Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
 Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
 Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
 Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
 Units 47&50 North East BIC
 Wearfield
 Sunderland Enterprise Park East
 Sunderland SR5 2TA
 Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
 Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
 Sede operativa e amministrativa:
 Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
 Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better