



**FACILE, VELOCE, PRONTA.**  
**LA LINEA CHE TI FA SENTIRE**  
**SEMPRE PROTETTO.**

**ORTHOSELF**

BY ORTHOSERVICE

# UNA LINEA COMPLETA DI TUTORI ELASTICI

## QUELLA SOTTILE PAURA CHE CI RESTA ADDOSSO

Dopo una distorsione, uno stiramento, una tendinite, resta spesso la paura.

Paura di fare un movimento falso e di subire un'altra volta lo stesso trauma.

**ORTHOSELF È LA LINEA DI TUTORI  
PROGETTATA PER FARCI RITROVARE  
FIDUCIA E SICUREZZA.**

## A CHI È DEDICATA

A tutti coloro che sentono di avere una fragilità congenita o post-traumatica.

Agli sportivi che rilevano qualche asimmetria, dovuta a una fragilità congenita o post-traumatica.

Alle persone anziane che hanno perso la sicurezza nel movimento.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# L'AZIONE DEI SOMATOCETTORI

## I RECETTORI SOMATOSENSORIALI

Muscoli, articolazioni, tendini e pelle sono disseminati di Somatorecettori che mandano al cervello informazioni su posizione del corpo, temperatura, contatto con altre superfici eccetera. In base a quello che riceve, il cervello rimanda degli output apportando, se necessario, delle correzioni per mantenere l'equilibrio, il comfort e l'assenza di dolore.

## COSA SUCCEDDE DOPO UNA LESIONE O UN TRAUMA

Prendiamo per esempio il recupero dopo una contrattura al polpaccio: l'arto lancerà al cervello input di alterato funzionamento e il cervello risponderà di "risparmiarlo", addossando più lavoro all'altra gamba che, col tempo, ne risentirà. Questo circolo vizioso va interrotto.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# COMPRESSIONE MIRATA PER UN PIACEVOLE SOSTEGNO

## COME È FATTA

I tutori hanno una struttura tubolare, anatomica ed elastica. Sono realizzati in uno speciale filato che genera una compressione medio-alta e ben distribuita, leggermente più accentuata (colore grigio) dove è più necessaria. Molto confortevoli e traspiranti, aderiscono perfettamente al corpo mantenendo elevato il livello di comfort.

## COME AGISCE

I tutori esercitano una compressione mirata che stimola favorevolmente i somatorecettori, affinché inviino al cervello gli input corretti e la postura fisiologica possa essere ristabilita. Favoriscono la circolazione e dunque il riassorbimento degli edemi, vigilano sulla temperatura corporea. Chi li indossa percepisce una piacevole sensazione di sostegno e sarà incoraggiato a muovere quel distretto con maggiore sicurezza.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# EPI-S32

## GOMITIERA SEMPLICE

### ✓ DOLORE CRONICO, DA BORSITE O TENDINITE

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19032

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Ambidestro / \*Circonferenza prossimale avambraccio



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.





**ORTHOSELF**  
BY ORTHOSERVICE

# MANU-S19

POLSIERA  
SEMPLICE

- ✓ POSTUMI DEI TRAUMI DISTORSIVI DEL POLSO
- ✓ TENDINITI E TENOSINOVITI
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE E INFIAMMATORIE DEL POLSO

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Alloggiamento per il pollice
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19019

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Ambidestro / \*Circonferenza polso



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# MIO-S33

COSCIALE

- ✓ **CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DELLA COSCIA**
- ✓ **COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA**

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19033

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Ambidestro / \*Circonferenza centro coscia



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# GENU-S60

## GINOCCHIERA SEMPLICE

- ✓ GONALGIE DOVUTE  
A CONTUSIONI
- ✓ INIZIALI STATI ARTROSICI
- ✓ TENDINITI

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Insetto superiore in silicone antiscivolo
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19060

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Ambidestro / \*Circonferenza coscia+15 cm sopra alla rotula



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSERVICE

BY ORTHOSERVICE

# MIO-S34

SUPPORTO PER  
POLPACCIO

- ✓ CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DEL POLPACCIO
- ✓ COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

REF.19034

Taglia	S	M	L	XL
Circonf. cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Ambidestro / \*Circonferenza polpaccio



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.





ICE

ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# MALLEO-S37

CAVIGLIERA

- ✓ **CONTUSIONI**
- ✓ **TENDINOPATIE DEL COLLO DEL PIEDE E DEI PERONEI**

- ★ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ★ Trama speciale al tallone per una maggiore resistenza
- ★ Traspirante
- ★ Capacità compressiva medio-alta
- ★ Bordi confortevoli
- ★ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19037

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Ambidestro / \*Circonferenza caviglia



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSERVICE

BY ORTHOSERVICE



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

