



LEICHT. BEQUEM. PRAKTISCH.
PRODUKTE, MIT DENEN SIE
SICH IMMER SICHER FÜHLEN.

ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

ELASTISCHE BANDAGEN ZUM SCHUTZ IHRER GELENKE

VERTRAUEN UND SICHERHEIT JEDEN TAG

Nach einer Verstauchung, einer Zerrung oder einer Sehnenentzündung bleibt oft die Sorge, eine falsche Bewegung zu machen und das gleiche Trauma noch einmal zu durchleben.

DIE ELASTISCHEN BANDAGEN VON ORTHOSELF GEBEN IHNEN VERTRAUEN UND SICHERHEIT BEI JEDER BEWEGUNG ZURÜCK.

FÜR WEN SIE GEMACHT SIND

Für alle, die das Gefühl haben, eine angeborene oder posttraumatische Anfälligkeit für Verletzungen zu haben.

Für Sportler, die nach Verletzungen schnell wieder in ihr Training einsteigen wollen

Für ältere Menschen, die Bewegungssicherheit verloren haben.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

DER SECHSTE SINN IHRES KÖRPERS – PROPRIOREZEPTOREN

SOMATOSENSORISCHE REZEPTOREN

Muskeln, Gelenke, Sehnen und Haut sind mit körpereigenen Propriozeptoren übersät. Sie senden dem Gehirn Informationen über Körperhaltung, Temperatur, Beschaffenheit von Oberflächen und mehr. Je nachdem, was das Gehirn empfängt, sendet es Signale zurück und nimmt dabei, wenn nötig, Korrekturen vor, um Gleichgewicht oder Bequemlichkeit beizubehalten und Schmerz zu vermeiden.

WAS NACH EINER VERLETZUNG ODER EINEM TRAUMA PASSIERT

Nehmen wir zum Beispiel die Genesung nach einer Unterschenkelkontraktur: Das Gliedmaß sendet seine veränderte Funktion an das Gehirn und das Gehirn antwortet mit „Schonen“ und „Verlagern“ von mehr Arbeit auf das andere Bein, das mit der Zeit darunter leiden wird.

Dieser Teufelskreis muss unterbrochen werden.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

GEZIELTE KOMPRESSION FÜR EINE ANGENEHME UNTERSTÜTZUNG

WIE SIE KONSTRUIERT SIND

Die Bandagen sind nahtlos aufgebaut, anatomisch geformt und elastisch. Sie bestehen aus einem Spezialgewebe, das für eine mittlere bis starke Kompression sorgt, die sich gut verteilt und in den grauen Bereichen etwas mehr akzentuiert ist, eben genau dort, wo Sie sie am meisten brauchen. Sie sind sehr angenehm zu tragen, atmungsaktiv, schmiegen sich Ihrem Körper perfekt an und sind äußerst bequem.

WIE SIE WIRKEN

Die Bandagen üben eine **gezielte Kompression** aus und stimulieren alle Ihre wichtigen Rezeptoren auf positive Weise, damit sie Ihrem Gehirn die richtigen Impulse geben und die **natürliche Haltung** wiederherstellen. Sie fördern die **Durchblutung** und damit das **Zurückgehen von Schwellungen** und sorgen für eine günstige **Körpertemperatur**. Nach dem Überstreifen spüren Sie ein angenehmes **Stützgefühl** und fühlen sich ermutigt, den betroffenen Bereich mit **größerer Sicherheit** zu bewegen.



ORTHOSSELF

BY ORTHOSERVICE

EPI-S32

ELLENBOGEN-BANDAGE

✓ GEGEN CHRONISCHE SCHMERZEN, BEI SCHLEIMBEUTEL- ODER SEHNENENTZÜNDUNG

- ★ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ★ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ★ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ★ Bequeme Randabschlüsse
- ★ Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan

REF.19032

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Beidseitig / *Umfang der breitesten Stelle am Unterarm



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

MANU-S19

HANDGELENKS- BANDAGE

- ✓ ZUR NACHBEHANDLUNG VON ZERRUNGEN UND STAUCHUNGEN DES HANDGELENKS
- ✓ BEI SEHNEN- UND SEHNENSCHIEDENENTZÜNDUNG
- ✓ GEGEN DEGENERATIVE UND ENTZÜNDLICHE PATHOLOGIEEN DES HANDGELENKS

- ★ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ★ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ★ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ★ Bequeme Randabschlüsse
- ★ Mit Stütze für den Daumen
- ★ Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan

REF.19019

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Beidseitig / *Umfang der Handgelenks



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSSELF

BY ORTHOSERVICE

MIO-S33

OBERSCHENKEL- BANDAGE

- ✓ VERHÄRTUNGEN (KONTRAKTUREN) UND MUSKELZERRUNGEN IM OBERSCHENKEL
- ✓ HILFSMITTEL FÜR DIE WIEDERAUFNAHME SPORTLICHER AKTIVITÄTEN NACH EINEM TRAUMA

- ★ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ★ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ★ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ★ Bequeme Randabschlüsse
- ★ Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan

REF.19033

Größen	S	M	L	XL	XXL
Umfang cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Beidseitig / *Umfang in der Mitte des Oberschenkels



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ICE

ORTHOSSELF

BY ORTHOSERVICE

GENU-S60

KNIEGELENKS- BANDAGE

- ✓ **KNIESCHMERZEN AUFGRUND VON PRELLUNGEN**
- ✓ **ERSTE ARTHROSESTADIEN**
- ✓ **SEHNENENTZÜNDUNG (TENDINITIS)**

- ★ **Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt**
- ★ **Atmungsaktiv und hautfreundlich**
- ★ **Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)**
- ★ **Bequeme Randabschlüsse**
- ★ **Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan**

REF.19060

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Beidseitig / *Umfang des Oberschenkels in 15 cm über der Kniescheibe



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSERVICE

ORTHOSERVICE

BY ORTHOSERVICE

MIO-S34

UNTERSCHENKEL- BANDAGE

- ✓ VERHÄRTUNGEN (KONTRAKTUREN) UND MUSKELZERRUNGEN IN DER WADE
- ✓ HILFSMITTEL FÜR DIE WIEDERAUFNAHME SPORTLICHER AKTIVITÄTEN NACH EINEM TRAUMA

- ★ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ★ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ★ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ★ Bequeme Randabschlüsse
- ★ Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan

REF.19034

Größen	S	M	L	XL
Umfang cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Beidseitig / *Umfang der Wade



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ICE

ORTHOSERVICE

ORTHOSERVICE

BY ORTHOSERVICE

MALLEO-S37

FUSSGELENKS- BANDAGE

✓ PRELLUNGEN ✓ TENDOPATHIE DES SPANNS UND DER PERONALSEHNEN

- ★ Nahtlos, anatomisch und elastisch für einen perfekten Halt
- ★ Besonders strapazierfähiges Gewebe im Fersenbereich
- ★ Atmungsaktiv und hautfreundlich
- ★ Mittlere bis starke Kompressionsleistung (Klasse II)
- ★ Bequeme Randabschlüsse
- ★ Material: 70% Polyamid, 30% Elasthan

REF.19037

Größen	XS	S	M	L	XL
Umfang cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Beidseitig / *Umfang des Fußgelenks



Alle ORTHOSELF-Bandagen sind mit Hochleistungs-Rundstrickautomaten von Merz hergestellt, wobei die gleichen Kriterien wie für die Produktion medizinischer Kompressionsstrümpfe der Klasse II angewandt werden.



ORTHOSERVICE

BY ORTHOSERVICE



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Ente numero 07/10525/2016